

INSTRUCTION MANUAL

INDIVIDUEL PRO X

Aesthetic Professional
Home Device



Individuel
Genève

Dear Valuable Customer

Thank you for joining Individuel Genève

This is your smart move to your new beauty routine!

For consultation and assistance – contact us via:

- WhatsApp / phone: +41-76-673-6067
- Email: info@individuelcosmetics.com

Remember – REAL BEAUTY RUNS DEEP!

Individuel
Genève

Index			
Language	Page	Language	Page
English	3	Spanish	68
French	18	Korean	85
German	35	Hebrew	102
Arabic	52	Norwegian	119

Individuel Pro X

Table of Contents

PRECAUTIONS	3
WHO SHOULD NOT USE THE DEVICE?.....	3
CONTRAINDICATIONS.....	4
WARNINGS.....	4
WHAT IS INDIVIDUEL PRO X.....	5
INTENDED USE	7
POSSIBLE ADVERSE EFFECTS	7
DEVICE DESCRIPTION	8
User interface description	9
USER INSTRUCTIONS	10
What to expect when using Individuel Pro X	10
Preliminary Test	10
Prepare your skin	10
Device Set-Up	11
Device operation	12
Recommended treatment regimen	13
Post treatment facial care	14
CLEANING & STORAGE	15
TROUBLESHOOTING	15
CUSTOMER SERVICE	16
DEVICE SPECIFICATIONS.....	16
LABELING	17

PRECAUTIONS

- Do not use this appliance near bathtubs, showers or other vessels containing water as it may lead to electrocution risk.
- Do not use the Individuel Pro X in the presence of electronic monitoring equipment (e.g. cardiac monitors), as it may lead to their improper operation.
- Keep out of reach of children and pets.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- Do not use the device if any part of the device is missing, damaged or loose, if the device is not working properly if you see or smell smoke.
- Before using the device, make sure the device is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed in the "Cleaning & Storage" chapter.
- Do not use excessive pressure on the skin during treatment. Apply enough pressure for sensing the device's vibration according to your own comfort.
- Do not use Conductive Gel/cream/serum after its expiration date
- Use the device only on the allowed treatment areas and for the intended use.
- Use the device only according to the instruction for use and for its intended use.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons

WHO SHOULD NOT USE THE DEVICE?

Carefully read the information below before you begin a treatment with the device. If you still have any doubts or are unsure that the device is safe for your use, please consult with your physician.

CONTRAINDICATIONS

Do NOT use Individuel Pro X device if you:

- Are pregnant or attempting to become pregnant.
- Have any metal implant or an active implant such as a pacemaker, insulin pump or similar devices since it may cause interference.
- Keep out of reach of children and pets.
- Suffer from heart disease, such as arrhythmias.
- Have metal braces on your teeth
- Suffer from epilepsy or seizures.
- Suffer from blood coagulopathy or excessive bleeding or bruising.
- Have skin cancer, on areas at risk of cancer or in proximity to such areas.
- Have open sores or wounds in the treatment area.
- Tend to have rosacea or if you have problematic or sensitive skin.
- Are allergic to the Conductive Gel/cream/serum ingredients or sensitive to contact with chrome.

WARNINGS

Do NOT use the device:

- Over skin outbreaks, swollen or inflamed skin or lesions or if you have active skin disease (such as eczema, psoriasis and rash) in the treatment area.
- Over the neck and chest, since it may cause muscle spasms resulting in closure of your airway and heart rhythm disturbance.
- Over painful areas or areas that cannot sense touch. If you have painful or touch insensitive areas, consult with your physician before using the device.
- Without applying conductive gel/cream/serum/cream/serum before use.
- Individuel Pro X and the Conductive Gel/cream/serum are for external use only. Avoid direct contact with eyes, lips, mouth and nostrils. In case of contact, wash immediately with water.

Do not use Individuel Pro X while driving, sleeping, operating machinery or bathing/ showering.

- The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.
- If you have any uncertainty regarding any other medical condition not listed here, or if you have treated the skin with a prescribed drug or underwent any invasive procedure (such as injections or surgical procedures) within the past 3 months, consult your physician before using Individuel Pro X.
- Do not use the device while charging.

The Individuel Pro X device is designed for use on intact skin of all types unless prohibited in the above warnings and contraindications section.

WHAT IS INDIVIDUEL PRO X?

The Individuel Pro X is a facial toning device that is intended for facial stimulation and is indicated for over-the-counter cosmetic use.

The Individuel Pro X produces microcurrent. The microcurrent activity is accompanied by a mechanical vibration. This Individuel Pro X unique combination is especially designed to improve facial skin tone, stimulate the skin for improved appearance and relax facial muscles.

When using the Individuel Pro X you will need to use the Individuel Pro X Conductive Gel/cream/serum. The Individuel Pro X also includes a unique replaceable cartridge. This cartridge will allow you to release the desired amount of Conductive Gel/cream/serum effortlessly. The Conductive Gel/cream/serum is especially designed to help in proper conductivity and pleasant gliding of the Individuel Pro X across your skin.

The Individuel Pro X is designed for optimal facial contact for all people. The device should be used on intact skin of all types unless prohibited in the above warnings and contraindications section

How does it work?

The Individuel Pro X is an electronic non-invasive handheld device with a special and unique, easy-to-interact design. It is comfortable and simple to use, to facilitate several minutes of self-treatment on different facial areas.

The Individuel Pro X Conductive Gel/cream/serum is delivered to the selected treatment region with a simple click, the amount adjusted according to your comfort! This saves you the need of prior preparations. The Conductive Gel/cream/serum will enable proper skin conductivity and help the Individuel Pro X glide smoothly across the skin.


The microcurrent is delivered from the Treatment Surface when the device is in contact with the skin. This will automatically turn on the mechanical vibration.

The electrical microcurrent, accompanied with vibration, are used for aesthetic purposes, offering several benefits, including:

The electrical microcurrent, accompanied with vibration, are used for aesthetic purposes, offering several benefits, including:

- Improvement of facial contour and increased skin and muscle firmness
- Improvement of circulatory blood flow to the skin, thus facilitating waste removal and delivering fresh nutrients into the skin.
- Improvement in connective tissue collagen, thus supporting and structuring the skin.
- Increase in ATP (cellular energy molecule) synthesis, thus contributing to facial stimulation, a process that is slowed down by aging.

The microcurrent, together with the mechanical vibration, facilitates a healthier, more vibrant appearance!

 Please make sure to carefully read these Instructions for Use before you start your Individuel Pro X treatment. This guide, as well as an instructional video, can also be found at www.individuelprox.com

INTENDED USE

Individuel Pro X is intended for men and women who desire to improve their skin appearance, to tone their face and relax the muscles in the desired facial treatment areas.

Individuel Pro X is intended for use on the following facial areas: cheeks, around the eyes (periorbital region), forehead, around the mouth (perioral region), chin, neck, décolté and hands.

The Individuel Pro X device is designed for use on intact skin of all types unless prohibited in the above warnings and contraindications section.

Note: Individuel Pro X is especially designed for your own personal treatment! It is intended for a single user and home use only.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

When using Individuel Pro X device according to the instructions for use, adverse effects are rare. However, every aesthetic procedure, including the usage of home-use devices, may cause some degree of adverse reactions (as listed in the table below). The possible adverse reactions are temporary, rare, and resolve spontaneously within 24 hours.

Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	Common	Local pain Skin irritation Skin redness Skin sensitivity Stinging Allergy or sensitivity to the gel/cream/serum
Moderate	Rare	Mild skin burns Excessive redness, rash and swelling Headache
Severe	Extremely rare	Severe burns Subcutaneous bleeding or bruising Infection Blistering Severe pain

In case adverse effects appear, stop using the Individuel Pro X device. Please consult your physician if necessary.

DEVICE DESCRIPTION

The Individual Pro X device set consists of the following components:

Hand-held device

Drop button: Conductive
Gel/cream/serum release
button

Cartridge level indicator

Remove Cartridge button

Conductive
Gel/cream/serum

Treatment Surface
(Large)

Battery
indicator

Electrical
outlet

On/Off
button




Hand Conductive
Surface



Additional device accessories









1. Large Treatment
Surface



2. Small Treatment
Surface

User interface description

Button	Description
 <p>On/Off button</p>	<p>Press the button to turn On/Off the device. The device will turn off automatically when left unattended for 3 minutes.</p> <p>Green light – Device is on (microcurrent & vibration works when the Treatment Surface & the Hand Conductive Surface are in proper contact with the skin).</p> <p>Green light will appear:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. After turning on the device. 2. After pressing the Cartridge Removal button.  <p>When the Red light appears, do not remove cartridge status.  The light will turn back green after pressing the Cartridge Removal button</p>
 <p>Drop button: Conductive Gel/cream/serum release</p>	<p>Press  to apply the Conductive Gel/cream/serum on the treatment area.</p>
 <p>Cartridge Removal button</p>	<p>Press the Cartridge Removal button in order to remove the cartridge.</p>
<p>Cartridge level indicator</p>	<p>Indicates the level of remaining Conductive Gel/cream/serum in the cartridge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Full cartridge (4 lines) ● ¾ cartridge (3 lines) ● ½ cartridge (2 lines) ● ¼ cartridge (1 line) ● empty (no light appears)
<p>Hand Conductive Surface</p>	<p>A secondary electrode that closes the microcurrent circuit with your palm. Place the palm of your hand on the Hand Conductive Surface to start treatment.</p> <p>It is recommended to use a moist hand for improved conductivity.</p>
<p>USB cable</p>	<p>USB cable is used to recharge the battery of the Individuel Pro X.</p>
<p>Battery Indicator</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Green light indicates that the battery is charged. ● Red light indicates that the battery is low and needs to be recharged. ● When charging is complete the light will turn off. ● The battery lasts for approximately 2.5 hours of constant work.

USER INSTRUCTIONS

What to expect when using Individuel Pro X

The use of Individuel Pro X device for facial stimulation for aesthetic purposes is simple and quick.

During Individuel Pro X treatment, it is normal to experience:

- Sensations of warmth and vibration, created by the microcurrent energy and the vibration motor.
- Some mild red or pink color on the skin and irritation sensation, during and just after using Individuel Pro X
- Motor noise during movement of the cartridge into/out of position.
- Vibration motor noise during treatment.

Preliminary Test

Perform a preliminary test to make sure your skin's reaction to the Individuel Pro X device is normal. Perform a preliminary test on a small patch of skin in an allowed facial area, prior to the first treatment with the Individuel Pro X device.

1. Prepare your skin (as described in the "Step 1: Prepare your skin" section) and set up the Individuel Pro X as indicated in "Step 2: Device set up".
2. Operate the device for 1 minute as detailed below in "Step 3: Device Operation".
3. If you feel uncomfortable or see adverse reactions (described in the "Adverse Reactions" section), stop the test immediately.

Wait 24 hours and examine the tested area. If the skin in the tested area shows no response or only mild redness, you can proceed with a full treatment. If you see extreme redness, swelling or blistering, do not proceed with the treatment.

Step 1: Prepare your skin

The facial skin is a sensitive area that requires special care and caution. Make sure you follow all instructions and safety precautions carefully, in order to avoid adverse reactions.

1. Make sure your skin is clean and free of makeup and jewelry. Oil residues or dirt might reduce the treatment efficacy.
2. Perform a preliminary test on a small patch of skin in an allowed treatment area (as described in the "Preliminary Test" section).

Step 2: Device Set-Up

What to expect when using Individuel Pro X

1. Remove all components from the box (hand-held device, treatment surfaces, conductive gel/cream/serum cartridge and USB cable).
2. Charge the Individuel Pro X for 6 hours prior to using it for the first time.
3. Remove the Conductive Gel/cream/serum Cartridge from its packing (see Figure 1)
4. Choose the required Treatment Surface (large or small):

Small Treatment Surface – around the eyes, around the mouth and chin.

Large Treatment Surface – full face treatment (including cheeks) neck, décolte and hands.

5. Place the cartridge inside the Treatment Surface with the cartridge tip facing the Treatment Surface pore (see Figure 2 & 3).
6. Insert the Treatment Surface loaded with the Conductive Gel/cream/serum Cartridge into the device and press firmly to snap it into place (Figure 4).



Figure 1 & 2 – Insert the Conductive Gel/cream/serum Cartridge tip inside the selected Treatment Surface pore.





Figure 3-Insert the Treatment Surface with cartridge inside the Individuel Pro X



Figure 4-Your Individuel Pro X is ready for use!

7. Before beginning the treatment, check your device: make sure the device and the Treatment Surface are clean, dry and intact
8. **Note:** If you see sharp edges or defects on the Treatment Surface, do not use the Treatment Surface and contact the Individuel Pro X Support Service.
9. The Individuel Pro X is now ready for use.

Step 3: Device operation

1. Turn on the device by pressing the On/Off button.
 - i. The On/Off button will turn light green.
 - ii. The cartridge level indicator will light-up
 - iii. The battery indicator will light green, meaning that the battery is charged.
2. Press the Drop button  to set the cartridge position:
 - i. The device motor will move until reaching the cartridge. The device motor will set itself automatically according to the amount of Conductive Gel/cream/serum left in the cartridge.
 - ii. The On/Off button  color will change from green to red.
 - iii. The cartridge level indicator will show 1-4 green lights, depending on the amount of Conductive Gel/cream/serum left inside the cartridge (See the “User Interface Description” section). When the cartridge is empty the indicator will not light up.
3. Place the device on the desired treatment area and use the Drop button once or several times, to apply the required amount of Conductive Gel/cream/serum until the desired treatment area is covered. Each press releases one drop.
4. Make sure you have applied the required amount of Conductive Gel/cream/serum. Keep your treated area moist with Conductive Gel/cream/serum throughout the entire treatment session
5. The palm of your hand must always touch the Hand Conductive Surface. Moisten your hand in order to enhance conductivity.


Note: If you can feel a gentle vibration, the microcurrent is being delivered.
6. Repeat points 3-5 until you have covered the entire treatment area of your choice.

Note: In case the device identifies insufficient contact with the palm of your hand, the current and vibration will be disabled.
7. Turn off the device by pressing the On/Off button or the device will shut down automatically after 3 minutes of non-use.



8. For Individual Pro X device maintenance and prolonged use, cleaning is required (As described in the "Cleaning & Storage" section).

9. To replace between Treatment Surfaces or to remove the Conductive Gel/cream/serum Cartridge, make sure that the On/Off button light is green.

i. If the On/Off button light is red, press the Remove Cartridge button  and wait until it becomes green

ii. Remove the cartridge from the Treatment Surface.

iii. Insert the Conductive Gel/cream/serum Cartridge to another Treatment Surface or replace the Conductive Gel/cream/serum Cartridge with a new one (according to "Step 2: Device Set-Up").



iv. Insert the Treatment Surface with the Conductive Gel/cream/serum Cartridge into the device (according to "Step 2: Device Set-Up").







10. If the Battery Indicator is red, the battery needs to be recharged. Plug the USB cable into the device and plug the other end of the cable into the USB source. While the device is charging, the indicator light will be green. When charging is complete the light will turn off.

Note: A full cartridge contains 15ml of Conductive Gel/cream/serum, which is enough for about 5-6 full facial treatments.

Recommended treatment regimen

Always perform a preliminary test prior to the first treatment in each facial area according to the "Preliminary Test" section.

Treatment Regimen	Treatment Protocol	Treatment Area and position	Treatment Surface
Full Face including Cheeks, neck, decolte and hands	<ul style="list-style-type: none">• Treat entire face for up to 10 min as shown in the picture.• Repeat daily according to treatment protocol		

Forehead	<ul style="list-style-type: none"> • Treat for up to 5 min as shown in the picture. • Repeat daily according to treatment protocol 		
Around the Eyes	<ul style="list-style-type: none"> • Treat for up to 5 min as shown in the picture. • Repeat daily according to treatment protocol 		
Around the Mouth and Chin	<ul style="list-style-type: none"> • Treat for up to 5 min as shown in the picture. • Repeat daily according to treatment protocol 		

Note: A few (2-10) drops may be required for each treatment area.




Note: Make sure the device is always in contact with the skin. When there is no skin contact, you will not feel the mechanical vibration and microcurrent will not be delivered.

Post treatment facial care

Following treatment, avoid the use of abrasive or harsh products for two days.

- In cases where superficial crusting or scabbing occurs, do not rub, scratch or remove the scab. Cleanse the area gently and pat dry.
- Make-up may be applied immediately after the treatment.

CLEANING & STORAGE

- Treatment Surfaces should be cleaned after each treatment:
 - If the On/Off button  is red, press the  Remove Cartridge button. When the On/Off button  turns green, the Treatment Surface can be removed.
 - Remove the Conductive Gel/cream/serum Cartridge from the Treatment Surface.
 - Store the Conductive Gel/cream/serum Cartridge until the next treatment in its package in a dry place.
 - Rinse the Treatment Surface thoroughly.
 - Make sure the Treatment Surface is dry (you may use cloth or paper towel to wipe the water) and store it.
- Make sure the device is turned off and unplugged, before cleaning it of residual Conductive Gel/cream/serum. Use a soft, damp cloth or paper towel. Make sure that all areas including the Treatment Surface and buttons are thoroughly cleaned.
- Make sure the Individuel Pro X device is completely dry before storing it; never rinse the device with water as it may lead to electrocution risk.
- Store the Individuel Pro X in a closed and dry place. It is recommended to keep it in its original box.

TROUBLESHOOTING

If you experience any problems with your Individuel Pro X device please refer to the information below:

If the Individuel Pro X device does not turn on	<ul style="list-style-type: none">• The battery might be discharged. Try to charge the device with the USB cable.
If the Individuel Pro X does not deliver current (no mechanical vibration):	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the palm of your hand is in full contact with the Hand Conductive Surface (a slightly moisten palm is recommended).• Make sure that the treatment surface is in contact with the treated skin that has conductive gel/cream/serum on it.• If your palm is not properly applied and/or the treatment surface is not in contact with your skin, the current will not be delivered.
General error:	<ul style="list-style-type: none">• If there is dirt or debris stuck to the electrode, you should clean them in accordance with the “Cleaning & Storage” section above. If you cannot• Reset the device – turn it off or wait until it shuts down, wait 10 sec and then turn it on again.• If you still experience problems with your device, please contact our customer service.

CUSTOMER SERVICE

For customer service, please see contact details on the inner front cover and refer to our website: www.individuelprox.com.

DEVICE SPECIFICATIONS

The Individuel Pro X device is powered by (applied with continuous current) $5\pm 1[V]$.

Applied current: 5-100 [μA]

Mechanical vibration- Implemented by treatment surfaces 3.4 [G]

Chrome plated Treatment Surface:

- Small Treatment Surface: ~2 [cm²]
- Large Treatment Surface: 22 [cm²]

USB Cable

Device Size and Weight: 192.6X48.9X64 [mm] (LXWXH), 120 [gr]

Storage Instructions:

Storage and transport conditions	
Temperature*	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidity	10% to 90% RH at 55°C/131°F
Pressure	Non-condensing
Operational conditions	
Temperature*	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Humidity	30% to 70% RH
Pressure	3,000m.



Use Individuel Pro X only with the supplied external power and accessories. For your safety, never use DC adapters which are not approved by the manufacturer.










* In case of storage or transportation at extreme conditions, allow the Individuel Pro X device 30 minutes for thermal stabilization

LABELING

Model: DEP100XXYYZZZ

Power: 5 [V], 0.25[A]

Chargeable Li-Ion Battery: 3.7V 190mAh

	Class III insulation
	Type BF equipment
	Consult Instructions for use
	Waste Electronic and Electrical Equipment
	Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!
	Keep away from eyes
	Please read all warnings and safety precautions prior to use
	Do not use the Individuel Pro X device on sensitive tanned skin or after sun exposure
	Do not rinse Individuel Pro X under running water, as it may cause device malfunction. Keep dry.
IP22	IP2X: Object of 12.5 mm diameter, shall not penetrate. IPX2: Vertically falling drops shall have no harmful effects.
CE	
UK CA	

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INDIVIDUEL PRO X

Professionnel de l'esthétique

Appareil de maison



Individuel

Genève

Individuel Pro X

Table des matières

PRECAUTIONS	20
QUI NE DOIT PAS UTILISER L'APPAREIL ?	20
CONTRE-INDICATIONS	21
AVERTISSEMENTS	21
Ne pas utiliser l'appareil:	21
QU'EST-CE QUE INDIVIDUEL PRO X ?	22
Comment fonctionne-t-il ?	23
USAGE PRÉVU	24
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES	24
DESCRIPTION DU DISPOSITIF	25
Appareil portable	25
Accessoires supplémentaires pour l'appareil	25
Description de l'interface utilisateur	26
MODE D'EMPLOI	27
Ce que vous devez attendre de l'utilisation de l'Individuel Pro X	27
Test préliminaire	27
Étape 1: Préparez votre peau	27
Étape 2: Installation de l'appareil	28
Étape 3: Fonctionnement de l'appareil	29
Schéma de traitement recommandé	30
Soins du visage après le traitement	31
NETTOYAGE ET STOCKAGE	32
DÉPANNAGE	32
SERVICE CLIENTÈLE	33
SPÉCIFICATIONS DU DISPOSITIF	33
ÉTIQUETAGE	34

PRECAUTIONS

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou de tout autre récipient contenant de l'eau, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas l'Individuel Pro X en présence d'appareils de surveillance électronique (moniteurs cardiaques, par exemple), car cela pourrait entraîner leur mauvais fonctionnement.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par des enfants doit être effectués sous la surveillance de l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil si une partie de l'appareil est manquante, endommagée ou desserrée, si l'appareil ne fonctionne pas correctement si vous constatez ou sentez de la fumée.
- Assurez-vous que l'appareil est propre, sec et intact avant de l'utiliser. Les instructions de nettoyage sont détaillées dans le chapitre "Nettoyage et stockage".
- N'utilisez pas de gel/crème/sérum conducteur après sa date d'expiration.
- N'exercez pas de pression excessive sur la peau pendant le traitement. Appliquez une pression suffisante pour ressentir les vibrations de l'appareil conformément à votre propre convenance.
- Utilisez l'appareil uniquement sur les zones de traitement autorisées et pour l'usage prévu
- N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions d'utilisation et pour l'usage auquel il est destiné.

QUI NE DOIT PAS UTILISER L'APPAREIL ?

Lisez attentivement les informations ci-dessous avant de commencer un traitement avec l'appareil. Veuillez consulter un médecin si vous avez encore des doutes ou si vous n'êtes pas certain que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez PAS le dispositif Individuel Pro X si vous:

- Êtes enceinte ou cherchez à l'être.
- Avez un implant métallique ou un implant actif tel qu'un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou un dispositif similaire, car cela pourrait provoquer des interférences.
- Souffrez d'une maladie cardiaque telle qu'une arythmie.
- Portez des appareils dentaires en métal
- Souffrez d'épilepsie ou de crises d'épilepsie
- Souffrez de coagulopathie ou de saignements excessifs ou d'ecchymoses.
- Avez un cancer de la peau sur des zones à risque de cancer ou à proximité de telles zones.
- Avez des plaies ouvertes ou des blessures au niveau de la zone de traitement.
- Avez tendance à souffrir de rosacée ou si vous avez une peau sujette à des problèmes ou sensible.
- Êtes allergique aux ingrédients du gel/crème/sérum conducteur ou sensible au contact avec le chrome.

AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser l'appareil:

- Sur des éruptions cutanées, une peau enflée ou enflammée ou des lésions ou si vous souffrez d'une maladie de peau active (comme l'eczéma, le psoriasis et les éruptions cutanées) au niveau de la zone de traitement.
- Au-dessus du cou et de la poitrine, car cela peut provoquer des spasmes musculaires entraînant la fermeture de vos voies respiratoires et une perturbation du rythme cardiaque.
- Sur des zones douloureuses ou insensibles au toucher. Si vous présentez des zones douloureuses ou insensibles au toucher, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Sans appliquer de gel/crème/sérum conducteur avant l'utilisation
- Individuel Pro X et le gel/crème/sérum conducteur sont destinés à un usage externe uniquement. Évitez tout contact direct avec les yeux, les lèvres, la bouche et les narines. En cas de contact, laver immédiatement à l'eau.

- Ne pas utiliser Individuel Pro X quand vous conduisez, voulez vous endormir, utilisez des machines ou prenez un bain/douche.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser Individuel Pro X si vous avez des doutes sur d'autres conditions médicales non mentionnées ici, ou si vous avez traité la peau avec un médicament prescrit ou subi une procédure invasive (telle que des injections ou des procédures chirurgicales) au cours des 3 derniers mois.
- N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.

Le dispositif Individuel Pro X est conçu pour être utilisé sur tous les types de peau saine à moins qu'une interdiction ne soit mentionnée dans la section Avertissements et contre-indications ci-dessus.

QU'EST-CE QUE INDIVIDUEL PRO X ?

Individuel Pro X est un appareil de raffermissement du visage conçu pour la stimulation faciale et est indiqué pour un usage cosmétique en vente libre.

L'Individuel Pro X produit un microcourant. L'activité de microcourant est accompagnée d'une vibration mécanique. Cette combinaison unique de l'Individuel Pro X est spécialement conçue pour améliorer le tonus de la peau du visage, stimuler la peau pour une meilleure apparence et détendre les muscles du visage.

Lors de l'utilisation de l'Individuel Pro X, vous devrez utiliser le gel/crème/sérum conducteur de l'Individuel Pro X. L'Individuel Pro X comprend également une cartouche remplaçable unique. Cette cartouche vous permettra de libérer facilement la quantité souhaitée de gel/crème/sérum conducteur. Le gel/crème/sérum conducteur est spécialement conçu pour favoriser une bonne conductivité et un glissement agréable de l'Individuel Pro X sur votre peau.

L'Individuel Pro X est conçu pour un contact optimal avec le visage de tout le monde. L'appareil doit être utilisé sur tous les types de peau intacte, sauf si cela est interdit dans la section Avertissements et contre-indications ci-dessus.

Comment fonctionne-t-il ?

L'Individuel Pro X est un appareil électronique portatif non invasif dont la conception est spéciale et unique, facile à utiliser. Il est confortable et simple à utiliser afin de faciliter plusieurs minutes d'auto-traitement sur différentes zones du visage.


Le gel/crème/sérum conducteur Individuel Pro X est délivré dans la zone de traitement sélectionnée en un simple clic, la quantité étant ajustée selon votre convenance ! Cela vous évite d'avoir à vous préparer au préalable. Le gel/crème/sérum conducteur permet une bonne conductivité de la peau et aide l'Individuel Pro X à glisser en douceur sur la peau.

Le microcourant est délivré par la surface de traitement lorsque l'appareil est en contact avec la peau. Cela déclenchera automatiquement la vibration mécanique.

Le microcourant électrique accompagné de la vibration sont utilisés à des fins esthétiques, offrant plusieurs avantages, notamment :

- Amélioration du contour du visage et augmentation de la fermeté de la peau et des muscles.
- Amélioration du flux sanguin circulatoire au niveau de la peau, facilitant ainsi l'élimination des déchets et l'apport de nutriments frais dans la peau.
- Amélioration du collagène du tissu conjonctif, soutenant et structurant ainsi la peau.
- Augmentation de la synthèse de l'ATP (molécule d'énergie cellulaire), contribuant ainsi à la stimulation du visage, un processus qui est ralenti par le vieillissement.

Le microcourant associé à la vibration mécanique permet d'obtenir une apparence plus saine et plus éclatante !

 **Veillez à lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer votre traitement Individuel Pro X. Ce guide, ainsi qu'une vidéo d'instruction, sont également disponibles sur le site www.individuelprox.com**

USAGE PRÉVU

Individuel Pro X est destiné aux hommes et aux femmes qui souhaitent améliorer l'aspect de leur peau, raffermir leur visage et détendre les muscles des zones à traiter.

Individuel Pro X est conçu pour être utilisé sur les zones du visage suivantes : joues, contour des yeux (région péri-orbitale), front, contour de la bouche (région péri-orale), menton, cou, décolleté et mains.

Le dispositif Individuel Pro X est conçu pour être utilisé sur tous les types de peau intacte, sauf si cela est interdit dans la section des avertissements et contre-indications ci-dessus.

Remarque: Individuel Pro X est spécialement conçu pour votre traitement personnel ! Il est à usage personnel et domestique uniquement.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Les effets indésirables sont rares lorsque le dispositif Individuel Pro X est utilisé conformément au mode d'emploi. Cependant, chaque procédure esthétique, y compris l'utilisation de dispositifs à domicile, peut entraîner des effets indésirables à un certain degré (comme indiqué dans le tableau ci-dessous). Les effets indésirables possibles sont temporaires, rares et disparaissent spontanément au bout de 24 heures.

Gravité de l'effet indésirable	Fréquence de l'effet indésirable	Effets indésirables
Léger	Fréquent	Douleur locale Irritation de la peau Rougeur de la peau Sensibilité de la peau Picotements Allergie ou sensibilité au gel/crème/sérum
Modéré	Rare	Brûlures légères de la peau Rougeurs, éruptions et gonflements excessifs Maux de tête
Sévère	Extrêmement rare	Brûlures graves Saignement sous-cutané ou ecchymose Infection Formation de cloques Douleurs intenses

Arrêter d'utiliser le dispositif Individuel Pro X en cas d'apparition d'effets indésirables.

Veuillez consulter votre médecin si nécessaire.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

L'ensemble du dispositif Individuel Pro X se compose des éléments suivants:

Appareil portatif

Bouton de déclenchement :
Bouton de libération de
gel/crème/sérum conducteur

Indicateur du niveau de
la cartouche

Bouton de retrait de la
cartouche

Gel conducteur/
crème/sérum poreux

Surface de
traitement (Large)

Indicateur
de batterie

Sortie
électrique

Bouton
marche/arrêt




Surface conductrice
pour les mains



Accessoires supplémentaires pour l'appareil









1. Large surface de
traitement



2. Petite surface de
traitement

Description de l'interface utilisateur

Bouton	Description
 Bouton marche/arrêt	<p>Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement s'il est laissé sans surveillance pendant 3 minutes.</p> <p>Voyant vert – L'appareil est en marche (le microcourant et les vibrations fonctionnent lorsque la surface de traitement et la surface conductrice de la main sont en contact avec la peau).</p> <p>La lumière verte apparaît:</p> <ol style="list-style-type: none"> Après avoir allumé l'appareil Après avoir appuyé sur le bouton de retrait de la cartouche.  <p>Ne pas retirer la cartouche lorsque le voyant rouge apparaît. Le voyant redeviendra vert après avoir appuyé sur le bouton de retrait de la cartouche. </p>
 Drop button: Conductive Gel/cream/serum release	<p>Appuyez  pour appliquer le gel/crème/sérum conducteur sur la zone de traitement.</p>
 Bouton de retrait de la cartouche	<p>Appuyez sur le bouton de retrait de la cartouche pour retirer la cartouche.</p>
Indicateur du niveau de la cartouche	<p>Indique le niveau de gel conducteur/crème/sérum restant dans la cartouche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cartouche pleine (4 lignes) ● ¾ de la cartouche (3 lignes) ● ½ cartouche (2 lignes) ● ¼ de cartouche (1 ligne) ● vide (aucune lumière n'apparaît)
Surface conductrice pour les mains	<p>Une électrode secondaire qui ferme le circuit du microcourant avec votre paume.</p> <p>Placez la paume de votre main sur la surface conductrice de la main pour commencer le traitement.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser une main humide pour une meilleure conductivité.</p>
Câble USB	<p>Le câble USB est utilisé pour recharger la batterie de l'Individuel Pro X.</p>
Indicateur de batterie	<ul style="list-style-type: none"> ● Le voyant vert indique que la batterie est chargée. ● Le voyant rouge indique que le niveau de la batterie est faible et qu'elle doit être rechargée. ● Le voyant s'éteint lorsque la charge est terminée. ● La batterie a une autonomie d'environ 2,5 heures en fonctionnement constant.

MODE D'EMPLOI

Ce que vous devez attendre de l'utilisation de l'Individuel Pro X

L'utilisation du dispositif Individuel Pro X pour la stimulation faciale à des fins esthétiques est simple et rapide.

Pendant le traitement Individuel Pro X, il est normal de ressentir:

- Des sensations de chaleur et de vibration créées par l'énergie microcourante et le moteur de vibration.
- Une légère coloration rouge ou rose de la peau et une sensation d'irritation, pendant et juste après l'utilisation de l'Individuel Pro X.
- Bruit du moteur lors de la mise en place ou du retrait de la cartouche.
- Bruit du moteur vibrant pendant le traitement.

Test préliminaire

Effectuez un test préliminaire pour vous assurer que la réaction de votre peau au dispositif Individuel Pro X est normale. Effectuez un test préliminaire sur une petite surface de peau sur une zone permise du visage, avant le premier traitement avec le dispositif Individuel Pro X.

1. Préparez votre peau (comme décrit dans la section "Étape 1 : Préparer votre peau") et installez l'Individuel Pro X comme indiqué dans la section "Étape 2 : Installation du dispositif".

2. Faites fonctionner le dispositif pendant 1 minute comme indiqué ci-dessous à la section "Étape 3 : Fonctionnement du dispositif".

3. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous observez des effets indésirables (décrits dans la section "Effets indésirables"), arrêtez immédiatement le test.

Attendez 24 heures et examinez la zone testée. Si la peau de la zone testée ne présente aucune réaction ou seulement une légère rougeur, vous pouvez procéder à un traitement complet. Ne poursuivez pas le traitement si vous constatez une rougeur extrême, un gonflement ou des cloques.

Étape 1: Préparez votre peau

La peau du visage est une zone sensible qui nécessite une attention et une prudence particulières. Veillez à suivre attentivement toutes les instructions et précautions de sécurité afin d'éviter toute réaction indésirable.

1. Assurez-vous que votre peau est propre et exempte de maquillage et de bijoux. Les résidus d'huile ou la saleté peuvent réduire l'efficacité du traitement.

2. Effectuez un test préliminaire sur une petite surface de peau dans une zone de traitement autorisée (comme décrit dans la section "Test préliminaire").

Étape 2: Installation de l'appareil

1. Retirez tous les composants de la boîte (appareil portable, surfaces de traitement, cartouche de gel/crème/sérum conducteur et câble USB).
2. Chargez l'Individuel Pro X pendant 6 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
3. Retirez la cartouche de gel/crème/sérum conducteur de son emballage (voir figure 1).
4. Choisissez la surface de traitement requise (grande ou petite):
Petite surface de traitement- autour des yeux, de la bouche et du menton.
Large surface de traitement- traitement de l'ensemble du visage (y compris les joues), du cou, du décolleté et des mains.
5. Placez la cartouche à l'intérieur de la surface de traitement, l'extrémité de la cartouche faisant face au pore de la surface de traitement (voir les figures 2 et 3).
6. Insérez la surface de traitement chargée de la cartouche de gel/crème/sérum conducteur dans le dispositif et appuyez fermement pour la mettre en place (Figure 4).



Figures 1 et 2- Insérez l'embout de la cartouche de gel/crème/sérum conducteur dans le pore de la surface de traitement sélectionnée.




Figure 3-Insérer la surface de traitement avec la cartouche dans l'Individuel Pro X



Figure 4-Votre Individuel Pro X est prêt à être utilisé !

7. Vérifier votre appareil avant de commencer le traitement : assurez-vous que l'appareil et la surface de traitement sont propres, secs et intacts.
8. Remarque: si vous voyez des bords tranchants ou des défauts sur la surface de traitement, n'utilisez pas cette dernière et contactez le service d'assistance Individuel Pro X.
9. L'Individuel Pro X est maintenant prêt à être utilisé.

Étape 3: Fonctionnement de l'appareil

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
 - i. Le bouton On/Off devient vert clair.
 - ii. L'indicateur de niveau de la cartouche s'allume.
 - iii. L'indicateur de la batterie s'allumera en vert, ce qui signifie que la batterie est chargée.
2. Appuyez sur le bouton Drop pour définir la position de la cartouche
 - i. Le moteur de l'appareil se déplace jusqu'à ce qu'il atteigne la cartouche. Le moteur de l'appareil se règle automatiquement en fonction de la quantité de gel/crème/sérum conducteur restant dans la cartouche.
 - ii. Le voyant du bouton marche/arrêt  passe du vert au rouge.
 - iii. L'indicateur de niveau de la cartouche affiche 1 à 4 lumières vertes, en fonction de la quantité de gel conducteur/crème/sérum restant dans la cartouche (voir la section "Description de l'interface utilisateur"). Le voyant ne s'allume pas lorsque la cartouche est vide.
3. Placez l'appareil sur la zone de traitement concernée et utilisez le bouton Drop une ou plusieurs fois pour appliquer la quantité requise de gel/crème/sérum conducteur jusqu'à ce que la zone de traitement souhaitée soit couverte. Chaque pression libère une goutte.
4. Assurez-vous d'avoir appliqué la quantité requise de gel/crème/sérum conducteur. Maintenez la zone traitée humide avec le gel/crème/sérum conducteur pendant toute la durée du traitement.

5. La paume de votre main doit toujours toucher la surface conductrice de la main. Humidifiez votre main afin d'améliorer la conductivité.

Remarque: Si vous ressentez une légère vibration, cela signifie que le microcourant est en train d'être délivré




6. Répétez les points 3 à 5 jusqu'à ce que vous ayez couvert la totalité de la zone de traitement de votre choix.

Remarque: Si l'appareil détecte un contact insuffisamment fort avec la paume de votre main, le courant et la vibration seront désactivés.

7. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off ou l'appareil s'éteindra automatiquement après 3 minutes de non-utilisation.

8. Pour l'entretien du dispositif Individuel Pro X et son utilisation prolongée, un nettoyage est nécessaire (comme décrit dans la section "Nettoyage et stockage").

9. Pour remplacer les surfaces de traitement ou pour retirer la cartouche de gel/crème/sérum conducteur, assurez-vous que le voyant du bouton Marche/Arrêt est vert.

i. Si le voyant du bouton Marche/Arrêt est rouge, appuyez sur le bouton Retirer la cartouche  et attendez qu'il devienne vert.

ii. Retirez la cartouche de la surface de traitement.

iii. Insérez la cartouche de gel conducteur/crème/sérum dans une autre surface de traitement ou remplacez la cartouche de gel conducteur/crème/sérum par une nouvelle cartouche (voir "Étape 2 : Configuration du dispositif").

iv. Insérez la surface de traitement avec la cartouche de gel conducteur/crème/sérum dans l'appareil (conformément à l'"Étape 2 : Configuration de l'appareil").

10. Si l'indicateur de batterie est rouge, la batterie doit être rechargée.



Branchez le câble USB sur l'appareil et branchez l'autre extrémité du câble sur la source USB. Le témoin lumineux est vert durant le chargement de l'appareil.







Lorsque la charge est terminée, le voyant s'éteint.

Remarque: Une cartouche pleine contient 15ml de gel/crème/sérum conducteur, ce qui est suffisant pour environ 5-6 traitements complets du visage.

Schéma de traitement recommandé

Toujours effectuer un test préliminaire avant le premier traitement dans chaque zone du visage, conformément à la section "Test préliminaire".

Schéma thérapeutique	Protocole de traitement	Zone de traitement et position	Surface de traitement
Visage complet incluant les joues, le cou, le décolleté et les mains.	<ul style="list-style-type: none">Traitez tout le visage comme indiqué sur la photo pendant 10 minutes maximum.Répérez quotidiennement selon le protocole de traitement		

Front	<ul style="list-style-type: none"> • Traitez pendant 5 minutes maximum comme indiqué sur la photo. • Répéter quotidiennement selon le protocole de traitement. 		
Autour des yeux	<ul style="list-style-type: none"> • Traitez pendant 5 minutes maximum comme indiqué sur la photo. • Répéter quotidiennement selon le protocole de traitement. 		
Autour de la bouche et du menton	<ul style="list-style-type: none"> • Traitez pendant 5 minutes maximum comme indiqué sur la photo. • Répéter quotidiennement selon le protocole de traitement. 		

Remarque: Quelques gouttes (2-10) peuvent être nécessaires pour chaque zone de traitement.




Remarque: Assurez-vous que l'appareil soit toujours en contact avec la peau. Vous ne ressentirez pas les vibrations mécaniques et le microcourant ne sera pas délivré si la peau n'est pas en contact avec l'appareil.

Soins du visage après le traitement

Après le traitement, évitez d'utiliser des produits abrasifs ou agressifs pendant deux jours.

- En cas de formation de croûtes ou de gales superficielles, ne pas frotter, gratter ou enlever les gales. Nettoyez la zone en douceur et séchez-la en tapotant.
- Le maquillage peut être appliqué immédiatement après le traitement.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Les surfaces de traitement doivent être nettoyées après chaque traitement:
 - Si le bouton Marche/Arrêt  est rouge,  appuyez sur le bouton Retirer la cartouche. La surface de traitement peut être retirée lorsque le bouton On/Off  devient vert.
 - Retirez la cartouche de gel/crème/sérum conducteur de la surface à traiter.
 - Conservez la cartouche de gel/crème/sérum conducteur dans son emballage, dans un endroit sec, jusqu'au prochain traitement.
 - Assurez-vous que la surface de traitement est sèche (vous pouvez utiliser un chiffon ou une serviette en papier pour essuyer l'eau) et rangez-la.
 - Rincez soigneusement la surface de traitement.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché, avant de le nettoyer des résidus de gel/crème/sérum conducteur. Utilisez un chiffon doux et humide ou une serviette en papier. Veillez à ce que toutes les zones, y compris la surface de traitement et les boutons, soient soigneusement nettoyées.
- Assurez-vous que le dispositif Individuel Pro X est complètement sec avant de le ranger; ne le rincez jamais à l'eau car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.
- Rangez l'Individuel Pro X dans un endroit fermé et sec. Il est recommandé de le conserver dans sa boîte d'origine.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre dispositif Individuel Pro X, veuillez-vous référer aux informations ci-dessous:

Si le dispositif Individuel Pro X ne s'allume pas:	<ul style="list-style-type: none">• La batterie est peut-être déchargée. Essayez de charger l'appareil avec le câble USB.
Si l'Individuel Pro X ne délivre pas de courant (pas de vibration mécanique):	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la paume de votre main est en contact total avec la surface conductrice de la main (une paume légèrement humide est recommandée).• Assurez-vous que la surface de traitement est en contact avec la peau traitée qui a un gel/crème/sérum conducteur sur elle.• Le courant ne sera pas délivré si votre paume n'est pas correctement positionnée et/ou si la surface de traitement n'est pas en contact avec votre peau.
Erreur générale:	<ul style="list-style-type: none">• Si des saletés ou des débris sont collés à l'électrode, vous devez les nettoyer conformément à la section "Nettoyage et stockage" ci-dessus. Vous pouvez contacter notre service clientèle si vous ne parvenez pas à nettoyer la zone.• Réinitialisez l'appareil- éteignez-le ou attendez qu'il s'éteigne, attendez 10 secondes, puis rallumez-le.• Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre appareil, contactez notre service clientèle.

SERVICE CLIENTÈLE

Pour contacter le service clientèle, veuillez-vous référer aux coordonnées figurant sur la couverture devant intérieure.

SPÉCIFICATIONS DU DISPOSITIF

Le dispositif Individuel Pro X est alimenté par (appliqué avec un courant continu) 5 ± 1 [V].

Courant appliqué : 5-100 [μ A]

Vibration mécanique - mise en œuvre par les surfaces de traitement 3.4 [G].

Surface de traitement chromée:

- Petite surface de traitement: ~2 [cm²]
- Grande surface de traitement: ~22 [cm²]

Câble USB

Taille et poids de l'appareil: 192.6X48.9X64 [mm] (LXWXH), 120 [gr]

Instructions de stockage:

Conditions de stockage et de transport	
Température*	-10°C à 70°C (14°F à 158°F)
Humidité	10 % à 90 % d'humidité relative à 55 °C/131 °F
Pression	Sans condensation
Operational conditions	
Témpérature	10°C à 40°C (50°F à 104°F)
Humidité	30% à 70% RH
Altitude maximale de fonctionnement	3,000m.



Utilisez Individuel Pro X uniquement avec l'alimentation externe et les accessoires fournis. Pour votre sécurité, n'utilisez jamais d'adaptateurs CC qui ne sont pas approuvés par le fabricant.










* En cas de stockage ou de transport dans des conditions extrêmes, laissez le dispositif Individuel Pro X se stabiliser thermiquement pendant 30 minutes.

ÉTIQUETAGE

Modèle: DEP100XXYYZZZ

Alimentation: 5 [V], 0.25[A]

Batterie Li-Ion rechargeable: 3.7V 190mAh

	Double isolation
	Équipement de type BF
	Consulter les instructions d'utilisation
	Déchets d'équipements électroniques et électriques
	Nos produits et emballages sont recyclables, ne les jetez pas !
	Tenir à l'écart des yeux
	Veuillez lire tous les avertissements et les consignes de sécurité avant l'utilisation.
	Ne pas utiliser le dispositif Individuel Pro X sur une peau bronzée sensible ou après une exposition au soleil
	Ne pas rincer Individuel Pro X sous l'eau courante, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du dispositif. Gardez-le au sec.
IP22	IP2X : Un objet de 12,5 mm de diamètre ne doit pas pénétrer. IPX2 : Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nocifs.
CE	
UK CA	

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDIVIDUEL PRO X

Fachmann für Kosmetik
Haushaltsgerät



Individuel
Genève

Individuel Pro X

Inhaltsverzeichnis

VORSICHTSMASSNAHMEN	37
WER DARF DAS GERÄT NICHT VERWENDEN?	37
KONTRAINDIKATIONEN	38
WARNUNGEN	38
Verwenden Sie das Gerät nicht:	38
WAS IST INDIVIDUEL PRO X?	39
Wie funktioniert das Gerät?	40
VORGESCHLAGENE ANWENDUNG	41
MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN	41
BESCHREIBUNG DES GERÄTS	42
Tragbares Gerät	42
Zusätzliches Zubehör für das Gerät	42
Beschreibung der Benutzeroberfläche	43
BEDIENUNGSANLEITUNG	44
Was Sie von der Anwendung des Individuel Pro X erwarten können.....	44
Vorläufiger Test	44
Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor	44
Schritt 2: Installation des Geräts	45
Schritt 3: Bedienung des Geräts	46
Empfohlenes Behandlungsschema	47
Gesichtspflege nach der Behandlung	48
REINIGUNG UND LAGERUNG	49
FEHLERSUCHE	49
KUNDENSERVICE	50
SPEZIFIKATIONEN DES GERÄTS	50
ETIKETTIERUNG	51

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines anderen Behälters mit Wasser, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie den Individuel Pro X nicht in Gegenwart von elektronischen Überwachungsgeräten (z. B. Herzmonitoren), da dies zu deren Fehlfunktion führen könnte.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch Kinder sollte nur unter Aufsicht des Benutzers erfolgen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil des Geräts fehlt, beschädigt oder lose ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenn Sie Rauch sehen oder riechen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber, trocken und unbeschädigt ist, bevor Sie es benutzen. Die Reinigungsanweisungen sind im Kapitel "Reinigung und Lagerung" ausführlich beschrieben.
- Üben Sie während der Behandlung keinen übermäßigen Druck auf die Haut aus. Üben Sie ausreichend Druck aus, um die Vibrationen des Geräts entsprechend Ihrem eigenen Empfinden zu spüren.
- Verwenden Sie kein leitfähiges Gel/keine leitfähige Creme/kein leitfähiges Serum nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf den zugelassenen Behandlungsflächen und für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Gebrauchsanweisung und für den vorgesehenen Zweck.

WER DARF DAS GERÄT NICHT VERWENDEN?

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie eine Behandlung mit dem Gerät beginnen. Bitte wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie noch Zweifel haben oder sich nicht sicher sind, ob das Gerät sicher verwendet werden kann..

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie das Pro X Individual Device NICHT, wenn Sie:

- Schwanger sind oder eine Schwangerschaft anstreben.
- Ein Metallimplantat oder ein aktives Implantat wie einen Herzschrittmacher, eine Insulinpumpe oder ein ähnliches Gerät haben, da dies zu Störungen führen kann.
- An einer Herzerkrankung wie z. B. einer Arrhythmie leiden.
- Eine Zahnspange aus Metall tragen.
- An Epilepsie oder epileptischen Anfällen leiden
- An Koagulopathie oder übermäßigen Blutungen oder Blutergüssen leiden.
- Hautkrebs in oder in der Nähe von krebgefährdeten Bereichen haben.
- Offene Wunden oder Verletzungen im Bereich der Behandlungsstelle haben.
- Zu Rosacea neigen oder wenn Sie eine zu Problemen neigende oder empfindliche Haut haben.
- Allergisch gegen die Inhaltsstoffe des leitfähigen Gels/der Creme/des Serums sind oder empfindlich auf den Kontakt mit Chrom reagieren.

WARNUNGEN

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- Auf Hautausschlägen, geschwollener oder entzündeter Haut oder Läsionen oder wenn Sie an einer aktiven Hauterkrankung (wie Ekzemen, Schuppenflechte und Hautausschlägen) im Bereich der Behandlungszone leiden.
- über dem Hals und der Brust, da dies zu Muskelkrämpfen führen kann, die dazu führen, dass sich Ihre Atemwege verschließen und Ihr Herzrhythmus gestört wird.
- Auf schmerzhaften oder berührungsunempfindlichen Stellen. Wenn Sie schmerzhaft oder berührungsunempfindliche Stellen haben, wenden Sie sich vor der Verwendung des Geräts an Ihren Arzt.
- Ohne vor der Anwendung leitendes Gel/Creme/Serum aufzutragen.
- Individuell Pro X und das leitfähige Gel/die leitfähige Creme/das leitfähige Serum sind nur für den äußerlichen Gebrauch bestimmt. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Augen, Lippen, Mund und Nasenlöchern. Bei Kontakt sofort mit Wasser abwaschen.

- Verwenden Sie Individuel Pro X nicht, wenn Sie Auto fahren, einschlafen wollen, Maschinen bedienen oder ein Bad/Dusche nehmen.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung von Individuel Pro X, wenn Sie Zweifel an anderen medizinischen Zuständen haben, die hier nicht aufgeführt sind, oder wenn Sie in den letzten drei Monaten die Haut mit einem verschriebenen Medikament behandelt oder sich einem invasiven Verfahren (wie Injektionen oder chirurgischen Verfahren) unterzogen haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Das Individuel Pro X-Gerät ist für die Verwendung auf allen gesunden Hauttypen vorgesehen, sofern im Abschnitt Warnungen und Kontraindikationen oben kein Verbot angegeben ist.

WAS IST INDIVIDUEL PRO X?

Individuel Pro X ist ein Gerät zur Gesichtstraffung, das zur Stimulation des Gesichts entwickelt wurde und für die kosmetische Anwendung im Freiverkauf geeignet ist.

Das Individuel Pro X erzeugt einen Mikrostrom. Die Mikrostromaktivität wird von einer mechanischen Vibration begleitet. Diese einzigartige Kombination des Individuel Pro X wurde speziell entwickelt, um den Tonus der Gesichtshaut zu verbessern, die Haut für ein besseres Aussehen zu stimulieren und die Gesichtsmuskeln zu entspannen.

Bei der Verwendung des Individuel Pro X müssen Sie das leitende Gel/Creme/Serum des Individuel Pro X verwenden. Das Individuel Pro X enthält außerdem eine einzigartige, austauschbare Patrone. Mit dieser Patrone können Sie die gewünschte Menge an Leitgel/Creme/Serum einfach freisetzen. Das leitfähige Gel/Creme/Serum wurde speziell entwickelt, um eine gute Leitfähigkeit und ein angenehmes Gleiten des Individuel Pro X auf Ihrer Haut zu fördern.

Das Individuel Pro X ist so konzipiert, dass es bei jedem Menschen optimal mit dem Gesicht in Kontakt kommt. Das Gerät sollte auf allen Arten intakter Haut verwendet werden, sofern dies nicht im Abschnitt Warnhinweise und Kontraindikationen oben untersagt ist.

Wie funktioniert das Gerät?

Der Individuel Pro X ist ein nicht-invasives, tragbares elektronisches Gerät mit einem speziellen und einzigartigen Design, das einfach zu bedienen ist. Es ist komfortabel und einfach zu bedienen, um mehrere Minuten Selbstbehandlung an verschiedenen Gesichtsbereichen zu erleichtern.


Das leitfähige Individuel Pro X Gel/Creme/Serum wird mit einem einfachen Klick in den ausgewählten Behandlungsbereich abgegeben, wobei die Menge nach Ihrem Wunsch angepasst wird! Dies erspart Ihnen die Notwendigkeit, sich vorher vorzubereiten. Das leitfähige Gel/Creme/Serum sorgt für eine gute Leitfähigkeit der Haut und hilft dem Individuel Pro X, sanft über die Haut zu gleiten.

Der Mikrostrom wird von der Behandlungsoberfläche abgegeben, wenn das Gerät mit der Haut in Berührung kommt. Dadurch wird automatisch die mechanische Vibration ausgelöst.

Elektrischer Mikrostrom, der von Vibrationen begleitet wird, wird zu ästhetischen Zwecken eingesetzt und bietet mehrere Vorteile, darunter:

- Verbesserung der Gesichtskonturen und Straffung der Haut und der Muskeln.
- Verbesserung des zirkulierenden Blutflusses in der Haut, wodurch Abfallstoffe leichter abtransportiert und die Haut mit frischen Nährstoffen versorgt werden kann.
- Verbesserung des Kollagens im Bindegewebe, wodurch die Haut gestützt und strukturiert wird.
- Steigerung der Synthese von ATP (zelluläres Energiemolekül), was zur Stimulierung des Gesichts beiträgt, ein Prozess, der durch das Altern verlangsamt wird

Der Mikrostrom in Kombination mit mechanischer Vibration sorgt für ein gesünderes und strahlenderes Aussehen!

 **Achten Sie darauf, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie mit Ihrer Individuel Pro X-Behandlung beginnen. Diese Anleitung sowie ein Anleitungsvideo sind auch unter www.individuelprox.com verfügbar.**

VORGESCHLAGENE ANWENDUNG

Individuel Pro X ist für Männer und Frauen bestimmt, die das Aussehen ihrer Haut verbessern, ihr Gesicht straffen und die Muskeln in den zu behandelnden Bereichen entspannen möchten.

Individuel Pro X ist für die Anwendung auf den folgenden Gesichtspartien vorgesehen: Wangen, Augenpartie (periorbitaler Bereich), Stirn, Mundpartie (perioraler Bereich), Kinn, Hals, Dekolleté und Hände.

Das Gerät Individuel Pro X ist für die Verwendung auf allen Arten intakter Haut vorgesehen, sofern dies nicht im Abschnitt "Warnungen und Kontraindikationen" oben untersagt ist.

Hinweis: Individuel Pro X wurde speziell für Ihre persönliche Behandlung entwickelt! Es ist nur für den persönlichen und häuslichen Gebrauch bestimmt.

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Unerwünschte Wirkungen sind selten, wenn das Individuel Pro X-Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung angewendet wird. Allerdings kann jedes kosmetische Verfahren, einschließlich der Verwendung von Geräten zu Hause, in gewissem Maße Nebenwirkungen verursachen (wie in der Tabelle unten angegeben). Die möglichen Nebenwirkungen sind vorübergehend, selten und klingen nach 24 Stunden spontan ab.

Schweregrad der unerwünschten Wirkung	Häufigkeit der unerwünschten Wirkung	Nebenwirkungen
Leicht	Häufig	Douleur locale Irritation de la peau Rougeur de la peau Sensibilité de la peau Picotements Allergie ou sensibilité au gel/crème/sérum
Mäßig	Selten	Leichte Verbrennungen der Haut Übermäßige Rötung, Ausschlag und Schwellung. Kopfschmerzen
Streng	Äußerst selten	Schwere Verbrennungen Subkutane Blutungen oder Ekchymose. Infektion Bildung von Blasen Starke Schmerzen

Beenden Sie die Anwendung des Individuel Pro X-Geräts, wenn Nebenwirkungen auftreten.

Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Arzt.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Das gesamte Gerät Individual Pro X besteht aus den folgenden Komponenten:

Tragbares Gerät

Taste für die Auslösung :
Taste zur Freigabe von
leitfähigem Gel/Creme/Serum

Anzeige für den
Füllstand der Patrone

Taste zum Herausnehmen
der Patrone

Leitendes
Gel/Creme/poröses
Serum

Behandlungsfläche
(Groß)

Batterieanzeige

Steckdose

Ein/Aus-Taste




Leitfähige Oberfläche
für die Hände



Zusätzliches Zubehör für das Gerät







1. Große
Behandlungsfläche



2. Kleine
Behandlungsfläche

Beschreibung der Benutzeroberfläche

Taste	Beschreibung
 Ein/Aus-Taste	<p>Drücken Sie die Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 3 Minuten lang unbeaufsichtigt ist.</p> <p>Grünes Licht- Das Gerät ist eingeschaltet (der Mikrostrom und die Vibrationen funktionieren, wenn die Behandlungsfläche und die leitfähige Handfläche die Haut berühren).</p> <p>Das grüne Licht erscheint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben. 2. Nachdem Sie die Taste zum Entfernen der Patrone gedrückt haben. <p>Entfernen Sie die Patrone nicht, wenn die rote Anzeige erscheint. Die Anzeige wird wieder grün, nachdem Sie die Taste zum Entfernen der Patrone gedrückt haben.</p>
 Knopf zum Auslösen : Freisetzung von leitfähigem Gel/Creme/Serum	<p>Drücken  um das leitfähige Gel/die Creme/das Serum auf die Behandlungsstelle aufzutragen.</p>
 Knopf zum Herausnehmen der Patrone	<p>Drücken Sie die Taste zum Entfernen der Patrone um die Patrone zu entfernen.</p>
Anzeige für den Füllstand der Patrone	<p>Zeigt an wie viel Leitgel/Creme/Serum noch in der Patrone vorhanden ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Patrone voll (4 Zeilen) ● ¾ Patrone (3 Zeilen) ● ½ Patrone (2 Zeilen) ● ¼ Patrone (1 Zeile) ● leer (es erscheint kein Licht)
Leitfähige Oberfläche für die Hände	<p>Eine Sekundärelektrode, die den Stromkreis des Mikrostroms mit Ihrer Handfläche schließt.</p> <p>Legen Sie Ihre Handfläche auf die leitfähige Oberfläche der Hand, um mit der Behandlung zu beginnen.</p> <p>Es wird empfohlen, eine feuchte Hand zu verwenden, um eine bessere Leitfähigkeit zu erzielen.</p>
USB-Kabel	<p>Le câble USB est utilisé pour recharger la batterie de l'Individuel Pro X.</p>
Batterieanzeige	<ul style="list-style-type: none"> ● Die grüne LED zeigt an, dass der Akku geladen ist. ● Die rote LED zeigt an, dass der Akkustand niedrig ist und der Akku aufgeladen werden muss. ● Die Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. ● Der Akku hat bei konstantem Betrieb eine Laufzeit von etwa 2,5 Stunden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Was Sie von der Anwendung des Individuel Pro X erwarten können.

Die Anwendung des Geräts Individuel Pro X zur Gesichtsstimulation für kosmetische Zwecke ist einfach und schnell.

Während der Behandlung mit dem Individuel Pro X ist es normal, dass Sie etwas spüren:

- Ein warmes und vibrierendes Gefühl, das durch die Mikrostrom-Energie und den Vibrationsmotor erzeugt wird.
- Eine leichte Rot- oder Rosafärbung der Haut und ein irritierendes Gefühl während und kurz nach der Anwendung des Individuel Pro X.
- Geräusch des Motors beim Einsetzen oder Herausnehmen der Patrone.
- Geräusch des vibrierenden Motors während der Behandlung.

Vorläufiger Test

Führen Sie einen Vortest durch, um sicherzustellen, dass Ihre Haut normal auf das Individuel Pro X-Gerät reagiert. Führen Sie vor der ersten Behandlung mit dem Individuel Pro X-Gerät einen Vortest an einer kleinen Hautfläche in einem zulässigen Bereich des Gesichts durch.

1. Bereiten Sie Ihre Haut vor (wie im Abschnitt "Schritt 1: Vorbereiten der Haut" beschrieben) und installieren Sie das Individuel Pro X-Gerät wie im Abschnitt "Schritt 2: Installieren des Geräts" beschrieben.

2. Betreiben Sie das Gerät 1 Minute lang, wie unten in Abschnitt "Schritt 3: Betrieb des Geräts" beschrieben.

3. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Nebenwirkungen (wie im Abschnitt "Nebenwirkungen" beschrieben) bemerken, brechen Sie den Test sofort ab.

Warten Sie 24 Stunden und untersuchen Sie den getesteten Bereich. Wenn die Haut im Testbereich keine Reaktion oder nur eine leichte Rötung zeigt, können Sie mit der vollständigen Behandlung fortfahren. Setzen Sie die Behandlung nicht fort, wenn Sie eine extreme Rötung, Schwellung oder Blasenbildung feststellen.

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor

Die Gesichtshaut ist ein empfindlicher Bereich, der besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht erfordert. Achten Sie darauf, alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig zu befolgen, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.

1. Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und frei von Make-up und Schmuck ist. Ölrückstände oder Schmutz können die Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigen.

2. Führen Sie einen Vortest auf einer kleinen Hautfläche in einem zugelassenen Behandlungsbereich durch (wie im Abschnitt "Vortest" beschrieben).

Schritt 2: Installation des Geräts

1. Nehmen Sie alle Bestandteile aus dem Karton (Handgerät, Behandlungsflächen, Leitgel-/Creme-/Serumkartusche und USB-Kabel).
2. Laden Sie das Individuel Pro X vor der ersten Verwendung 6 Stunden lang auf.
3. Nehmen Sie die Patrone mit dem leitfähigen Gel/der leitfähigen Creme/dem leitfähigen Serum aus der Verpackung (siehe Abbildung 1).
4. Wählen Sie die erforderliche Behandlungsfläche (groß oder klein):
Kleine Behandlungsfläche- um die Augen, den Mund und das Kinn herum.
Große Behandlungsfläche- Behandlung des gesamten Gesichts (einschließlich der Wangen), des Halses, des Dekolletés und der Hände.
5. Setzen Sie die Patrone in die Behandlungsfläche ein, wobei das Ende der Patrone in die Pore der Behandlungsfläche zeigt (siehe Abbildungen 2 und 3).
6. Führen Sie die geladene Behandlungsfläche der Patrone mit leitfähigem Gel/Creme/Serum in das Gerät ein und drücken Sie sie fest an (Abbildung 4).



Figures 1 et 2- Insérez l'embout de la cartouche de gel/crème/sérum conducteur dans le pore de la surface de traitement sélectionnée.




Figure 3-Insérer la surface de traitement avec la cartouche dans l'Individuel Pro X



Figure 4-Votre Individuel Pro X est prêt à être utilisé !

7. Überprüfen Sie Ihr Gerät, bevor Sie mit der Behandlung beginnen: Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Behandlungsfläche sauber, trocken und unbeschädigt sind.
8. Hinweis: Wenn Sie scharfe Kanten oder Defekte auf der Behandlungsoberfläche sehen, verwenden Sie diese nicht und wenden Sie sich an den Individuel Pro X-Kundendienst.
9. Das Individuel Pro X ist nun einsatzbereit.

Schritt 3: Bedienung des Geräts

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein.
 - i. Die Ein/Aus-Taste leuchtet hellgrün.
 - ii. Die Anzeige für den Füllstand der Patrone leuchtet auf.
 - iii. Die Batterieanzeige leuchtet grün, was bedeutet, dass die Batterie geladen ist
2. Drücken Sie die Drop-Taste, um die Position der Patrone festzulegen.
 - i. Der Motor des Geräts bewegt sich, bis er die Patrone erreicht. Der Gerätemotor stellt sich automatisch auf die Menge an leitfähigem Gel/Creme/Serum ein, die in der Patrone verbleibt.
 - ii. Die Anzeige der Ein-/Ausschalttaste  wechselt von grün auf rot.
 - iii. Die Patronenfüllstandsanzeige zeigt 1 bis 4 grüne Lichter an, je nachdem, wie viel Leitgel/Creme/Serum noch in der Patrone vorhanden ist (siehe Abschnitt "Beschreibung der Benutzeroberfläche"). Die Anzeige leuchtet nicht, wenn die Patrone leer ist.
3. Setzen Sie das Gerät auf den entsprechenden Behandlungsbereich und verwenden Sie die Drop-Taste ein- oder mehrmals, um die erforderliche Menge an Gel/Creme/Leiterserum aufzutragen, bis der gewünschte Behandlungsbereich abgedeckt ist. Jeder Druck setzt einen Tropfen frei.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderliche Menge an leitfähigem Gel/Creme/Serum aufgetragen haben. Halten Sie den behandelten Bereich während der gesamten Behandlung mit dem leitfähigen Gel/der leitfähigen Creme/dem leitfähigen Serum feucht.
5. Ihre Handfläche sollte immer die leitfähige Oberfläche der Hand berühren. Befeuchten Sie Ihre Hand, um die Leitfähigkeit zu verbessern.

Hinweis: Wenn Sie eine leichte Vibration spüren, bedeutet dies, dass der Mikrostrom abgegeben wird.



6. Wiederholen Sie die Punkte 3 bis 5, bis Sie das gesamte Behandlungsgebiet Ihrer Wahl abgedeckt haben.

Hinweis: Wenn das Gerät einen nicht ausreichend starken Kontakt mit Ihrer Handfläche feststellt, werden Strom und Vibration deaktiviert.

7. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der On/Off-Taste aus oder das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es drei Minuten lang nicht benutzt wird.

8. Zur Pflege des Individuel Pro X-Geräts und bei längerem Gebrauch ist eine Reinigung erforderlich (wie im Abschnitt "Reinigung und Lagerung" beschrieben).

9. Wenn Sie die Behandlungsoberflächen austauschen oder die leitfähige Gel-/Creme-/Serumkartusche entfernen möchten, vergewissern Sie sich, dass die LED der Ein/Aus-Taste grün leuchtet.

i. Wenn die Anzeige der Ein/Aus-Taste rot leuchtet, drücken Sie die Taste. Entferne die  -Patrone und warte, bis sie grün wird.

ii. Entfernen Sie die Patrone aus der Behandlungsfläche.

iii. Setzen Sie die Patrone mit Leitgel/Creme/Serum in eine andere Behandlungsfläche ein oder ersetzen Sie die Patrone mit Leitgel/Creme/Serum durch eine neue Patrone (siehe "Schritt 2: Einrichten des Geräts").



iv. Setzen Sie die Behandlungsfläche mit der Leitgel-/Creme-/ Serumkartusche in das Gerät ein (siehe "Schritt 2: Einrichten des Geräts").







10. Wenn die Akkuanzeige rot ist, muss der Akku aufgeladen werden. Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in die USB-Quelle. Die Anzeige leuchtet grün, während das Gerät aufgeladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die Anzeige aus.

Hinweis: Eine volle Patrone enthält 15ml leitfähiges Gel/Creme/Serum, was für etwa 5-6 komplette Gesichtsbehandlungen ausreicht.

Empfohlenes Behandlungsschema

Führen Sie vor der ersten Behandlung immer einen Vortest in jedem Bereich des Gesichts durch, wie im Abschnitt "Vortest" beschrieben.

Therapeutisches Schema	Behandlungsprotokoll	Behandlungsbereich und Position	Behandlungsfläche
Vollständiges Gesicht einschließlich Wangen, Hals, Dekolleté und Hände.	<ul style="list-style-type: none">Behandeln Sie das gesamte Gesicht wie auf dem Foto gezeigt bis zu 10 Minuten lang.Wiederholen Sie die Behandlung täglich gemäß dem Behandlungsprotokoll		

<p>Stirn</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandeln Sie maximal 5 Minuten lang wie auf dem Foto gezeigt. • Täglich gemäß dem Behandlungsprotokoll wiederholen 		
<p>Um die Augen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandeln Sie maximal 5 Minuten lang wie auf dem Foto gezeigt. • Wiederholen Sie die Behandlung täglich gemäß dem Behandlungsprotokoll. 		
<p>Um den Mund und das Kinn herum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandeln Sie maximal 5 Minuten lang wie auf dem Foto gezeigt. • Wiederholen Sie die Behandlung täglich gemäß dem Behandlungsprotokoll. 		

Hinweis: Einige Tropfen (2-10) können für jeden Behandlungsbereich erforderlich sein.




Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät immer in Kontakt mit der Haut ist. Sie werden die mechanischen Vibrationen nicht spüren und der Mikrostrom wird nicht abgegeben, wenn die Haut nicht mit dem Gerät in Berührung kommt.

Gesichtspflege nach der Behandlung

Nach der Behandlung sollten Sie zwei Tage lang keine scheinenden oder aggressiven Produkte verwenden.

- Bei Krustenbildung oder oberflächlichen Krätzen sollten Sie nicht reiben, kratzen oder die Krätzen entfernen. Reinigen Sie die Stelle sanft und klopfen Sie sie trocken.
- Make-up kann unmittelbar nach der Behandlung aufgetragen werden.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Die Behandlungsflächen müssen nach jeder Behandlung gereinigt werden:
 - Wenn die Ein/Aus-Taste  rot leuchtet,  drücken Sie die Taste. Patrone entfernen. Die Behandlungsoberfläche kann entfernt werden, wenn die Ein/Aus-Taste  grün wird.
 - Nehmen Sie die Patrone mit dem leitfähigen Gel/Creme/Serum von der zu behandelnden Fläche ab.
 - Bewahren Sie die Leitgel-/Creme-/Serumkartusche in ihrer Verpackung an einem trockenen Ort bis zur nächsten Behandlung auf.
 - Spülen Sie die Behandlungsfläche gründlich ab.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Behandlungsfläche trocken ist (Sie können ein Tuch oder ein Papierhandtuch verwenden, um das Wasser abzuwischen), und lagern Sie.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie es von leitfähigen Gel-/Creme-/Serumrückständen reinigen. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch oder ein Papierhandtuch. Achten Sie darauf, dass alle Bereiche, einschließlich der Behandlungsoberfläche und der Tasten, gründlich gereinigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät Individuel Pro X vollständig trocken ist, bevor Sie es aufbewahren; spülen Sie es niemals mit Wasser ab, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Bewahren Sie das Individuel Pro X an einem geschlossenen und trockenen Ort auf. Es wird empfohlen, das Gerät in seiner Originalverpackung aufzubewahren.

FEHLERSUCHE

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Individuel Pro X-Gerät haben, lesen Sie bitte die folgenden Informationen:

Wenn sich das Gerät Individuel Pro X nicht einschalten lässt:	<ul style="list-style-type: none">• Der Akku ist möglicherweise entladen. Versuchen Sie, das Gerät mit dem USB-Kabel aufzuladen.
Wenn der Individuel Pro X keinen Strom abgibt (keine mechanische Vibration):	<ul style="list-style-type: none">• Achten Sie darauf, dass Ihre Handfläche vollständig in Kontakt mit der leitfähigen Oberfläche der Hand ist (eine leicht feuchte Handfläche wird empfohlen).• Achten Sie darauf, dass Ihre Handfläche vollständig in Kontakt mit der leitfähigen Oberfläche der Hand ist (eine leicht feuchte Handfläche wird empfohlen).• Es wird kein Strom abgegeben, wenn Ihre Handfläche nicht richtig positioniert ist und/oder die Behandlungsfläche nicht in Kontakt mit Ihrer Haut ist.
Allgemeiner Fehler:	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Schmutz oder Ablagerungen an der Elektrode haften, müssen Sie diese gemäß dem Abschnitt "Reinigung und Lagerung" oben reinigen. Sie können sich an unseren Kundenservice wenden, wenn Sie den Bereich nicht reinigen können.• Setzen Sie das Gerät zurück- schalten Sie es aus oder warten Sie, bis es sich ausschaltet, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein• Wenn Sie weiterhin Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

KUNDENSERVICE

Um den Kundenservice zu kontaktieren, beachten Sie bitte die Kontaktdaten auf der inneren hinteren Umschlagseite.

SPEZIFIKATIONEN DES GERÄTS

Das Gerät Individuel Pro X wird mit (Gleichstrom) 5±1 [V] versorgt.

Angelegter Strom: 5-100 [µA]

Mechanische Schwingung- implementiert durch die Behandlungsoberfläche 3.4 [G].

Verchromte Behandlungsoberfläche:

- Kleine Behandlungsfläche: ~2 [cm²]
- Große Behandlungsfläche: ~22 [cm²]

USB-Kabel

Größe und Gewicht des Geräts: 192.6X48.9X64 [mm] (LXWXH), 120 [gr]

Anweisungen zur Aufbewahrung:

Bedingungen für Lagerung und Transport	
Temperatur*	-10°C bis 70°C (14°F bis 158°F)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit bei 55 °C/131 °F.
Druck	Nicht Kondensation
Operational conditions	
Temperatur	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit	30% bis 70% RH
Maximale Betriebshöhe	3,000m.



Verwenden Sie Individuel Pro X nur mit dem externen Netzteil und dem mitgelieferten Zubehör. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie niemals Gleichstrom-adapter verwenden, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.










* * Wenn die Pro X Individuel-Vorrichtung unter extremen Bedingungen gelagert oder transportiert wird, lassen Sie sie 30 Minuten lang thermisch stabilisieren.

ETIKETTIERUNG

Modell: INF100

Stromversorgung: 5 [V], 0.25[A], 100-240 [VAC], 50-60 [Hz]

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: 3.7V 190mAh

	Doppelte Isolierung
	Ausrüstung vom Typ BF
	Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
	Abfälle von elektronischen und elektrischen Geräten
	Unsere Produkte und Verpackungen sind recycelbar werfen Sie sie nicht weg!
	Von den Augen fernhalten
	Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Warnungen und Sicherheitshinweise.
	Verwenden Sie das Individuel Pro X-Gerät nicht auf empfindlicher gebräunter Haut oder nach dem Sonnenbad.
	Spülen Sie Individuel Pro X nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen kann. Halten Sie es trocken.
IP22	IP2X: Ein Objekt mit einem Durchmesser von 12,5 mm darf nicht eindringen. IPX2: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Auswirkungen haben.
CE	
UK CA	

بّي تك
تاميل عتال

INDIVIDUEL PRO X

ةينهم لةيل امجل
لزنم لاهج



Individuel
Genève

Individuel Pro X

المحتوى

54	الاحتياطات اللازمة للأستخدام
54	من الذي يجب ألا يستخدم الجهاز؟
55	احتياطات موانع الاستعمال
55	تحذيرات
55	لا تستخدم الجهاز
56	ما هو Individuel Pro X؟
56	كيف يعمل؟
57	الاستخدام المقصود
57	الآثار العكسية المحتملة
58	وصف الجهاز
58	ملحقات الجهاز الإضافية
59	وصف واجهة المستخدم
60	تعليمات المستخدم
60	ما يمكن توقعه عند استخدام Individuel Pro X
60	اختبار أولي
60	الخطوة 1: جهزي بشرتك
61	الخطوة 2: إعداد الجهاز
62	الخطوة 3: تشغيل الجهاز
63	نظام العلاج الموصى به
64	العناية بالوجه بعد العلاج
65	التنظيف والتخزين
65	دليل اصلاح الاخطاء
66	خدمة الزبائن
66	مواصفات الجهاز
67	العلامة

الاحتياطات اللازمة للاستخدام

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصعق بالكهرباء.
- لا تستخدم Individuel Pro X في وجود معدات مراقبة إلكترونية (مثل أجهزة مراقبة القلب) ، حيث قد يؤدي ذلك إلى تشغيلها بشكل غير صحي.
- يجب إبقاؤها بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء منه مفقودًا أو تالفًا أو مفكوكًا ، إذا رأيت أو شممت رائحة دخان فإنّ الجهاز لا يعمل بشكل صحيح.
- قبل استخدام الجهاز ، تأكد من أن الجهاز نظيف وجاف وسليم. تعليمات التنظيف مفصلة في فصل "التنظيف والتخزين".
- لا تضغط كثيرا على الجلد أثناء العلاج. استخدم ضغطًا كافيًا لاستشعار اهتزاز الجهاز وفقًا لراحتك.
- لا تستخدم الجل/الكريم/المصل بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.
- استخدم الجهاز فقط في مناطق العلاج المسموح بها وللإستخدام المقصود.
- استخدم الجهاز فقط وفقًا لتعليمات الاستخدام وللإستخدام المقصود.

من الذي يجب ألا يستخدم الجهاز؟

اقرأ المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل أن تبدأ العلاج بالجهاز. إذا كان لا يزال عندك أدنى شك أو كنت غير متأكدًا من أنّ الجهاز آمنٌ للإستخدام، فيرجى استشارة طبيبك.

احتياطات موانع الاستعمال

لا تستخدم جهاز X Individuel Pro إذا كنت:

- حامل أو تحاول الحمل.
- لديك أي غرسة معدنية أو غرسة نشطة مثل مُنظّم ضربات القلب أو مضخة الأنسولين أو أجهزة مماثلة لأنها قد تُسبب تداخلاً.
- تعاني من أمراض القلب ، مثل عدم انتظام ضربات القلب.
- لديك دعامات معدنية على أسنانك.
- تعاني من الصرع أو النوبات.
- تعاني من تجلط الدم أو النزيف أو الكدمات.
- لديك سرطان الجلد ، في مناطق معرضة لخطر الإصابة بالسرطان أو بالقرب من هذه المناطق.
- لديك تقرحات أو جروح مفتوحة في منطقة العلاج.
- تميل إلى الإصابة بالوردية أو أنّ بشرتك حساسة أو تعاني مشاكل.
- لديك حساسية من مكونات الجل / الكريم / المصل أو حساسية التلامس مع الكروم.

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز

- في حالة تفتّي تورم أو آفات في الجلد، أو التهاب في الجلد أو إذا كان لديك مرض جلدي نشط (مثل الأكزيما والصدفية والطفح الجلدي) في منطقة العلاج.
- على الرقبة والصدر، حيث قد يسبب تشنجات عضلية مما يؤدي إلى إغلاق مجرى الهواء واضطراب في نُظُم القلب.
- على المناطق المؤلمة أو المناطق التي لا تستطيع الإحساس باللمس. إذا كانت لديك مناطق مؤلمة أو غير حساسة لللمس، فاستشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.
- دون استخدام الجل/الكريم/المصل قبل الاستخدام.
- إنّ X Individuel Pro والجل/الكريم/المصل هم للاستخدام الخارجي فقط. تجنّب ملامسة العينين والشفتين والغم والأنف. في حالة التلامس، قم بغسله على الفور بالماء.
- لا تستخدم X Individuel Pro أثناء القيادة أو النوم أو تشغيل الآلات أو الاستحمام / الاستحمام.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو تلقوا تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها.
- إذا كان لديك أيّ شك فيما يتعلق بأي حالة طبية أخرى غير مدرجة هنا، أو إذا كنت قد عالجت الجلد بعقار موصوف أو خضعت لأيّ إجراء جراحي (مثل الحقن أو الإجراءات الجراحية) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فاستشر طبيبك قبل استخدام X Individuel Pro.
- لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن

تم تصميم جهاز Individuel Pro X للاستخدام على الجلد السليم من جميع الأنواع ما لم يكن محظورًا في قسم التحذيرات وموانع الاستعمال المذكورة أعلاه.

ما هو INDIVIDUEL PRO X؟

إن Individuel Pro X عبارة عن جهاز تنغيم للوجه مخصص لتحفيز الوجه ومخصص للاستخدام في مستحضرات التجميل التي لا تستلزم وصفة طبية.

ينتج Individuel Pro X تيار متناهي الصغر. يترافق نشاط التيار الدقيق مع اهتزاز ميكانيكي. تم تصميم هذا المزيج الفريد من نوعه خصيصًا لتحسين لون بشرة الوجه، وتحفيز البشرة

لتحسين المظهر وإرخاء عضلات Individuel Pro X.

عند استخدام Individuel Pro X، ستحتاج إلى استخدام جل/كريم/مصل Individuel Pro X. يتضمن Individuel Pro X أيضًا خرطوشة فريدة قابلة للاستبدال. ستسمح لك هذه الخرطوشة بإطلاق الكمية المرغوبة من الجل/الكريم/المصل الذي يصل بدون جهد. تم تصميم الجل/الكريم/المصل خصيصًا للمساعدة في التوصيل السليم والانزلاق اللطيف لـ Individuel Pro X عبر بشرتك.

تم تصميم Individuel Pro X للاتصال الأمتل بالوجه لجميع الأشخاص. يجب استخدام الجهاز على الجلد السليم بجميع أنواعه ما لم يكن محظورًا في قسم التحذيرات وموانع الاستعمال أعلاه

إن Individuel Pro X والجل/الكريم/المصل هم للاستخدام الخارجي فقط. تجنّب ملامسة العينين والشفتين والفم والأنف. في حالة التلامس، قم بغسله على الفور بالماء.

كيف يعمل؟

يعد Individuel Pro X جهازًا إلكترونيًا محمولًا غير جراحي يتميز بتصميم خاص وفريد وسهل التفاعل. إنه مريح وسهل الاستخدام، لتسهيل عدة دقائق من العلاج الذاتي في مناطق الوجه المختلفة.

يتم توصيل جل/كريم/مصل Individuel Pro X إلى منطقة العلاج المحددة بنقرة بسيطة، ويتم تعديل الكمية وفقًا لراحتك! هذا يوفر عليك الحاجة إلى الاستعدادات المسبقة. سيعمل الجل/الكريم/المصل على تمكين التوصيل المناسب للجلد ويساعد Individuel Pro X على الانزلاق بسلاسة عبر الجلد.

يستخدم التيار الكهربائي المصحوب بالاهتزاز لأغراض تجميلية، ويُقدّم العديد من الفوائد منها:

- تحسين شكل الوجه وزيادة تماسك الجلد والعضلات.
- تحسين تدفق الدّم في الدورة الدموية إلى الجلد، مما يُسهّل إزالة التّفايات وإيصال المغذّيات الطّازجة إلى الجلد.
- تحسين كولاجين النسيج الضام، وبالتالي دعم وتنظيم الجلد.
- زيادة في صنع APT (جزء الطاقة الخلوية)، مما يساهم في تحفيز الوجه، وهي عملية تتباطأ بسبب الشيخوخة.

يسهل التيار الدقيق، جنبًا إلى جنب مع الاهتزاز الميكانيكي، الحصول على مظهر أكثر صحةً وحيوية!

يرجى التأكد من قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل بدء العلاج برنامج Individuel Pro X الخاص بك. يمكن أيضًا العثور على هذا الدليل، بالإضافة إلى مقطع فيديو تعليمي، على www.individuelprox.com

الاستخدام المقصود

Individuel Pro X مخصّص للرجال والنساء الذين يرغبون في تحسين مظهر بشرتهم وتوحيد لون وجههم وإرخاء العضلات في مناطق علاج الوجه المرغوبة.

تم تصميم Individuel Pro X للاستخدام في مناطق الوجه التالية: الخدين وحول العينين (المنطقة المحيطة بالحجاج) والجبهة وحول الفم (المنطقة المحيطة بالفم) والذقن والرقبة والمنطقة الداخلية واليدين.

تم تصميم جهاز Individuel Pro X للاستخدام على الجلد السليم من جميع الأنواع ما لم يكن محظورًا في قسم التحذيرات وموانع الاستعمال المذكورة أعلاه

ملاحظة: تم تصميم Individuel Pro X خصيصًا لعلاجك الشخصي! الغرض منه هو الاستعمال من طرف مستخدم واحد والاستخدام المنزلي فقط.

الآثار العكسية المحتملة

عند استخدام جهاز Individuel Pro X وفقًا لتعليمات الاستخدام، من النادر حدوث آثار ضارة. ومع ذلك، فإن كل إجراء تجميلي، بما في ذلك استخدام الأجهزة المنزلية، قد يتسبب في درجة معينة من ردود الفعل السلبية (كما هو موضح في الجدول أدناه). تكون التفاعلات العكسية المحتملة مؤقتة ونادرة ويتم حلها تلقائيًا في غضون 24 ساعة.

الآثار السلبية	تواتر التأثير الضار	شدة التأثير الضار
ألم موضعي تهيج الجلد احمرار الجلد حساسية الجلد لاذع حساسية أو حساسية تجاه الجل/الكريم /المصل	شائع	لطيف
حروق جلدية خفيفة احمرار شديد وطفح جلدي وتورم صداع	نادر	معتدل
حروق شديدة نزيف تحت الجلد أو كدمات عدوى لاذعة ألم حاد	نادر للغاية	شديد

في حالة ظهور آثار سلبية، توقف عن استخدام جهاز Individuel Pro X.

يرجى استشارة طبيبك إذا لزم الأمر.

وصف الجهاز

تتكون مجموعة أجهزة Individuel Pro X من المكونات التالية:
جهاز محمول باليد

Hand-held device

Drop button: Conductive
Gel/cream/serum release
button

Cartridge level indicator

Remove Cartridge button

Conductive
Gel/cream/serum

Treatment Surface
(Large)

Battery
indicator

Electrical
outlet

On/Off
button



Hand Conductive
Surface



ملحقات الجهاز الإضافية



1. Large Treatment
Surface



2. Small Treatment
Surface

وصف واجهة المستخدم

رز	Description	رز
زر تشغيل / إيقاف 	اضغط على الزر لتشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا عند تركه دون مراقبة لمدة 3 دقائق. الضوء الأخضر - الجهاز قيد التشغيل (يعمل التيار المجهرى والاهتزاز عندما يكون سطح المعالجة والسطح الموصل لليد على اتصال مناسب بالجلد). سيظهر الضوء الأخضر: • بعد تشغيل الجهاز. • بعد الضغط على زر إزالة الخرطوشة عندما يظهر الضوء الأحمر ، لا تقم بإزالة حالة الخرطوشة. سوف يعود الضوء إلى اللون الأخضر بعد الضغط على زر إزالة الخرطوشة 	On/Off button 
زر الإسقاط: إطلاق الجل/الكريم /المصل 	اضغط  لتطبيق الجل/الكريم/المصل على منطقة العلاج..	Drop button: Conductive Gel/cream/serum release 
زر إزالة الخرطوشة 	اضغط على زر إزالة الخرطوشة لإزالة الخرطوشة.	Cartridge Removal button 
مؤشر مستوى الخرطوشة	يشير إلى مستوى الجل / الكريم / المصل الموصل المتبقي في الخرطوشة: • خرطوشة كاملة (4 خطوط) • ¾ خرطوشة (3 خطوط) • ½ خرطوشة (خطان) • ¼ خرطوشة (سطر واحد) • فارغة (لا يظهر ضوء)	Cartridge level indicator
سطح موصل اليد كابل USB	قطب كهربائي ثانوي يغلق دائرة التيار براحة يدك. ضع راحة يدك على السطح الموصل لليد لبدء العلاج. يوصى باستخدام يد رطبة لتحسين التوصيل. يستخدم كابل USB لإعادة شحن بطارية Individuel Pro X	Hand Conductive Surface
USB cable		USB cable
مؤشر البطارية	• يشير الضوء الأخضر إلى أن البطارية مشحونة. • يشير الضوء الأحمر إلى أن البطارية منخفضة وتحتاج إلى إعادة الشحن. • عند اكتمال الشحن ، سينطفئ الضوء. • تدوم البطارية حوالي 2.5 ساعة من العمل المتواصل.	Battery Indicator

تعليمات المستخدم ما يمكن توقعه عند استخدام Individuel Pro X

- أثناء العلاج بـ Individuel Pro X ، من الطبيعي تجربة ما يلي:
- الإحساس بالدفء والاهتزاز الناتج عن طاقة التيار الدقيق ومحرك الاهتزاز.
 - بعض اللون الأحمر أو الوردي الخفيف على الجلد وإحساس بالتهيج أثناء وبعد استخدام Individuel Pro X مباشرة.
 - ضوضاء المحرك أثناء تحريك الخرطوشة إلى / خارج الموضع.
 - ضجيج اهتزاز المحرك أثناء العلاج.

اختبار أولي

قم بإجراء اختبار أولي للتأكد من أن رد فعل بشرتك على جهاز Individuel Pro X طبيعي. قم بإجراء اختبار أولي على رقعة صغيرة من الجلد في منطقة الوجه المسموح بها ، قبل العلاج الأول بجهاز Individuel Pro X

- جهز بشرتك (كما هو موضح في قسم "الخطوة 1: تحضير بشرتك") وقم بإعداد X or P leudidni كما هو موضح في "الخطوة 2: إعداد الجهاز".
- قم بتشغيل الجهاز لمدة دقيقة واحدة كما هو مفصل أدناه في "الخطوة 3: تشغيل الجهاز".
- إذا شعرت بعدم الارتياح أو رأيت ردود فعل سلبية (موصوفة في قسم "التفاعلات العكسية") ، توقف عن الاختبار على الفور.
- انتظر 24 ساعة وافحص المنطقة المختبرة. إذا لم يظهر الجلد في المنطقة المختبرة أي استجابة أو كان هناك احمرار خفيف فقط ، يمكنك متابعة العلاج الكامل. إذا لاحظت احمرارًا شديدًا أو تورمًا أو تقرحات ، فلا تتابع العلاج.

الخطوة 1: جهزي بشرتك

- بشرة الوجه منطقة حساسة تتطلب عناية خاصة وحذرًا. تأكد من اتباع جميع التعليمات واحتياطات السلامة بعناية ، وذلك لتجنب ردود الفعل السلبية
- تأكد من أن بشرتك نظيفة وخالية من المكياج والمجوهرات. قد تقلل بقايا الزيت أو الأوساخ من فعالية العلاج.
 - قم بإجراء اختبار أولي على رقعة صغيرة من الجلد في منطقة العلاج المسموح بها (كما هو موضح في قسم "الاختبار الأولي").

الخطوة 2: إعداد الجهاز

1. قم بإزالة جميع المكونات من الصندوق (الجهاز المحمول باليد ، وأسطح المعالجة ، وخرطوشة الجل/الكريم/المصل وكابل USB).
2. اشحن جهاز Individuel Pro X لمدة 6 ساعات قبل استخدامه لأول مرة.
3. قم بإزالة خرطوشة الجل/الكريم/المصل من عبوتها (انظر الشكل 1).
4. اختر سطح المعالجة المطلوب (كبير أو صغير):
معالجة صغيرة السطح - حول العينين وحول الفم والذقن.
سطح معالجة كبير - معالجة كاملة للوجه (بما في ذلك الخدين) الرقبة والرقبة واليدين.
5. ضع الخرطوشة داخل سطح المعالجة بحيث يكون طرف الخرطوشة مواجهًا لمسام سطح المعالجة (انظر الشكل 2 و 3).
6. أدخل سطح المعالجة المحمّل بخرطوشة الجل/الكريم/المصل في الجهاز واضغط بقوة لتثبيته في مكانه (الشكل 4).



Figure 1 & 2 – Insert the Conductive Gel/cream/serum Cartridge tip inside the selected Treatment Surface pore.



Figure 3-Insert the Treatment Surface with cartridge inside the Individuel Pro X



Figure 4-Your Individuel Pro X is ready for use!

7. قبل بدء العلاج ، تحقق من جهازك: تأكد من نظافة الجهاز و سطح المعالجة وجفافهما.
8. ملاحظة: إذا رأيت حوافًا أو عيوبًا حادة على سطح المعالجة ، فلا تستخدم سطح المعالجة واتصل بخدمة دعم X or P leudividni جاهز الآن للاستخدام.
9. إن X or P leudividni جاهز الآن للاستخدام.

الخطوة 3: تشغيل الجهاز

1. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف.
 - i. سيتحول زر التشغيل / الإيقاف إلى اللون الأخضر الفاتح.
 - ii. سيضيء مؤشر مستوى الخرطوشة.
 - iii. سيضيء مؤشر البطارية باللون الأخضر ، مما يعني أن البطارية مشحونة.
2. اضغط على زر الإسقاط  لضبط موضع الخرطوشة:
 - i. سوف يتحرك محرك الجهاز حتى الوصول إلى الخرطوشة. سيضبط محرك الجهاز نفسه تلقائيًا وفقًا لكمية الجل/الكريم/المصل المتبقي في الخرطوشة.
 - ii. سيتغير لون زر التشغيل/الإيقاف  من الأخضر إلى الأحمر.
 - iii. سيظهر مؤشر مستوى الخرطوشة من 1 إلى 4 أضواء خضراء، اعتمادًا على كمية الجل/الكريم/المصل المتبقي داخل الخرطوشة (راجع قسم "وصف واجهة المستخدم"). عندما تكون الخرطوشة فارغة ، لن يضيء المؤشر.
3. ضع الجهاز على منطقة العلاج المرغوبة واستخدم زر الإسقاط مرة واحدة أو عدة مرات لتطبيق الكمية المطلوبة من الجل/الكريم/المصل حتى يتم تغطية منطقة العلاج المطلوبة. كل ضغطة تقوم بها تطلق قطرة واحدة.
4. تأكد من أنك قد قمت بتطبيق الكمية المطلوبة من الجل/الكريم/المصل. حافظ على رطوبة منطقتك المعالجة باستخدام الجل/الكريم/المصل طوال جلسة العلاج بأكملها.
5. يجب أن تلمس راحة يدك دائمة السطح الموصل لليد. بلل يدك لتحسين التوصيل. ملاحظة: إذا شعرت باهتزاز لطيف فسيتم توصيل التيار.
6. كزر النقاط من 3-5 حتى تنتهي من تغطية منطقة العلاج بالكامل. ملاحظة: في حالة تحديد الجهاز اتصالاً غير كافٍ براحة يدك ، فسيتم تعطيل التيار والاهتزاز.
7. قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف أو سيتم إغلاق الجهاز تلقائيًا بعد 3 دقائق من عدم الاستخدام.
8. لصيانة جهاز Individuel Pro X و من أجل استخدام مطول، يلزم التنظيف (كما هو موضح في قسم "التنظيف والتخزين").



9. للاستبدال بين أسطح المعالجة أو لإزالة خرطوشة الجل/الكريم/المصل تأكد من أنّ ضوء زر التشغيل/الإيقاف أخضر.
- i. إذا كان ضوء زر التشغيل / الإيقاف أحمر ، فاضغط على زر إزالة الخرطوشة وانتظر حتى يتحول إلى اللون الأخضر. 
- ii. قم بإزالة الخرطوشة من سطح المعالجة.
- iii. أدخل خرطوشة الجل/الكريم/المصل على سطح معالجة آخر أو استبدل خرطوشة الجل/الكريم/المصل بأخرى جديدة (وفقًا لـ "الخطوة 2: إعداد الجهاز").
- iv. أدخل سطح المعالجة باستخدام خرطوشة الجل/الكريم/المصل في الجهاز (وفقًا لـ "الخطوة 2: إعداد الجهاز").
10. إذا ظهر مؤشر البطارية باللون الأحمر، فيجب إعادة شحن البطارية. قم بتوصيل كبل BSU بالجهاز وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمصدر USB . أثناء شحن الجهاز، سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر. سينطفئ الضوء عند اكتمال الشحن.
- ملاحظة: تحتوي الخرطوشة الكاملة على 15 مل من الجل/الكريم/المصل، وهو ما يكفي لحوالي 5-6 علاجات كاملة للوجه.

نظام العلاج الموصى به

قم دائمًا بإجراء اختبار أولي قبل العلاج الأول في كل منطقة من الوجه وفقًا لقسم "الاختبار الأولي".

نظام العلاج	بروتوكول العلاج	منطقة العلاج والموقع	سطح المعالجة
الوجه بالكامل بما في ذلك الخدين والرقبة واليدين	<ul style="list-style-type: none"> ● عالج الوجه بالكامل لمدة تصل إلى 10 دقائق كما هو موضح في الصورة. ● كرر العملية يوميًا وفقًا لبروتوكول العلاج 		

		<ul style="list-style-type: none"> ● علاج لمدة تصل إلى 5 دقائق كما هو موضح في الصورة.† ● كرر العملية يوميًا وفقًا لبروتوكول العلاج 	<p>الجبين</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ● علاج لمدة تصل إلى 5 دقائق كما هو موضح في الصورة. ● كرر العملية يوميًا وفقًا لبروتوكول العلاج 	<p>حول العينين</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ● علاج لمدة تصل إلى 5 دقائق كما هو موضح في الصورة. ● كرر العملية يوميًا وفقًا لبروتوكول العلاج 	<p>حول الفم والذقن</p>

ملاحظة : قد تكون هناك حاجة لبضع القطرات (10-2) لكل منطقة معالجة.

ملاحظة : تأكد من أن الجهاز ملائم للجلد دائمًا. عندما لا يكون هناك ملامسة للجلد، فلن تشعر بالاهتزاز الميكانيكي ولن يتم توصيل التيار.

العناية بالوجه بعد العلاج

بعد العلاج ، تجنب استخدام المنتجات الكاشطة أو الخشنة لمدة يومين.

● في الحالات التي يحدث فيها تقشرٌ سطحيٌّ أو قشر، لا تقم بحك أو خدش أو إزالة القشرة. نَظِّف المنطقة برفي واتركها حتى تجف.

● يمكن وضع المكياج مباشرة بعد العلاج.

التنظيف والتخزين

- يجب تنظيف أسطح المعالجة بعد كل علاج:
 - إذا كان زرّ التّشغيل/الإيقاف  باللّون الأحمر فاضغط على زرّ إزالة الخرطوشة . عندما يتحوّل زرّ التّشغيل/الإيقاف  إلى اللون الأخضر، يمكن إزالة سطح المعالجة.
 - قم بإزالة خرطوشة الجل/الكريم/المصل من سطح المعالجة.
 - قم بتخزين خرطوشة الجل/الكريم/المصل حتّى العلاج التّالي في عبوته في مكان جاف.
 - اشطف سطح المعالجة جيّدًا.
 - تأكد من جفاف سطح المعالجة (يمكنك استخدام قطعة قماش أو منشفة ورقية لمسح الماء) وتخزينه.
 - تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله، قبل تنظيفه من الجل/الكريم/المصل المتبقي. استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة أو منشفة ورقية. تأكد من تنظيف جميع المناطق بما في ذلك سطح المعالجة والأزرار تمامًا.
 - تأكد من جفاف جهاز Individuel Pro X تمامًا قبل تخزينه؛ لا تشطف الجهاز بالماء أبدًا حيث قد يؤدي ذلك إلى التّعرض لخطر الصّعق بالكهرباء.
 - قم بتخزين Individuel Pro X في مكانٍ مغليّ وجافّ. يوصى بإبقائه في صندوقه الأصلي.

دليل اصلاح الاخطاء

إذا واجهت أي مشاكل مع جهاز Individuel Pro X الخاص بك ، فيرجى الرجوع إلى المعلومات أدناه:

إذا لم يتم تشغيل جهاز Individuel Pro X	قد تكون البطارية فارغة. حاول شحن الجهاز بكابل USB.
إذا كان X Individuel Pro لا يوفر تيارًا (بدون اهتزاز ميكانيكي):	<ul style="list-style-type: none"> ● تأكد من أن راحة يدك ملائمة تمامًا للسطح الموصل لليد (يوصى براحة رطبة قليلاً). ● تأكد من أن سطح المعالجة ملائم للجلد المعالج الذي يحتوي على الجل/الكريم/المصل موصل عليه ● إذا لم يتم تطبيق راحة يدك بشكل صحيح و/أو لم يكن سطح المعالجة ملائمًا لجلدك ، فلن يتم توصيل التيار.
خطأ عام:	<ul style="list-style-type: none"> ● إذا كان هناك أوساخ أو حطام عالق بالقطب الكهربائي، فيجب عليك تنظيفه وفقًا لقسم "التنظيف والتخزين" أعلاه. إذا لم تتمكن من تنظيف المنطقة، فاتصل بخدمة العملاء. ● أعد ضبط الجهاز - أوقف تشغيله أو انتظر حتى يتم إيقاف تشغيله، وانتظر 01 ثوانٍ ثم أعد تشغيله مرة أخرى. ● إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات مع جهازك، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.

خدمة الزبائن

للحصول على خدمة العملاء، يرجى الاطلاع على تفاصيل الاتصال على الغلاف ا الغلاف الداخلي.

مواصفات الجهاز

يتم تشغيل جهاز Individuel Pro X (المطبق بالتيار المستمر) 1 ± 5 [V].

التيار التطبيقي: 5-100 [tA]

الاهتزاز الميكانيكي - يتم تنفيذه بواسطة أسطح المعالجة 3.4 [G]

سطح المعالجة مطلي بالكروم:

- سطح معالجة صغير: ~ 2 [سم]

- سطح معالجة كبير: ~ 22 [سم]

كابل USB

حجم الجهاز ووزنه: 6.291X9.84X46 [مم], 021(HXWXL)[غرام]

إرشادات التخزين:

شروط التخزين والنقل	
10- درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (14°F درجة فهرنهايت إلى 158°F درجة فهرنهايت)	درجة الحرارة* الرطوبة الضغط
الظروف التشغيلية	
10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 50 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) 30% إلى 70% رطوبة نسبية 3,000 م.	درجة الحرارة الرطوبة أقصى ارتفاع للتشغيل

استخدم Individuel Pro X فقط مع الطاقة الخارجية والملحقات المزودة. من أجل سلامتك، لا تستخدم أبدًا محولات التيار المستمر غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.












* في حالة التخزين أو النقل في ظروف قاسية، اترك لجهاز X Individuel Pro 30 دقيقة للاستقرار الحراري

العلامة

الموديل: INF100

الطاقة: VAC [100-240], [A]0.25, [V]5, [هرتز] 50-60

بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن: 3.7 فولت 190 ملي أمبير

عزل مزدوج		Class III insulation
نوع معدات BF		Type BF equipment
استشر تعليمات الاستخدام		Consult instructions for use
نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية		Waste Electronic and Electrical Equipment
منتجاتنا وعبواتنا قابلة لإعادة التدوير، لا تتخلص منها!		Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!
الابتعاد عن العيون		Keep away from eyes
يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات السلامة قبل الاستخدام		Please read all warnings and safety precautions prior to use
لا تستخدم جهاز Individuel Pro X على البشرة الحساسة المدبوغة أو بعد التعرض للشمس		Do not use the Individuel Pro X device on sensitive tanned skin or after sun exposure
لا تغسل Individuel Pro X تحت الماء الجاري، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل بالجهاز. حافظ على جفافه.		Do not rinse Individuel Pro X under running water, as it may cause device malfunction. Keep dry.
IP2X : يجب ألا يخترق جسم بقطر 12.5 مم. 2IPX : لن يكون للقطرات المتساقطة رأسياً أي آثار ضارة.	IP22	IP2X: Object of 12.5 mm diameter, shall not penetrate. IPX2: Vertically falling drops shall have no harmful effects.
	CE	
	UK CA	

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDIVIDUEL PRO X

Profesional Estético
Dispositivo para el hogar



Individuel
Genève

Individual Pro X

Tabla de contenido

PRECAUCIONES	70
¿QUIÉN NO DEBERÍA USAR EL DISPOSITIVO?	70
ADVERTENCIAS	71
NO use el dispositivo:	71
¿QUÉ ES INDIVIDUEL PRO X?	72
¿Cómo funciona?	73
USO PREVISTO	74
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS	74
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	75
Accesorios adicionales para dispositivos	75
Descripción de la interfaz de usuario	76
INSTRUCCIONES DE USUARIO	77
Qué esperar cuando use Individual Pro X	77
Prueba Preliminar	77
Paso 1: Prepare su piel	77
Paso 2: Configure el dispositivo	78
Paso 3: Operación del dispositivo	79
Régimen de tratamiento recomendado	80
Cuidado facial post tratamiento	81
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO	82
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	82
SERVICIO AL CLIENTE	83
ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	83
ETIQUETADO	84

PRECAUCIONES

- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes que contengan agua ya que puede llevar a riesgo de electrocución.
- No utilice el Individual Pro X en presencia de equipos de monitoreo electrónico (por ejemplo, monitores cardíacos), ya que puede conducir a su funcionamiento inadecuado.
- Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- No utilice el dispositivo si falta alguna parte del dispositivo, está dañada o suelta, si el dispositivo no funciona correctamente si ve u huele humo.
- Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que el dispositivo esté limpio, seco e intacto. Las instrucciones de limpieza se detallan en el capítulo “Limpieza y almacenamiento”.
- No use presión excesiva sobre la piel durante el tratamiento. Aplique suficiente presión para detectar la vibración del dispositivo de acuerdo con su propia comodidad.
- No utilice Gel Conductivo/crema/suero después de su fecha de caducidad.
- Utilice el dispositivo solo en las áreas de tratamiento permitidas y para el uso previsto.
- Use el dispositivo solo de acuerdo con las instrucciones de uso y para su uso previsto.

¿QUIÉN NO DEBERÍA USAR EL DISPOSITIVO?

Lea atentamente la información a continuación antes de comenzar un tratamiento con el dispositivo. Si aún tiene alguna duda o no está seguro de que el dispositivo sea seguro para su uso, consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES

NO utilice el dispositivo Individual Pro X si:

- Está embarazada o está intentando embarazarse.
- Tiene cualquier implante metálico o un implante activo como un marcapasos, bomba de insulina o dispositivos similares ya que puede causar interferencia.
- Padece enfermedades cardíacas, como arritmias.
- Tiene frenos de metal en sus dientes.
- Padece epilepsia o convulsiones.
- Sufre de coagulopatía sanguínea o sangrado excesivo o hematomas.
- Tiene cáncer de piel, en áreas en riesgo de cáncer o en proximidad a dichas áreas.
- Tiene llagas abiertas o heridas en el área de tratamiento.
- Tiene a tener rosácea o si tiene piel problemática o sensible.
- Es alérgico a los ingredientes del Gel Conductivo/crema/suero o sensibles al contacto con cromo.

ADVERTENCIAS

NO use el dispositivo:

- Sobre brotes cutáneos, piel o lesiones hinchadas o inflamadas o si tiene enfermedad cutánea activa (como eccema, psoriasis y erupción) en el área de tratamiento.
- Sobre el cuello y el pecho, ya que puede causar espasmos musculares dando como resultado el cierre de las vías respiratorias y alteración del ritmo cardíaco.
- Sobre áreas dolorosas o áreas que no pueden sentir el tacto. Si tiene áreas dolorosas o insensibles al tacto, consulte con su médico antes de usar el dispositivo.
- Sin aplicar gel conductor/crema/suero antes de su uso.
- Individual Pro X y el Gel Conductivo/crema/suero son solo para uso externo. Evite el contacto directo con ojos, labios, boca y fosas nasales. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua.
- No utilice Individual Pro X mientras conduce, duerme, operando maquinaria o mientras se baña/ducha.

- El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento siempre que estén bajo supervisión o hayan sido instruidos en el uso seguro del aparato y que comprendan los peligros involucrados.
- Si tiene alguna incertidumbre con respecto a cualquier otra afección médica que no se enumera aquí, o si ha tratado la piel con un medicamento recetado o se ha sometido a algún procedimiento invasivo (como inyecciones o procedimientos quirúrgicos) en los últimos 3 meses, consulte a su médico antes de usar Individual Pro X.
- No utilice el dispositivo mientras se carga.

El dispositivo Individual Pro X está diseñado para su uso en piel intacta de todo tipo a menos que esté prohibido en la sección de advertencias y contraindicaciones anterior.

¿QUÉ ES INDIVIDUEL PRO X?

El Individual Pro X es un dispositivo tonificante facial que está destinado a la estimulación facial y está indicado para uso cosmético de venta libre.

El Individual Pro X produce microcorriente. La actividad de microcorriente va acompañada de una vibración mecánica. Esta combinación única de Individual Pro X está especialmente diseñada para mejorar el tono de la piel facial, estimular la piel para mejorar la apariencia y relajar los músculos faciales.

El Individual Pro X también incluye un cartucho reemplazable único. Este cartucho le permitirá liberar la cantidad deseada de Gel Conductivo/crema/suero sin esfuerzo. El Gel Conductivo/crema/suero está especialmente diseñado para ayudar en la conductividad adecuada y el deslizamiento agradable del Individual Pro X a través de su piel.

El Individual Pro X está diseñado para un contacto facial óptimo para todas las personas. El dispositivo debe usarse sobre piel intacta de todo tipo a menos que esté prohibido en la sección anterior de advertencias y contraindicaciones.

¿Cómo funciona?

El Individual Pro X es un dispositivo portátil electrónico no invasivo con un diseño especial y único, fácil de interactuar. Es cómodo y sencillo de usar, para facilitar varios minutos de autotratamiento en diferentes áreas faciales.


El Gel Conductivo/crema/suero Individual Pro X se entrega a la región de tratamiento seleccionada con un simple clic, ¡la cantidad ajustada de acuerdo a su comodidad! Esto le ahorra la necesidad de preparaciones previas. El Gel Conductivo/crema/suero permitirá una conductividad adecuada de la piel y ayudará al Individual Pro X a deslizarse suavemente a través de la piel.

La microcorriente se entrega desde la Superficie de Tratamiento cuando el dispositivo está en contacto con la piel. Esto activará automáticamente la vibración mecánica.

La microcorriente eléctrica, acompañada de vibración, se utilizan con fines estéticos, ofreciendo varios beneficios, entre ellos:

- Mejora del contorno facial y aumento de la firmeza cutánea y muscular.
- Mejora del flujo sanguíneo circulatorio hacia la piel, facilitando así la eliminación de residuos y la entrega de nutrientes frescos a la piel.
- Mejora del colágeno del tejido conectivo, apoyando y estructurando así la piel.
- Aumento de la síntesis de ATP (molécula de energía celular), contribuyendo así a la estimulación facial, proceso que se ralentiza por el envejecimiento.

¡La microcorriente, junto con la vibración mecánica, facilita una apariencia más saludable y vibrante!

 **Por favor, asegúrese de leer atentamente estas Instrucciones de Uso antes de comenzar su tratamiento con Individual Pro X. Esta guía, así como un video instructivo, también se puede encontrar en www.individuelprox.com**

USO PREVISTO

Individuel Pro X está destinado a hombres y mujeres que desean mejorar la apariencia de su piel, tonificar su rostro y relajar los músculos en las áreas de tratamiento facial deseadas.

Individuel Pro X está diseñado para su uso en las siguientes áreas faciales: mejillas, alrededor de los ojos (región periorbital), frente, alrededor de la boca (región perioral), mentón, cuello, escote y manos.

El dispositivo Individuel Pro X está diseñado para su uso en piel intacta de todo tipo a menos que esté prohibido en la sección de advertencias y contraindicaciones anterior.

Nota: Individuel Pro X está especialmente diseñado para tu propio tratamiento personal! Está destinado solo para un solo usuario y uso doméstico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Cuando se usa el dispositivo Individuel Pro X de acuerdo con las instrucciones de uso, los efectos adversos son raros. Sin embargo, cada procedimiento estético, incluido el uso de dispositivos de uso doméstico, puede causar algún grado de reacciones adversas (como se indica en la tabla siguiente). Las posibles reacciones adversas son temporales, raras y se resuelven espontáneamente en 24 horas.

Severidad del Efecto Adverso	Frecuencia del Efecto Adverso	Efectos Adversos
Leve	Común	Dolor local Irritación de la piel Enrojecimiento de la piel Sensibilidad de la piel Escozor Alergia o sensibilidad al gel/crema/suero
Moderado	Raro	Quemaduras leves en la piel Enrojecimiento excesivo, sarpullido e hinchazón Dolor de cabeza
Severo	Extremadamente raro	Quemaduras severas Sangrado subcutáneo o hematomas Infección Ampollas Dolor severo

En caso de que aparezcan efectos adversos, deje de usar el dispositivo Individuel Pro X.

Por favor consulte a su médico si es necesario.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El conjunto de dispositivos Individual Pro X consta de los siguientes componentes:

Dispositivo Manual

Botón para soltar: Botón de liberación de gel conductor/crema/suero

Indicador de nivel de cartucho

Botón Quitar cartucho

Gel conductor/crema/suero de poro

Superficie de tratamiento (grande)

Indicador de batería
Toma de corriente
Botón Encendido/Apagado




Hand Conductive Surface



Accesorios adicionales para dispositivos









1. Superficie de Tratamiento Grande



2. Superficie de tratamiento pequeña

Descripción de la interfaz de usuario

Botón	Descripción
 Botón Encendido/ Apagado	<p>Pulse el botón para encender/apagar el dispositivo. El dispositivo se apagará automáticamente cuando se deja desatendido durante 3 minutos.</p> <p>Luz verde — El dispositivo está encendido (la microcorriente y la vibración funcionan cuando la superficie de tratamiento y la superficie conductora de la mano están en contacto adecuado con la piel).</p> <p>La luz verde aparecerá</p> <ol style="list-style-type: none"> Después de encender el dispositivo. Después de presionar el botón para remover el cartucho  <p>Cuando aparezca la luz roja, no retire el estado del cartucho. La luz se volverá verde después de presionar el botón de extracción de cartucho </p>
 Botón para soltar: Botón de liberación de gel conductor/crema/- suero	<p>Presione  para aplicar el Gel Conductor/crema/Suero en el área de tratamiento.</p>
 Botón para Remover Cartucho	<p>Pulse el botón de extracción de cartucho para retirar el cartucho.</p>
Indicador de nivel de cartucho	<p>Indica el nivel de Gel Conductivo restante /crema/suero en el cartucho:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cartucho lleno (4 líneas) ● ¾ cartucho (3 líneas) ● ½ cartucho (2 líneas) ● ¼ cartucho (1 línea) ● vacío (no aparece luz)
Superficie conductora de la mano	<p>Un electrodo secundario que cierra el circuito de microcorriente con la palma.</p> <p>Coloca la palma de tu mano sobre la Superficie Conconductora de Mano para iniciar el tratamiento.</p> <p>Se recomienda utilizar una mano húmeda para mejorar la conductividad.</p>
Cable USB	<p>El cable USB se utiliza para recargar la batería del Individual Pro X.</p>
Indicador de batería	<ul style="list-style-type: none"> ● La luz verde indica que la batería está cargada. ● La luz roja indica que la batería es baja y necesita ser recargada. ● Cuando se complete la carga, la luz se apagará. ● La batería dura aproximadamente 2.5 horas de trabajo constante.

INSTRUCCIONES DE USUARIO

Qué esperar cuando use Individual Pro X

El uso del dispositivo Individual Pro X para la estimulación facial con fines estéticos es simple y rápido.

Durante el tratamiento de Individual Pro X, es normal experimentar:

- Sensaciones de calidez y vibración, creadas por la energía de microcorriente y el motor de vibración.
- Algo de color rojo o rosa suave en la piel y sensación de irritación, durante y justo después de usar Individual Pro X.
- Ruido del motor durante el movimiento del cartucho hacia dentro o fuera de posición.
- Ruido del motor de vibración durante el tratamiento.

Prueba Preliminar

Realice una prueba preliminar para asegurarse de que la reacción de su piel al dispositivo Individual Pro X sea normal. Realizar una prueba preliminar en un pequeño parche de piel en un área facial permitida, previo al primer tratamiento con el dispositivo Individual Pro X.

1. Prepare su piel (como se describe en la sección “Paso 1: Prepare su piel”) y configure el Individual Pro X como se indica en “Paso 2: Configuración del dispositivo”.

2. Opere el dispositivo durante 1 minuto como se detalla a continuación en “Paso 3: Operación del dispositivo”.

3. Si se siente incómodo o ve reacciones adversas (descritas en la sección “Reacciones adversas”), detenga la prueba de inmediato.

Esperese 24 horas y examine el área probada. Si la piel en el área probada no muestra respuesta o solo enrojecimiento leve, puede proceder con un tratamiento completo. Si ve enrojecimiento extremo, hinchazón o ampollas, no proceda con el tratamiento.

Paso 1: Prepare su piel

La piel facial es un área sensible que requiere cuidados y precaución especiales. Asegúrese de seguir cuidadosamente todas las instrucciones y precauciones de seguridad, para evitar reacciones adversas.

1. Asegúrese de que su piel esté limpia y libre de maquillaje y joyas. Los residuos de aceite o suciedad podrían reducir la eficacia del tratamiento.

2. Realice una prueba preliminar en un pequeño parche de piel en un área de tratamiento permitida (como se describe en la sección “Prueba Preliminar”).

Paso 2: Configure el dispositivo

What to expect when using Individuel Pro X

1. Retire todos los componentes de la caja (dispositivo de mano, superficies de tratamiento, cartucho conductor de gel/crema/suero y cable USB).
2. Cargue el Individuel Pro X durante 6 horas antes de usarlo por primera vez.
3. Retire el Cartucho de Gel Conductivo/crema/suero de su empaque (ver Figura 1).
4. Elija la superficie de tratamiento requerida (grande o pequeña):
Superficie de tratamiento pequeña- alrededor de los ojos, alrededor de la boca y la barbilla.
Superficie de tratamiento grande — tratamiento de cara completa (incluyendo mejillas) cuello, escote y manos.
5. Coloque el cartucho dentro de la Superficie de Tratamiento con la punta del cartucho frente al poro de Superficie de Tratamiento (ver Figuras 2 y 3).
6. Inserte la Superficie de Tratamiento cargada con el Cartucho de Gel /crema/suero Conductivo en el dispositivo y presione firmemente para encajarlo en su lugar (Figura 4).



Figura 1 & 2 – Inserte la punta del cartucho Gel Conductivo/crema/suero dentro del poro de Superficie de Tratamiento seleccionado.





Figura 3- Inserte la superficie de tratamiento con cartucho dentro del Individuel Pro X



Figura 4- ¡Tu Individuel Pro X está listo para usar!

7. Antes de comenzar el tratamiento, revise su dispositivo: asegúrese de que el dispositivo y la Superficie de tratamiento estén limpios, secos e intactos.
8. **Nota:** Si ve bordes afilados o defectos en la Superficie de Tratamiento, no use la Superficie de Tratamiento y póngase en contacto con el Servicio de Soporte Individuel Pro X.
9. El Individuel Pro X está listo para usarse.

Paso 3: Operación del dispositivo

1. Encienda el dispositivo presionando el botón Encendido/Apagado.
 - i. El botón Encendido/Apagado se pondrá verde claro.
 - ii. El indicador de nivel de cartucho se iluminará.
 - iii. El indicador de batería se encenderá en verde, lo que significa que la batería está cargada.
2. Presione el botón de soltar  para configurar la posición del cartucho.
 - i. El motor del dispositivo se moverá hasta llegar al cartucho. El motor del dispositivo se configurará automáticamente de acuerdo con la cantidad de Gel Conductivo/crema/suero que quede en el cartucho.
 - ii. El color del botón Encendido/Apagado  cambiará de verde a rojo.
 - iii. El indicador de nivel de cartucho mostrará 1-4 luces verdes, dependiendo de la cantidad de Gel Conductivo/crema/suero que quede dentro del cartucho (Consulte la sección “Descripción de la interfaz de usuario”). Cuando el cartucho está vacío, el indicador no se encenderá.
3. Coloque el dispositivo en el área de tratamiento deseada y use el botón de caída una o varias veces, para aplicar la cantidad requerida de Gel Conductivo/crema/suero hasta que se cubra el área de tratamiento deseada. Cada vez que presione se libera una gota.
4. Asegúrese de haber aplicado la cantidad requerida de Gel Conductivo/crema/suero. Mantenga su área tratada húmeda con Gel Conductivo/crema/suero durante toda la sesión de tratamiento.

5. La palma de su mano siempre debe tocar la Superficie Conductora de la Mano. Humedezca su mano con el fin de mejorar la conductividad.


Nota: Si se puede sentir una vibración suave, se está entregando la microcorriente.



6. Repita los puntos 3-5 hasta que haya cubierto toda la zona de tratamiento de su elección.

Nota: En caso de que el dispositivo identifique un contacto insuficiente con la palma de su mano, la corriente y la vibración se desactivarán.

7. Apague el dispositivo presionando el botón Encendido/Apagado o el dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos de no uso.

8. Para el mantenimiento y uso prolongado del dispositivo Individual Pro X, se requiere limpieza (como se describe en la sección “Limpieza y almacenamiento”).
9. Para reemplazar entre Superficies de Tratamiento o para quitar el Cartucho de Gel Conductivo/Crema/suero, asegúrese de que la luz del botón Encendido/Apagado esté verde.
- Si la luz del botón On/Off es roja, presione el botón Quitar cartucho  y espere hasta que se ponga de color verde.
 - Retire el cartucho de la Superficie de Tratamiento.
 - Inserte el Cartucho de Gel Conductivo/crema/suero en otra Superficie de Tratamiento o reemplace el Cartucho de Gel Conductivo/crema/suero por uno nuevo (según “Paso 2: Configuración del Dispositivo”).
 - Inserte la Superficie de Tratamiento con el Cartucho de Gel Conductivo /Crema/suero en el dispositivo (según “Paso 2: Configuración del Dispositivo”).
10. Si el Indicador de Batería es rojo, es necesario recargar la batería. Conecte el cable USB al dispositivo y conecte el otro extremo del cable a la fuente USB. Mientras el dispositivo se está cargando, la luz indicadora estará verde. Cuando se complete la carga, la luz se apagará.

Nota: Un cartucho completo contiene 15ml de Gel Conductivo/crema/suero, que es suficiente para unos 5-6 tratamientos faciales completos.

Régimen de tratamiento recomendado

Siempre realice una prueba preliminar previa al primer tratamiento en cada área facial según la sección “Prueba Preliminar”.

Régimen de tratamiento	Protocolo de Tratamiento	Área de Tratamiento y posición	Superficie de tratamiento
Cara completa incluyendo mejillas, cuello, decolte y manos	<ul style="list-style-type: none"> Tratar toda la cara hasta por 10 min como se muestra en la imagen. Repetir diariamente según protocolo de tratamiento 		

<p>Frente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tratar hasta por 5 min como se muestra en la imagen. • Repetir diariamente según protocolo de tratamiento 		
<p>Alrededor de los ojos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tratar hasta por 5 min como se muestra en la imagen. • Repetir diariamente según protocolo de tratamiento 		
<p>Alrededor de la boca y la barbilla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tratar hasta por 5 min como se muestra en la imagen. • Repetir diariamente según protocolo de tratamiento 		

Nota: Es posible que se requieran unas pocas (2-10) gotas para cada área de tratamiento.




Nota: Asegúrese de que el dispositivo esté siempre en contacto con la piel. Cuando no haya contacto con la piel, no sentirá la vibración mecánica y no se entregará microcorriente.

Cuidado facial post tratamiento

Después del tratamiento, evite el uso de productos abrasivos o agresivos durante dos días.

- En los casos en que se produzca costras superficiales o costras, no frote, rasque ni retire la costra. Limpiar el área suavemente y secar con palmaditas.
- El maquillaje se puede aplicar inmediatamente después del tratamiento.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Las superficies de tratamiento deben limpiarse después de cada tratamiento:
 - Si el botón de Encendido/Apagado  está rojo,  pulse el botón Quitar cartucho. Cuando el botón de Encendido/Apagado  se pone verde, la Superficie de Tratamiento puede removerse.
 - Retire el Cartucho de Gel Conductor/crema/suero de la Superficie de Tratamiento.
 - Almacene el Cartucho de Gel Conductor/crema/suero hasta el siguiente tratamiento en su envase en un lugar seco.
 - Enjuague bien la Superficie de Tratamiento.
 - Asegúrese de que la Superficie de Tratamiento esté seca (puede usar un paño o una toalla de papel para limpiar el agua) y almacenarla.
- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desenchufado, antes de limpiarlo de Gel Conductor residual/crema/suero. Use un paño suave y húmedo o una toalla de papel. Asegúrese de que todas las áreas, incluida la Superficie de Tratamiento y los botones, estén limpiadas a fondo.
- Asegúrese de que el dispositivo Individual Pro X esté completamente seco antes de almacenarlo; nunca enjuague el dispositivo con agua ya que puede llevar a un riesgo de electrocución.
- Almacene el Individual Pro X en un lugar cerrado y seco. Se recomienda mantenerlo en su caja original.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta algún problema con su dispositivo Individual Pro X, consulte la siguiente información:

Si el dispositivo Individual Pro X no se enciende:	<ul style="list-style-type: none">• La batería podría ser descargada. Intente cargar el dispositivo con el cable USB.
Si el Individual Pro X no entrega corriente (sin vibración mecánica):	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la palma de su mano esté en pleno contacto con la Superficie Conductiva Manual (se recomienda una palma ligeramente humedecida).• Asegúrese de que la superficie de tratamiento esté en contacto con la piel tratada que tiene gel conductor/crema/suero sobre ella• Si su palma no se aplica adecuadamente y/o la superficie de tratamiento no está en contacto con su piel, la corriente no será entregada.
Error general:	<ul style="list-style-type: none">• Si hay suciedad o escombros pegados al electrodo, debe limpiarlos de acuerdo con la sección "Limpieza y Almacenamiento" anterior. Si no puede limpiar el área, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.• Restablecer el dispositivo: apáguelo o espere hasta que se apague, espere 10 segundos y vuelva a encenderlo.• Si aún experimenta problemas con su dispositivo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

SERVICIO AL CLIENTE

Para atención al cliente, consulte los datos de contacto en la contraportada interior.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

El dispositivo Individual Pro X es alimentado por (aplicado con corriente continua) 5 ± 1 [V].

Corriente aplicada: 5-100 [μ A]

Vibración mecánica - Implementado por superficies de tratamiento 3.4 [G]

Superficie de tratamiento cromada:

- Superficie de tratamiento pequeña: ~ 2 [cm²]

- Superficie de tratamiento grande: ~ 22 [cm²]

Cable USB

Tamaño y Peso del Dispositivo: 192.6X48.9X64 [mm] (LXWXH), 120 [gr]

Instrucciones de almacenamiento:

Condiciones de almacenamiento y transporte	
Temperatura*	-10°C hasta 70°C (14°F hasta 158°F)
Humedad	10% hasta 90% RH a 55°C/131°F
Presión	Sin condensación
Condiciones operacionales	
Temperatura	10°C hasta 40°C (50°F hasta 104°F)
Humedad	30% hasta 70% RH
Altitud máxima de funcionamiento	3,000m.



Use Individual Pro X solo con la alimentación externa y los accesorios suministrados. Por su seguridad, nunca use adaptadores de CC que no estén aprobados por el fabricante.










* En caso de almacenamiento o transporte en condiciones extremas, permita que el dispositivo Individual Pro X 30 minutos para la estabilización térmica

ETIQUETADO

Modelo: INF100

Energía: 5 [V], 0.25[A], 100-240 [VAC], 50-60 [Hz]

Batería de iones de litio cargable : 3.7V 190mAh

	Doble aislamiento
	Equipo tipo BF
	Consultar Instrucciones de uso
	Residuos de Equipos Electrónicos y Eléctricos
	Nuestros productos y empaques son reciclables, ¡no los tires!
	Manténgase alejado de los ojos
	Lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de su uso
	No utilice el dispositivo Individual Pro X en pieles sensibles bronceadas o después de la exposición al sol
	No enjuague Individual Pro X bajo agua corriente, ya que puede causar un mal funcionamiento del dispositivo. Manténgase seco.
IP22	IP2X: Object of 12.5 mm diameter, shall not penetrate. IPX2: Vertically falling drops shall have no harmful effects.
CE	
UK CA	

설명서

INDIVIDUEL 프로 X

에스텍틱 프로페셔널
홈 디바이스



Individuel
Genève

Individuel 프로 X

목차

주의사항.....	87
누가 이 기기를 사용하면 안되나요?	87
금지사항	88
경고	88
이 기기를 이런 경우에 사용하지 마세요:	88
Individuel 프로X란?	89
어떻게 작동하나요?	90
용도	91
가능한 부작용	91
장치 설명	92
휴대용 장치	92
추가 장치부품	92
사용자 인터페이스 설명	93
사용자 설명	94
Individuel 프로X를 사용할 때 예상할 수 있는 사항	94
예비 테스트	94
1단계: 피부 준비	94
2단계: 장치 준비	95
3단계: 장치 작동	96
추천하는 시술 단계	97
시술 후 피부관리	98
문제해결	99
고객 서비스	100
장치 사양	100
라벨	101

주의사항

- 본 기기를 욕조, 샤워기 또는 물이 들어 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오. 감전 위험이 있습니다.
- 전자 모니터링 장비(예: 심장 모니터)가 있는 곳에서는 Individual 프로 X를 사용하지 마십시오. 잘못 작동할 수 있습니다.
- 어린이와 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 어린이는 이 기기를 가지고 놀면 안 됩니다. 사용자의 청소 및 유지보수는 감독 없이 어린이가 해서는 안 됩니다.
- 연기가 보이거나 냄새가 날 경우 기기가 제대로 작동하지 않는 경우 기기 일부가 없거나 손상되었거나 느슨한 경우 기기를 사용하지 마십시오.
- 기기를 사용하기 전에 기기가 깨끗하고 건조되었으며 손상되지 않았는지 확인하십시오. 청소 지침은 "청소 및 보관" 부분에 자세히 설명되어 있습니다.
- 시술 중 피부에 과도한 압력을 가하지 마십시오. 기기의 진동을 감지하기 위해 편안함에 따라 충분한 압력을 가하십시오.
- 유효기간이 지난 전도성 젤/크림/세럼은 사용하지 마십시오.
- 허용된 시술 부위 및 의도한 용도로만 기기를 사용하십시오.

누가 이 기기를 사용하면 안되나요?

기기를 사용하여 치료를 시작하기 전에 아래 정보를 주의 깊게 읽으십시오. 기기가 사용하기에 안전한지 여전히 의심스럽거나 확실하지 않으면 의사와 상의하십시오.

금지사항

다음과 같은 경우에는 **Individuel Pro X** 장치를 사용하지 마십시오.

- 임신 중이거나 임신을 시도하고 있는 경우
- 간섭을 일으킬 수 있으므로 금속 임플란트 또는 심박조율기, 인슐린 펌프와 같은 활성 임플란트를 착용하고 있는 경우
- 부정맥과 같은 심장병을 앓는 경우
- 치아에 금속 교정기를 하고 있는 경우
- 뇌전증이나 발작을 경험한 경우
- 혈액 응고증이나 과다 출혈이나 타박상을 앓고 있는 경우
- 피부암, 암의 위험이 있는 부위 또는 그러한 부위에 가까이 있는 경우
- 시술 부위에 개방된 상처나 상처가 있는 경우
- 문제가 있거나 민감한 피부를 가지고 있는 경우
- 전도성 젤/크림/세럼 성분에 알레르기가 있거나 크롬과의 접촉에 민감한 경우

경고

이 기기를 이런 경우에 사용하지 마세요:

- 피부 발병, 부어오르거나 염증이 있는 피부 또는 병변 또는 치료 부위에 활동적인 피부 질환(습진, 건선, 발진 등)이 있는 경우.
- 목과 가슴에 걸쳐 근육 경련을 일으켜 기도를 폐쇄하고 심장 박동을 방해할 수 있기 때문입니다.
- 통증을 느끼는 부위나 촉각을 느낄 수 없는 부위 위로. 통증이 있거나 무감각한 부위가 있는 경우 이 기기를 사용하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 전도성 젤/크림/크림을 바르지 않은 상태에서 사용해야 합니다.
- Individuel 프로 X 및 전도성 젤/크림/세럼은 외부용으로만 사용됩니다. 눈, 입술, 입, 콧구멍과 직접 접촉하지 마십시오. 접촉한 경우 즉시 물로 씻어내십시오.

- 운전, 수면, 기계 작동, 목욕/샤워 중에는 Individuel 프로 X를 사용하지 마십시오.
- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람이 기기의 안전한 사용에 대해 감독하거나 지시를 받았으며 관련된 위험을 이해한 경우 기기를 사용할 수 있다.
- 여기에 열거되지 않은 다른 의학적 상태에 대해 불확실한 점이 있거나 지난 3개월 이내에 처방된 약물로 피부를 치료했거나 침습적 시술(예: 주사 또는 수술 절차)을 받은 적이 있는 경우에는 Individuel 프로 X를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

Individuel 프로 X는 위의 경고 및 금지 섹션에서 금지되지 않는 한 모든 유형의 온전한 피부에 사용하도록 설계되었습니다.

INDIVIDUEL 프로 X란?

Individuel Pro X- Individuel 프로 X는 얼굴 자극을 위한 얼굴 토닝 장치이며 처방전 없이 살 수 있는 사용을 위해 만들어졌습니다.

Individuel Pro X- Individuel 프로 X는 마이크로 전류를 생성합니다. 마이크로 전류 활동은 기계적 진동을 동반합니다. 이번 Individuel 프로X만의 조합은 특히 얼굴 피부톤 개선과 피부 자극으로 외모 개선, 얼굴 근육 이완을 위해 고안했습니다.

Individuel Pro X- Individuel 프로 X를 사용할 때는 Individuel 프로 X 전도성 젤/크림/세럼을 사용해야 합니다. Individuel 프로 X에는 교환 가능한 고유한 카트리지도 포함되어 있습니다. 이 카트리지를 사용하면 원하는 양의 전도성 젤/크림/세럼을 쉽게 방출할 수 있습니다. 컨덕티브 젤/크림/세럼은 특히 Individuel 프로 X의 적절한 전도성과 피부 전체에 쾌적한 활공에 도움이 되도록 설계되었습니다.

Individuel Pro X는 모든 사람에게 최적의 얼굴에 사용되도록 설계되었습니다. 상기 경고 및 금지 섹션에서 금지하지 않는 한 모든 유형의 온전한 피부에 이 기기를 사용해야 합니다.

어떻게 작동하나요?

Individuel 프로 X는 상호 작용이 용이한 특수하고 독특한 디자인의 전자 비침습형 손으로 잡고 사용하는 장치입니다. 다양한 얼굴 부위에 몇 분간 자가 치료가 용이하도록 편안하고 사용이 간편하게 설계되었습니다.

Individuel 프로 X 컨덕티브 젤/크림/세럼은 선택한 시술 부위로 클릭 한 번으로 배송되며, 이는 사용자의 편의에 따라 조정된 양입니다! 따라서 사전 준비가 필요하지 않습니다. 컨덕티브 젤/크림/세럼은 적절한 피부 전도성을 가능하게 하고 인디펜듀얼 프로 X가 피부를 부드럽게 미끄러지도록 도와줍니다.

마이크로 전류는 장치가 피부에 닿으면 시술 표면에서 전달됩니다. 이렇게 하면 기계적인 진동이 자동으로 켜집니다.

진동을 동반한 전기 마이크로 전류는 미용 목적으로 사용되며 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다.

- 얼굴 윤곽 개선과 피부 및 근육의 탄탄함 증가.
- 피부에 순환 혈류를 개선하여 노폐물 제거를 촉진하고 피부에 신선한 영양분을 공급
- 결합 조직 콜라겐의 개선으로 피부를 지지하고 구조화.
- ATP 합성이 증가하여 노화에 의해 느려지는 과정인 얼굴 자극에 기여

미세전류와 기계적 진동이 더해져 더 건강하고 활기찬 외모를 연출할 수 있습니다!



Individuel Pro X 시술을 시작하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽어보십시오. 이 안내서와 안내 비디오는 www.individuelprox.com에서도 확인할 수 있습니다.

용도

Individuel 프로X는 피부미용 개선, 얼굴 톤, 원하는 얼굴 시술 부위의 근육 이완 등을 원하는 남녀를 대상으로 제작됐다.

Individuel 프로 X는 뺨, 눈가, 이마, 입가, 턱, 목, 데콜테, 손 등에 사용할 수 있습니다.

Individuel 프로 X 장치는 위의 경고 및 금지되지 않는 한 모든 유형의 온전한 피부에 사용하도록 설계되었습니다.

참고: Individuel 프로 X는 개인 치료를 위해 특별히 설계되었습니다! 1 인용 및 가정용으로만 제작되었습니다.

가능한 부작용

사용지침에 따라 Individuel 프로 X 기기를 사용할 경우 부작용이 거의 발생하지 않습니다. 그러나 가정 사용 기기의 사용을 포함한 모든 미용적인 절차는 어느 정도 부작용을 일으킬 수 있습니다(아래 표 참조). 가능한 부작용은 일시적이고 드물며 24시간 내에 저절로 해결됩니다.

부작용의 심각도	부작용 빈도	부작용
약함	흔함	국소 통증 피부자극 피부홍조 피부 민감성 따가운 느낌 젤/크림/세럼에 대한 알레르기 또는 민감한 느낌
중간	드물	가벼운 피부 화상 과도한 홍조, 발진, 붓기 두통
심각	아주 드물	심한 화상 피하 출혈 또는 멍 감염 물집 심한 통증

부작용이 나타날 경우, Individuel 프로 X 장치 사용을 즉시 중지하십시오.
필요한 경우 의사와 상담하십시오.

장치 설명

Indivuel 프로 X 장치 세트는 다음 구성요소로 구성됩니다:


휴대용 장치



추가 장치 부품









큰1 치료표면



작음2 치료표면

사용자 인터페이스 설명

버튼	설명
 전원버튼	<p>장치를 켜거나 끄려면 버튼을 누르십시오. 3분 동안 방치하면 기기가 자동으로 꺼집니다.</p> <p>녹색 조명 - 장치가 켜집니다(마이크로 전류 및 진동은 시술 표면과 손 전도성 표면이 피부에 적절하게 닿았을 때 작동합니다).</p> <p>녹색등이 켜집니다:</p> <ol style="list-style-type: none"> 이 장치를 켭니다. 카트리지가 제거 버튼을 누른 후  빨간색 불이 나타나면 카트리지가 상태를 제거하지 마십시오. 카트리지가 제거 버튼을 누르면 불이 다시 녹색으로 켜집니다 
 드롭 버튼: 전도성 젤/크림/세럼 버튼	<p>적용 부위에 전도성 젤/크림/세럼을 바를 때  를 누릅니다.</p>
 카트리지가 제거 버튼	<p>카트리지를 제거하려면 카트리지가 제거 버튼을 누릅니다.</p>
카트리지가 레벨 표시기	<p>카트리지의 남은 전도성 젤/크림/세럼 레벨을 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 카트리지가 전체 (4 줄) ● ¾ 카트리지가 (3 줄) ● ½ 카트리지가 (2 줄) ● ¼ 카트리지가 (1 줄) ● 비어있음 (빛 나타나지 않음)
손 전도성 표면	<p>손바닥으로 마이크로 전류 회로를 닫는 2차 전극입니다. 손바닥을 손 전도성 표면에 올려놓고 치료를 시작합니다. 전도를 향상을 위해 족족한 손을 사용하는 것이 좋다.</p>
USB 케이블	<p>USB 케이블은 Individuel Pro X의 배터리를 충전하는 데 사용됩니다.</p>
배터리 표시기	<ul style="list-style-type: none"> ● 녹색 표시등은 배터리가 충전되었음을 나타냅니다. ● 빨간색 표시등은 배터리가 부족하여 재충전이 필요함을 나타냅니다. ● 충전이 완료되면 불이 꺼집니다. ● 배터리는 약 2.5시간 동안 지속적으로 작동합니다.

사용자 설명서

Individuel Pro X를 사용할 때 예상할 수 있는 사항

미적 목적으로 안면 자극에 Individuel 프로 X 장치를 간단하고 빠르게 사용할 수 있습니다.

Individuel 프로 X 시술 중 다음과 같은 증상이 나타나는 것이 일반적입니다.

- 마이크로 전류 에너지와 진동 모터에 의해 생성된 온기와 진동
- Individuel 프로 X 사용 중 및 사용 직후 피부에 약간의 연한 빨간색 또는 분홍빛을 띌 수 있고 자극감이 있습니다.
- 카트리지를 제자리로 이동/이동하는 동안 모터 소음이 발생
- 시술 중 진동 모터 소음

예비 테스트

예비 테스트를 수행하여 Individuel 프로 X 장치에 대한 피부 반응이 정상인지 확인합니다. Individuel 프로 X 장치를 사용하여 첫 번째 시술하기 전에 허용되는 얼굴 부위의 작은 피부 부위에 대한 예비 테스트를 수행하십시오.

1. 피부를 준비하고(1단계: 피부 준비" 섹션에 설명된 대로), "2단계: 장치 설정"에 표시된 대로 Individuel 프로 X를 설정합니다.
2. 아래의 "3단계: 장치 작동"에 설명된 대로 장치를 1분간 작동하십시오.
3. 불편함을 느끼거나 부작용이 나타나면 ("부작용" 섹션에서 설명) 테스트를 즉시 중단하십시오.

24시간 기다린 후 테스트 영역을 검사합니다. 테스트한 부위의 피부에 반응이 없거나 약간 붉어진 경우 전체 시술을 진행할 수 있습니다. 심한 홍조, 붓기, 물집이 보이면 시술을 진행하지 마십시오.

1 단계: 피부 준비단계

얼굴 피부는 각별한 관리와 주의가 필요한 민감한 부위입니다. 부작용이 발생하지 않도록 모든 지침 및 안전 예방 조치를 주의 깊게 따르십시오.

1. 화장과 악세사리가 없는 깨끗한 피부로 준비하세요. 유분기나 먼지는 치료 효과를 떨어뜨릴 수 있습니다.
2. 허용되는 시술 부위에 있는 작은 피부 부위에 대해 예비 테스트를 수행합니다("예비 테스트" 섹션에 설명됨).

2단계: 장치 설정

상자에서 모든 구성품 (핸드헬드 장치, 시술 표면, 전도성 젤/크림/세럼 카트리리지 및 USB 케이블)을 꺼냅니다.

1. 처음 사용하기 전에 Individual 프로 X를 6시간 동안 충전하십시오.
2. 전도성 젤/크림/세럼 카트리리지를 패키징에서 꺼냅니다(그림 1 참조).
3. 필요한 처리 표면(크거나 작은)을 선택합니다.
4. 작은 시술 표면 - 눈가, 입가, 턱 주변.
5. 넓은 시술 표면 - 얼굴 전체 시술(볼 포함) 목, 데콜트 및 손.
6. 카트리리지 팁이 시술 표면 모퉁을 향하도록 시술 표면 내부에 카트리리지를 놓습니다(그림 2 및 3 참조).



사진 1&2- 전도성 젤/크림/세럼 카트리리지 팁을 선택된 표면안에 넣으세요.




사진 3- 치료 표면 부품을 Individual 프로 X 카트리리지 안에 넣으세요 선택된 표면안에



사진 4- Individual 프로 X는 사용할 준비가

7. 전도성 젤/크림/세럼 카트리리지가 장착된 시술 표면을 장치에 삽입하고 세게 눌러 제자리에 끼워 넣습니다(그림 4).
8. 시술을 시작하기 전에 장치를 확인하십시오. 기기와 시술 표면이 깨끗하고 건조하며 손상되지 않았는지 확인합니다.
9. 참고: 시술 표면에 날카로운 가장자리나 결함이 있는 경우 시술 표면을 사용하지 말고 Individual 프로 X 지원 서비스에 문의하십시오.
10. Individual 프로 X는 이제 사용할 준비가 되었습니다.


3단계: 장치 작동

- 전원 버튼을 눌러 장치를 켭니다.
 - On/Off 버튼이 녹색으로 바뀝니다.
 - 카트리지가 레벨 표시기가 켜집니다.
 - 배터리 표시등이 녹색으로 켜지는 것은 배터리가 충전되었음을 의미합니다.
- 드로 버튼을 눌러 카트리지가 위치를 설정합니다.
 - 카트리지에 도달할 때까지 장치 모터가 움직입니다. 카트리지에 남아 있는 컨덕티브 젤/크림/세럼 양에 따라 장치 모터가 자동으로 설정됩니다.
 - On/Off 버튼  색상이 녹색에서 빨간색으로 변경됩니다.
 - 카트리지가 레벨 표시기는 카트리지 내부에 남아 있는 전도성 젤/크림/세럼의 양에 따라 1-4개의 녹색 불빛을 표시합니다("사용자 인터페이스 설명" 섹션 참조). 카트리지가 비어 있으면 표시등이 켜지지 않습니다.
- 원하는 시술 부위에 기기를 놓고 드롭 버튼을 한 번 또는 여러 번 사용하여 원하는 시술 부위가 가려질 때까지 전도성 젤/크림/세럼을 필요한 양만큼 도포합니다. 한 번 누르면 한 방울씩 떨어집니다.
- 필요한 양의 전도성 젤/크림/세럼을 도포했는지 확인합니다. 시술 시간 내내 컨덕티브 젤/크림/세럼으로 시술 부위를 촉촉하게 유지하십시오.
- 손바닥은 항상 손전도 표면에 닿아야 합니다. 전도성을 높이기 위해 손을 적셔주세요.
- 선택한 시술 부위 전체를 다 덮을 때까지 3-5번 점을 반복합니다.
참고: 장치가 손바닥에 충분히 닿지 않는 것으로 확인될 경우 전류 및 진동이 비활성화됩니다.
- 전원버튼을 눌러 장치를 끄십시오. 그렇지 않으면 사용하지 않은 지 3분이 지나면 장치가 자동으로 종료됩니다.



8. Individual 프로 X 기기 유지보수 및 장기간 사용 시 세척 및 보관부분에 설명된 대로 세척이 필요합니다.

9. 시술 표면 사이를 교체하거나 전도성 젤/크림/세럼 카트리지를 제거하려면 On/Off 버튼 표시등이 녹색인지 확인합니다.



- i. 전원 표시등이 빨간색이면 카트리지 제거 버튼을  누르고 녹색이 될 때까지 기다립니다.
- ii. 시술 표면에서 카트리지를 꺼냅니다.
- iii. 전도성 젤/크림/세럼 카트리지를 다른 시술 표면에 삽입하거나 전도성 젤/크림/세럼 카트리지를 새 카트리지로 교체합니다("단계 2: 장치 설정"에 따르세요.).
- iv. 전도성 젤/크림/세럼 카트리지가 있는 시술 표면을 장치에 삽입합니다("단계 2: 장치 설정"을 따르세요.).

10. 배터리 표시기가 빨간색이면 배터리를 충전해야 합니다. USB 케이블을 장치에 연결하고 케이블의 다른 쪽 끝을 USB 부분에 꽂습니다. 장치가 충전되는 동안 표시등이 녹색으로 켜집니다. 충전이 완료되면 불이 꺼집니다.

참고: 전체 카트리지에는 약 5~6회 전체 얼굴 시술에 충분한 15ml의 전도성 젤/크림/세럼이 들어 있습니다.

권장 사용 요법

첫 번째 시술 전 항상 "사전 준비 테스트" 섹션에 따라 각 얼굴 부위에 사전 테스트를 수행하십시오.

시술 요법	시술 프로토콜	시술 부분과 위치	시술 표면
볼, 목, 데콜트 및 손을 포함한 전체 얼굴	<ul style="list-style-type: none"> • 사진과 같이 얼굴 전체를 최대 10분간 시술합니다. • 시술 프로토콜에 따라 매일 반복합니다. 		

<p>이마</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 사진과 같이 최대 5분 동안 시술하세요. • 시술 프로토콜에 따라 매일 반복합니다. 		
<p>눈 주변</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 사진과 같이 최대 5분 동안 시술하세요. • 시술 프로토콜에 따라 매일 반복합니다. 		
<p>입과 턱 주변</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 사진과 같이 최대 5분 동안 시술하세요. • 시술 프로토콜에 따라 매일 반복합니다. 		

참고: 각 시술 부위에 몇 방울(2-10) 떨어뜨려야 합니다.




참고: 장치가 항상 피부에 닿도록 하십시오. 피부에 닿지 않으면 기계적 진동이 느껴지지 않고 미세전류가 전달되지 않습니다.

시술 후 얼굴 관리

시술 후에는 이를 동안 피부에 강하거나 거친 제품을 사용하지 마십시오.

- 표면적으로 상처가 나거나 딱지가 생긴 경우에는 딱지를 문지르거나 긁거나 제거하지 마십시오. 부위를 부드럽게 클렌징한 후 가볍게 두드려 말립니다.
- 시술 후 바로 화장을 할 수 있습니다.

세척 & 보관

- 시술 후마다 시술한 표면을 청소해야 합니다.
 - 전원버튼  이 빨간색이면 카트리지를 제거 버튼을  누릅니다. 전원버튼  이 녹색으로 바뀌면 치료 표면을 제거할 수 있습니다.
 - 시술 표면에서 전도성 젤/크림/세럼 카트리지를 제거합니다.
 - 전도성 젤/크림/세럼 카트리지는 다음 시술까지 포장에 담아 건조한 곳에 보관합니다.
 - 시술 표면을 완전히 헹굽니다.
 - 시술 표면이 마른 상태인지 확인하고(천이나 종이 타월을 사용하여 물을 닦아낼 수 있음) 보관합니다.
- 남은 전도성 젤/크림/세럼을 세척하기 전에 장치를 끄고 플러그를 뽑아야 합니다. 부드럽고 축축한 천이나 종이 타월을 사용하세요. 시술 표면과 버튼을 포함한 모든 부위를 철저히 청소하십시오.
- Individuel 프로 X 장치를 보관하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하십시오. 감전 위험을 초래할 수 있으므로 장치를 물로 행구지 마십시오.
- Individuel 프로 X를 밀폐되고 건조한 장소에 보관합니다. 원래 상자에 보관하는 것이 좋습니다.

문제해결 방법

Individuel 프로 X 장치에 문제가 발생할 경우 아래 정보를 참조하십시오.

<p>Individuel 프로 X 장치가 켜지지 않는 경우:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리가 방전되었을 수 있습니다. USB 케이블로 장치를 충전해 보십시오.
<p>Individuel 프로 X가 전류를 전달하지 않는 경우(기계적 진동 없음):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 손바닥이 전도성 표면에 완전히 닿도록 하십시오(약간 축축한 손바닥이 권장됨). • 시술 표면이 전도성 젤/크림/세럼이 있는 시술 피부에 닿도록 하십시오. • 손바닥을 제대로 바르지 않거나 시술 표면이 피부에 닿지 않으면 전류가 전달되지 않습니다.
<p>일반적인 문제:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 전극에 먼지나 이물질이 붙어 있는 경우 위의 "청소 및 보관" 절에 따라 세척해야 합니다. 주변을 청소할 수 없는 경우 고객 서비스에 문의하십시오. • 장치 재설정 - 장치를 끄거나 종료할 때까지 기다린 후 10초간 기다렸다가 다시 켭니다. • 장치에 여전히 문제가 발생하면 고객 서비스에 문의하십시오.

고객 서비스

고객 서비스는 뒷면 내부 커버의 연락처 정보와 당사 웹사이트(www.individuelprox.com)를 참조하십시오.

장치 사양

Individuel Pro X 장치는 (연속 전류 적용) $5\pm 1[V]$ 에 의해 구동됩니다.

사용된 전류: **5-100[μA]**

기계적 진동 - 표면 **3.4 [G]**

크롬 도금 처리면:

- 작은 처리 표면: ~2 [cm²]

- 큰 처리 표면: ~22 [cm²]

USB 케이블

장치 크기 및 무게: **192.6X48.9X64 [mm] (LXWXH), 120 [gr]**

저장 방법:

보관 및 운송 조건	
온도*	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
습기 압력	10% to 90% RH at 55°C/131°F 비응축
작동 조건	
온도	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
습기 최대 작동 고도	30% to 70% RH 3,000m.



제공된 외부 전원 및 부속품에만 Individuel 프로 X를 사용하십시오.
안전성을 위해 제조업체에서 승인되지 않은 DC 어댑터는 절대 사용하지
마십시오.










* 극한 조건에서 보관 또는 운반하는 경우 Individuel 프로 X 장치를 30분간 열 안정화를 할 수 있도록 합니다.

라벨

모델: **DEP100XXYYZZZ**

전력: **5 [V], 0.25[A]**

충전식 리튬 이온 배터리: **3.7V 190mAh**

	클래스 III 단열
	BF형 장비
	사용 지침 참조
	폐전자 및 전기 장비
	저희 제품과 포장은 재활용이 가능하니 버리지 마세요!
	눈에서 거리를 유지하고 사용하세요.
	
	민감한 햇볕에 그을린 피부나 햇볕에 노출된 후에는 Individuel 프로 X 기기를 사용하지 마십시오.
	Individuel 프로 X를 행구지 마십시오. 건조하게 유지하다.
IP22	IP2X: 직경 12.5mm의 물체가 관통해서는 안 됩니다. IPX2: 수직으로 떨어지는 물방울은 좋지 않은 영향이 없어야 합니다
CE	
UK CA	

INDIVIDUEL PRO X

מכשיר ביתי מקצועי אסתטי
מדריך הוראות שימוש



Individuel
Genève

Individuel Pro X

סיניינע נכות

104	אמצעי זהירות
104	למי אסור להשתמש במכשיר?
105	התוויות נגד
105	אזהרות
106	מה זה INDIVIDUEL PRO X
108	שימוש ייעודי
108	תופעות לוואי אפשריות
109	תיאור המכשיר
110	תיאור ממשק משתמש
111	הוראות למשתמש
111	למה לצפות בעת שימוש ב-INDIVIDUEL PRO X
111	מבחן מקדים
111	הכן את העור שלך
112	הגדרת המכשיר
113	פעולת מכשיר
114	טיפול מומלץ
115	טיפול פנים לאחר הטיפול
116	ניקוי ואחסון
116	פתרון בעיות
117	שירות לקוחות
117	מפרטי המכשיר
118	לייבלינג

אמצעי זהירות

- אל תשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות או כלים אחרים המכילים מים. הוא עלול להוביל לסכנת התחשמלות.
- אל תשתמש ב-Individuel Pro X בנוכחות ציוד ניטור אלקטרוני (כגון מוניטורים לבביים), הדבר עלול להוביל לשיבושם.
- הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.
- אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אין לבצע ניקוי ותחזוקה על ידי ילדים ללא השגחה.
- אל תשתמש במכשיר אם חלק כלשהו במכשיר חסר, פגום או רופף, אם ההתקן אינו פועל כראוי אם אתה רואה או מריח עשן.
- לפני השימוש במכשיר יש לוודא שהמכשיר נקי, יבש ושלם. הוראות הניקוי מפורטות בפרק "ניקוי ואחסון".
- אין להשתמש בלחץ מוגזם על העור במהלך הטיפול. הפעל מספיק לחץ כדי לחוש את הרטט של המכשיר בהתאם לנוחות שלך.
- אין להשתמש בג'ל/קרם/סרום לאחר תאריך התפוגה שלו.
- השתמש במכשיר רק באזורי הטיפול המותרים ולשימוש הייעודי.
- השתמש במכשיר רק בהתאם להוראות השימוש ולשימוש הייעודי לו.

למי אסור להשתמש במכשיר?

קרא בעיון את המידע שלהלן לפני שתתחיל בטיפול במכשיר. אם עדיין יש לך ספק או אינך בטוח שהמכשיר בטוח לשימוש

התוויות נגד

אל תשתמש במכשיר Individuel Pro X אם את/ה:

- בהריון או מנסה להיכנס להריון.
- בעל שתל מתכת כלשהו או שתל פעיל כגון קוצב לב, משאבת אינסולין או התקנים דומים מכיוון שהוא עלול לגרום להפרעה.
- סובלים ממחלות לב, כגון הפרעות קצב.
- בעל פלטות מתכת על השיניים.
- סובל מאפילפסיה או התקפים.
- סובל מקרישיות דם או מדימום מוגזם או חבלות.
- עם סרטן עור, באזורים בסיכון לסרטן או בסמיכות לאזורים כאלה.
- יש פצעים פתוחים או פצעים באזור הטיפול.
- נוטים לסבול מרזוציאה או אם יש לך עור בעייתי או רגיש.
- אלרגיים למרכיבי הג'ל/קרם/סרום המוליך או רגישים למגע עם כרום.

אזהרות

אל תשתמש במכשיר:

- מעל התפרצויות עור, עור נפוח או דלקתי או נגעים או אם יש לך מחלת עור פעילה (כגון אקזמה, פסוריאזיס ופריחה) באזור הטיפול.
- מעל הצוואר והחזה, מכיוון שהוא עלול לגרום להתכווצויות שרירים וכתוצאה מכך לסגירה של דרכי הנשימה והפרעה בקצבהלב.
- על אזורים כואבים או אזורים שאינם יכולים לחוש מגע. אם יש לך אזורים כואבים או לא רגישים למגע, התייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש במכשיר.
- ללא מריחת ג'ל/קרם/סרום מוליך לפני השימוש.
- Individuel Pro X והג'ל/קרם/סרום מיועדים לשימוש חיצוני בלבד. הימנע ממגע ישיר עם העיניים, השפתיים, הפה והנחיריים. במקרה של מגע יש לשטוף מיד במים.
- אין להשתמש ב-Individuel Pro X בזמן נהיגה, שינה, הפעלת מכונות או רחצה/מקלחת.
- המכשיר עשוי לשמש אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע בתנאי שהם נמצאים בפיקוח או קיבלו הדרכה לשימוש בטוח במכשיר ושהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- אם יש לך אי ודאות לגבי מצב רפואי אחר שאינו מופיע כאן, או אם טיפלת בעור בתרופה שנרשמה או עברת הליך פולשני כלשהו (כגון זריקות או פרוצדורות כירורגיות) במהלך 3 החודשים האחרונים, התייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש ב-Individuel Pro X.
- אין להשתמש במכשיר בזמן הטעינה

מכשיר ה-Individuel Pro X מיועד לשימוש על עור שלם מכל הסוגים, אלא אם כן הדבר אסור בסעיף האזהרות וההתוויות לעיל.

- המכשיר עשוי לשמש אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע בתנאי שהם נמצאים בפיקוח או קיבלו הדרכה לשימוש בטוח במכשיר ושהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- אם יש לך אי ודאות לגבי מצב רפואי אחר שאינו מופיע כאן, או אם טיפלת בעור בתרופה שנרשמה או עברת הליך פולשני כלשהו (כגון זריקות או פרוצדורות כירורגיות) במהלך 3 החודשים האחרונים, התייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש X orP leudividni
- אין להשתמש במכשיר בזמן הטעינה

מכשיר ה- X orP leudividni מיועד לשימוש על עור שלם מכל הסוגים, אלא אם כן הדבר אסור בסעיף האזהרות וההתוויות לעיל.

מה זה X orP leudividni ?

ה-X orP leudividni הוא מכשיר לחיטוב פנים המיועד לגירוי פנים ומיועד לשימוש קוסמטי ללא מרשם.

ה-X orP leudividni מייצר מיקרו זרם. פעילות המיקרו-זרם מלווה ברטט מכני. השילוב הייחודי הזה של X orP leudividni תוכנן במיוחד כדי לשפר את גוון עור הפנים, לעורר את העור לשיפור המראה ולהרפיית שרירי הפנים.

בעת השימוש ב-X orP leudividni תצטרך להשתמש בג'ל/קרם/סרום מוליך של X orP leudividni.

ה-X orP leudividni כולל גם מחסנית ניתנת להחלפה ייחודית. מחסנית זו תאפשר לך לשחרר את הכמות הרצויה של ג'ל/קרם/סרום מוליך ללא מאמץ. הג'ל/קרם/סרום המוליך תוכנן במיוחד כדי לסייע במוליכות נכונה והחלקה נעימה של ה-X orP leudividni על פני העור שלך.

ה-X orP leudividni מיועד למגע פנים מיטבי לכל האנשים. יש להשתמש במכשיר על עור שלם מכל הסוגים, אלא אם כן

איך זה עובד?

ה- Individual Pro X הוא מכשיר כף יד אלקטרוני לא פולשני עם עיצוב מיוחד וייחודי, קל לאינטראקציה. הוא נוח ופשוט לשימוש, כדי להקל על מספר דקות של טיפול עצמי באזורי פנים שונים.

הג'ל/קרם/סרום Individual Pro X evticudnoC מועבר לאזור הטיפול הנבחר בלחיצה פשוטה, הכמות מותאמת לפי הנוחות שלך! זה חוסך מכם את הצורך בהכנות מוקדמות. הג'ל/קרם/סרום המוליך יאפשר מוליכות עור תקינה ויעזור ל- Individual Pro X להחליק בצורה חלקה על פני העור. המיקרו זרם מועבר ממשטח הטיפול כאשר המכשיר נמצא במגע עם העור. פעולה זו תפעיל אוטומטית את הרטט המכני.

המיקרו זרם החשמלי, מלווה ברטט, משמש למטרות אסתטיות, ומציע מספר יתרונות, כולל:

- שיפור קו מתאר הפנים והגברת מוצקות העור והשרירים.
- שיפור זרימת הדם במחזור הדם לעור, ובכך להקל על פינוי הפסולת והספקת חומרים מזינים טריים לעור.
- שיפור בקולגן של רקמת החיבור, ובכך תומך ומבנה העור.
- עלייה בסינתזה של ATP (מולקולת אנרגיה סלולרית), ובכך תורמת לגירוי הפנים, תהליך המואט על ידי ההזדקנות.
- המיקרו-זרם, יחד עם הרטט המכני, מאפשר מראה בריא יותר, תוסס יותר!
- אנא הקפד לקרוא בעיון את הוראות השימוש הללו לפני שתתחיל את הטיפול ב- Individual Pro X שלך. מדריך זה, כמו גם את סרטון ההדרכה, ניתן למצוא גם בכתובת www.individuelprox.com

אנא הקפד לקרוא בעיון את הוראות השימוש הללו לפני שתתחיל את הטיפול ב- Individual Pro X שלך. מדריך זה, כמו גם את סרטון ההדרכה, ניתן למצוא גם בכתובת:
www.individuelprox.com

שימוש ייעודי

Individuel Pro X מיועד לגברים ונשים המעוניינים לשפר את מראה העור שלהם, למתוח את עור פניהם ולהרפות את השרירים באזורי טיפול הפנים הרצויים.

Individuel Pro X מיועד לשימוש באזורי הפנים הבאים: לחיים, מסביב לעיניים (אזור בצקת סביב העיניים), מצח, סביב הפה (אזור פומי), סנטר, צוואר, דקולטה וידיים.

מכשיר ה- Individuel Pro X מיועד לשימוש על עור שלם מכל הסוגים, אלא אם כן הדבר מפורט כאסור בסעיף האזהרות וההתוויות לעיל.

הערה: Individuel Pro X תוכנן במיוחד עבור הטיפול האישי שלך! הוא מיועד למשתמש יחיד ולשימוש ביתי בלבד.

תופעות לוואי אפשריות

כאשר משתמשים במכשיר Individuel Pro X בהתאם להוראות השימוש, התופעות לוואי נדירות. עם זאת, כל הליך אסתטי, לרבות שימוש במכשירים לשימוש ביתי, עלול לגרום במידה מסוימת של תגובות שליליות (כמפורט בטבלה למטה). תופעות הלוואי האפשריות הן זמניות, נדירות וחולפות באופן ספונטני תוך 42 שעות.

תופעות לוואי	תדירות של תופעות לוואי	חומרת תופעות לוואי
כאב מקומי גירוי בעור אדמומיות בעור רגישות בעור עוקץ אלרגיה או רגישות לג'ל/קרם/סרום	נפוץ	מתון
כוויות עור קלות אדמומיות יתר, פריחה ונפיחות כאב ראש	נדיר	בינוני
כוויות קשות דימום תת עורי או חבורות דלקת שלפוחיות כאב חמור	נדיר מאוד	חמור

במקרה של תופעות לוואי, הפסק להשתמש במכשיר ה- Individual Pro X. נא להתייעץ עם הרופא שלך במידת הצורך.

תיאור המכשיר

ערכת מכשיר Individual Pro X מורכבת מהרכיבים הבאים:

מכשיר כף יד



אביזרים נוספים למכשיר








1. משטח טיפול גדול



2. משטח טיפול קטן

תיאור ממשק המשתמש

כפתור	תיאור
<p>כפתור הדלקה / כיבוי</p> 	<p>לחץ על הלחצן כדי להפעיל/לכבות את המכשיר. המכשיר יכבה אוטומטית כאשר הוא נשאר ללא השגחה למשך 3 דקות.</p> <p>אור ירוק - ההתקן פועל (מיקרו זרם ורטט פועלים כאשר משטח הטיפול והמשטח המוליך ביד נמצאים במגע תקין עם העור).</p> <p>אור ירוק יופיע:</p> <ul style="list-style-type: none"> לאחר הפעלת המכשיר  לאחר לחיצה על לחצן הסרת מחסנית <p>כשהנורית האדומה מופיעה, אל תסיר את מצב המחסנית. הנורית תחזור לירוקה לאחר לחיצה על לחצן הסרת מחסנית </p>
<p>כפתור ירידה: שחרור ג'ל/קרם/סרום מוליך</p> 	<p>לחץ כדי למרוח את הג'ל/קרם/סרום המוליך על אזור הטיפול</p>
<p>לחצן הסרת מחסנית</p> 	<p>לחץ על לחצן הסרת המחסנית כדי להסיר את המחסנית</p>
<p>מחווון מפלס המחסנית</p>	<p>מציין את רמת הג'ל/קרם/סרום המוליך שנותרו במחסנית:</p> <ul style="list-style-type: none"> מחסנית מלאה (4 שורות) 3/4 מחסנית (3 שורות) 1/2 מחסנית (2 שורות) 1/4 מחסנית (קו אחד) ריק (לא מופיעה אור)
<p>משטח מוליך יד</p>	<p>אלקטרודה משנית שסוגרת את מעגל המיקרו זרם עם כף היד שלך. הנח את כף ירך על המשטח המוליך ביד כדי להתחיל בטיפול. מומלץ להשתמש ביד לחה לשיפור מוליכות.</p>
<p>כבל USB</p>	<p>כבל USB משמש לטעינת הסוללה של Individual Pro X</p>
<p>מחווון סוללה</p>	<ul style="list-style-type: none"> אור ירוק מציין שהסוללה טעונה. נורית אדומה מציינת שהסוללה חלשה ויש להטעין אותה מחדש. בסיום הטעינה האור יכבה. הסוללה מספיקה לכ- 2.5 שעות עבודה מתמדת.

הוראות למשתמש

למה לצפות בעת שימוש ב-Individuel Pro X

השימוש במכשיר Individuel Pro X לגירוי פנים למטרות אסתטיות הוא פשוט ומהיר.

במהלך טיפול Individuel Pro X, זה נורמלי לחוות:

- תחושות של חום ורטט, שנוצרות על ידי אנרגיית המיקרו זרם ומנוע הרטט.
- מעט צבע אדום או ורוד עדין על העור ותחושת גירוי, במהלך ומיד לאחר השימוש ב-Individuel Pro X.
- רעש מנוע במהלך הזזת המחסנית לתוך/מחוץ למצב.
- רעש מנוע רטט במהלך הטיפול.

מבחן ראשוני

בצע בדיקה מקדימה כדי לוודא שתגובת העור שלך למכשיר ה-Individuel Pro X תקינה. בצע בדיקה מקדימה על כתם עור קטן באזור הפנים המותך, לפני הטיפול הראשון במכשיר ה-Individuel Pro X.

- הכן את העור שלך (כמתואר בסעיף "שלב 1: הכן את העור שלך") והגדר את ה-Individuel Pro X כפי שמצויין ב"שלב 2: הגדרת מכשיר".
- הפעל את המכשיר במשך דקה אחת כמפורט להלן ב"שלב 3: תפעול ההתקן".
- אם אתה מרגיש אי נוחות או רואה תגובות שליליות (מתוארות בסעיף "תגובות שליליות"), הפסק מיד את הבדיקה.

המתן 24 שעות ובדוק את האזור הנבדק. אם העור באזור הנבדק אינו מראה תגובה או אדמומיות קלה בלבד, ניתן להמשיך בטיפול מלא. אם אתה רואה אדמומיות קיצונית, נפיחות או שלפוחיות, אל תמשיך בטיפול.

שלב 1: הכן את העור שלך

עור הפנים הוא אזור רגיש הדורש טיפול זהירות מיוחדים. הקפד לעקוב אחר כל ההוראות ואמצעי הזהירות בזהירות, על מנת למנוע תופעות לוואי.

- וודאו שעורכם נקי וללא איפור ותכשיטים. שאריות שמן או לכלוך עלולים להפחית את יעילות הטיפול.
- בצע בדיקה מקדימה על כתם עור קטן באזור טיפול מותר (כמתואר בסעיף "בדיקה מקדימה").

שלב ז': הגדדת המכשיר

- הסר את כל הרכיבים מהקופסה (מכשיר כף יד, משטחי טיפול, ג'ל/קרם/סרום מוליך וכבל USB).
- טען את ה-Individuel Pro X במשך 6 שעות לפני השימוש הראשון.
- הסר את מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך מאריזתה (ראה איור ו').
- בחר את משטח הטיפול הדרוש (גדול או קטן):
משטח טיפול קטן - מסביב לעיניים, סביב הפה והסנטר.
- משטח טיפול גדול - טיפול פנים מלא (כולל לחיים) צוואר, דקולטה וידיים.
- הנח את המחסנית בתוך משטח הטיפול כשקצה המחסנית פונה אל נקבובית משטח הטיפול (ראה איור ז'-ו-ז').
- הכנס את משטח הטיפול הטעון במחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך לתוך המכשיר ולחץ בחוזקה כדי להנעים אותו במקומו (איור ז').



איור ו' ו-ז' - הכנס את קצה מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך בתוך נקבובית משטח הטיפול שנבחרה.



איור ז'-הכנס את משטח הטיפול עם המחסנית בתוך ה-Individuel Pro X



איור ז'-ה-Individuel Pro X שלך מוכן לשימוש!

- לפני תחילת הטיפול, בדוק את המכשיר שלך: וודא שהמכשיר ומשטח הטיפול נקיים, יבשים ושלמים.
- הערה: אם אתה רואה קצוות חדים או פגמים על משטח הטיפול, אל תשתמש במשטח הטיפול ופנה לשירות התמיכה של Individuel Pro X.
- ה-Individuel Pro X מוכן כעת לשימוש.

שלב ז': תפעול המכשיר

1. הפעל את המכשיר על ידי לחיצה על הלחצן ההפעלה/כיבוי
- לחצן ההפעלה/כיבוי יהפוך לירוק לבהיר.
- מחוון מפלס המחסנית יידלק.
- מחוון הסוללה יידלק בירוק, כלומר הסוללה טעונה.
2. לחץ על הלחצן Drop כדי לקבוע את מיקום המחסנית:
- מנוע המכשיר ינוע עד שיגיע למחסנית. מנוע המכשיר יקבע את עצמו אוטומטית לפי כמות הג'ל/קרם/סרום המוליך שנותרה במחסנית.
- צבע לחצן ההפעלה/כיבוי ישתנה מירוק לאדום.
- מחוון מפלס המחסנית יראה 1-4 נורות ירוקות, בהתאם לכמות הג'ל/קרם/סרום המוליך שנותרה בתוך המחסנית (ראה סעיף "תיאור ממשק משתמש"). כאשר המחסנית ריקה המחוון לא יידלק.
3. הניחו את המכשיר על אזור הטיפול הרצוי והשתמשו בכפתור ירידה פעם או מספר פעמים, כדי למרוח את הכמות הנדרשת של ג'ל/קרם/סרום מוליך עד לכיסוי אזור הטיפול הרצוי. כל שחרור לחיצה משחררת טיפה אחת.
4. ודא שמרחת את הכמות הדרושה של ג'ל/קרם/סרום מוליך. שמור על לחות באזור המטופל שלך עם ג'ל/קרם/סרום מוליך לאורך כל זמן הטיפול.
5. כף ידך חייבת תמיד לגעת במשטח המוליך היד. הרטב את היד שלך על מנת לשפר את המוליכות.



הערה: אם אתה יכול להרגיש רטט עדין, המיקרו זרם מועבר.

6. חזור על נקודות 5-3 עד שתכסה את כל אזור הטיפול לפי בחירתך.
- הערה:** במקרה שהמכשיר מזהה מגע לא מספיק עם כף היד שלך, הזרם והרטט יושבתו.
7. כבה את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי או שהמכשיר יכבה אוטומטית לאחר 3 דקות של אי שימוש.

א. עבור תחזוקה של מכשיר Individual Pro ושימוש ממושך, נדרש ניקוי (כמתואר בסעיף "ניקוי ואחסון").

ב. כדי להחליף בין משטחי טיפול או כדי להסיר את מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך, ודא שמורת לחצן ההפעלה/כיבוי ירוקה.

• אם נורית לחצן ההפעלה/כיבוי אדומה, לחץ על לחצן הסר

מחסנית והמתן עד שיהפוך לירוק. 

• הסר את המחסנית ממשטח הטיפול.

• הכנס את מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך למשטח טיפול אחר

או החלף את מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך בחדש (לפי "שלב 2: התקנת ההתקן").

• הכנס את משטח הטיפול עם מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך

לתוך המכשיר (לפי "שלב 2: הגדרת המכשיר").

10. אם מחוון הסוללה אדום, יש לטעון את הסוללה מחדש. חבר את כבל

ה-USB למכשיר וחבר את הקצה השני של הכבל למקור ה-USB. בזמן

שהמכשיר נטען, נורית החיווי תהיה ירוקה. בסיום הטעינה האור יכבה.

הערה: מחסנית מלאה מכילה 5 מ"ל של ג'ל/קרם/סרום Conductive ,







שמספיק לכ-5-6 טיפולי פנים מלאים.

משטר טיפול מומלץ

בצעו תמידי בדיקה מקדימה לפני הטיפול הראשון בכל אזור פנים לפי סעיף

"בדיקה מקדימה".

משטר טיפול	אזור טיפול ומיקום	פרוטוקול טיפול	משטר טיפול
		<ul style="list-style-type: none"> • לטפל בכל הפנים עד 10 דקות כפי שמוצג בתמונה. • חזור מדי יום לפי פרוטוקול הטיפול 	פנים מלאות כולל לחיים, צוואר, חזה (מחשוף) וידיים

		<ul style="list-style-type: none"> • לטפל עד 5 דקות • כפי שמוצג בתמונה. • חזור מדי יום לפי פרוטוקול הטיפול 	מצח
		<ul style="list-style-type: none"> • לטפל עד 5 דקות • כפי שמוצג בתמונה. • חזור מדי יום לפי פרוטוקול הטיפול 	סביב העיניים
		<ul style="list-style-type: none"> • לטפל עד 5 דקות • כפי שמוצג בתמונה. • חזור מדי יום לפי פרוטוקול הטיפול 	סביב הפה והסנטר



הערה: נדרשות כמה טיפות (5-2) לכל איזור טיפול

הערה: ודא שהמכשיר תמיד במגע עם העור. כאשר אין מגע עם העור, לא תרגיש את הרטט המכאני והמיקרו-זרם לא יועבר.

טיפול פנים לאחר טיפול

- לאחר הטיפול, הימנע משימוש במוצרים שוחקים או קשים למשך יומיים.
- במקרים בהם מופיע קרום שטחי או גלד, אין לשפשף, לשרוט או להסיר את הגלד. נקה את האזור בעדינות ויבש.
- ניתן למרוח מייק אפ מיד לאחר הטיפול.

ניקוי ואחסון

- יש לנקות את משטחי הטיפול לאחר כל טיפול:
- o אם לחצן ההפעלה/כיבוי אדום  לחץ על לחצן הסר מחסנית. כאשר כפתור ההפעלה/כיבוי  הופך לירוק, ניתן להסיר את משטח הטיפול.
- o הסר את מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך ממשטח הטיפול.
- o אחסן את מחסנית הג'ל/קרם/סרום המוליך עד לטיפול הבא באריזה במקום יבש.
- o ודא שמשטח הטיפול יבש (ניתן להשתמש במטלית או במגבת נייר כדי לנגב את המים) ואחסן אותו.
- יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנתק מהחשמל, לפני ניקוי משאריות ג'ל/קרם/סרום מוליך. השתמש במטלית רכה ולחה או במגבת נייר. ודא שכל האזורים כולל משטח הטיפול והלחצנים מנוקים היטב.
- ודא שמכשיר ה- **Individuel Pro X** יבש לחלוטין לפני אחסונו; לעולם אל תשטוף את המכשיר במים שכן הדבר עלול להוביל לסכנת התחשמלות.
- אחסן את ה- **Individuel Pro X** במקום סגור ויבש. מומלץ לשמור אותו בקופסה המקורית.

פתרון תקלות

אם אתה נתקל בבעיות כלשהן עם מכשיר ה- **Individuel Pro X** שלך, עיין במידע שלהלן:

אם מכשיר ה- Individuel Pro X לא נדלק:	<ul style="list-style-type: none">• ייתכן שהסוללה ריקה. נסה להטעין את המכשיר עם כבל ה-USB.
אם ה- Individuel Pro X אינו מספק זרם (ללא רטט מכני)	<ul style="list-style-type: none">• ודא שכף ירך נמצאת במגע מלא עם משטח היד המוליך (מומלצת כף יד לחה מעט).• יש לוודא שמשטח הטיפול במגע עם העור המטופל שעליו מוליך ג'ל/קרם/סרום• אם כף היד שלך לא מונחת כראוי ו/או משטח הטיפול אינו במגע עם העור שלך, הזרם לא יועבר.
שגיאה כללית:	<ul style="list-style-type: none">• אם יש לכלוך או פסולת דבוקה לאלקטרודה, עליך לנקות אותם בהתאם לסעיף "ניקוי ואחסון" לעיל. אם אינכם יכולים לנקות את האזור, פנו לשירות הלקוחות שלנו.• אפס את המכשיר – כבה אותו או המתן עד שהוא יכבה, המתן 10 שניות ואז הפעל אותו שוב.• אם אתה עדיין נתקל בבעיות במכשיר שלך, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

שירות לקוחות

לשירות לקוחות, אנא עיין בפרטי ההתקשרות בכריכה הקדמית. הפנימית.

מפרט המכשיר

מכשיר ה- Individual Pro X מופעל על ידי (מופעל עם זרם רציף) $\pm 5[V]$.

זרם מופעל: 0.05-0.1 [μA]

רטט מכני - מיושם על ידי משטחי טיפול 4, 3, 2 [G]

משטח טיפול בציפוי כרום:


- משטח טיפול קטן: 2 [ס"מ²]

- משטח טיפול גדול: 22 [סמ"ר]

כבל יו אס בי

גודל ומשקל המכשיר: 64X48.9X192.6 [מ"מ](LXWXH), 120 [גר']

הוראות אחסון:

תנאי אחסון והובלה	
10-מעלות צלזיוס עד 70 מעלות צלזיוס (14°F) עד 158°F	טמפרטורה* לחות לחץ
10% RH עד 90% RH ב-55°C/131°F לא מתעבה	
תנאים תפעוליים	
10 מעלות צלזיוס עד 40 מעלות צלזיוס (50°F) עד 104°F 30% עד 70% RH 3,000 מ'. .	טמפרטורה לחות גובה פעולה מקסימלי
השתמש ב- Individual Pro X רק עם המתח החיצוני והאביזרים המסופקים. למען בטיחותך, לעולם אל תשתמש במתאמי DC שאינם מאושרים על ידי היצרן. 	

* במקרה של אחסון או הובלה בתנאים קיצוניים, אפשר למכשיר ה- Individual Pro X 30 דקות לייצוב תרמי

תיג

Model: DEP100XXYYZZZ דגם:

Power: 5 [V], 0.25[A] הספק:

Chargeable Li-Ion Battery: 3.7V 190mAh סוללה נטענת:

בידוד כפול	
ציוד מסוג BF	
עיין בהוראות השימוש	
פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי	
המוצרים והאריזה שלנו ניתנים למיחזור, אל תזרקו אותם!	
הרחק מעיניים	
אנא קרא את כל האזהרות ואמצעי הזהירות לפני השימוש	
אין להשתמש במכשיר Individual Pro X על עור שזוף רגיש או לאחר חשיפה לשמש	
אין לשטוף את Individual Pro X תחת מים זורמים, מכיוון שזה עלול לגרום לתקלה במכשיר. שמור יבש.	
IP2X : אובייקט בקוטר 5,2 מ"מ, לא יחדור. 2PX : לטיפות שנופלות אנכית לא יהיו השפעות מזיקות.	IP22
	CE
	UK CA

HÅNDBOK

INDIVIDUEL PRO X

Estetisk profesjonell
Hjemmeenhet



Individual
Genève

Individuel Pro X

Innholdsfortegnelse

FORHOLDSREGLER	121
HVEM SKAL IKKE BRUKE ENHETEN?.....	121
KONTRAINDIKASJONER	122
ADVARSLER	122
IKKE bruk enheten:	122
HVA ER INDIVIDUEL PRO X?.....	123
Hvordan fungerer det?.....	124
TILTENKT BRUK.....	125
MULIGE BIVIRKNINGER	125
BESKRIVELSE AV ENHET	126
Håndholdt enhet	126
Ekstra enhetstilbehør.....	126
Beskrivelse av brukergrensesnitt.....	127
BRUKERINSTRUKSJONER	128
Hva du kan forvente når du bruker Individuel Pro X.....	128
Foreløpig test	128
Trinn 1: Forbered huden din	128
Trinn 2: Enhetsoppsett	129
Trinn 3: Drift av enheten.....	130
Anbefalt behandlingsregime.....	131
Ansiktspleie etter behandling.....	132
RENGJØRING OG OPPBEVARING	133
FEILSØKING	133
KUNDESERVICE	134
SPESIFIKASJONER FOR ENHETER.....	134
MERKING.....	135

FORHOLDSREGLER

- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer eller andre beholdere som inneholder vann, da det kan føre til elektrosjokkrisiko.
- Ikke bruk Individuel Pro X i nærheten av elektronisk overvåkingsutstyr (f.eks. hjertemonitorer), da det kan føre til feil bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke bruk enheten hvis noen del av enheten mangler, er skadet eller løs, hvis utstyret ikke fungerer som det skal hvis du ser eller lukter røyk.
- Før du bruker enheten, må du kontrollere at enheten er ren, tørr og intakt. Rengjøringsinstruksjoner er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og lagring".
- Ikke bruk for mye trykk på huden under behandlingen. Påfør nok trykk til å registrere enhetens vibrasjon i henhold til din egen komfort.
- Ikke bruk ledende gel/krem/serum etter utløpsdatoen.
- Bruk apparatet kun på de tillatte behandlingsområdene og til tiltenkt bruk.
- Bruk apparatet kun i henhold til bruksanvisningen og tiltenkt bruk.

HVEM SKAL IKKE BRUKE ENHETEN?

Les informasjonen nøye nedenfor før du begynner en behandling med enheten. Hvis du fortsatt er i tvil eller er usikker på om enheten er trygg for din bruk, ta kontakt med legen din.

KONTRAINDIKASJONER

IKKE bruk Individuel Pro X-enheten hvis du:

- Er gravid eller forsøker å bli gravid.
- Har metallimplantater eller et aktivt implantat som pacemaker, insulinpumpe eller lignende enheter, siden det kan forårsake forstyrrelser.
- Hjertesykdom, som arytmier.
- Har metallstøtter på tennene.
- Lider av epilepsi eller anfall.
- Blodkoagulopati eller overdreven blødning eller blåmerker.
- Hudkreft, på områder med risiko for kreft eller i nærheten av slike områder.
- Har åpne sår eller sår i behandlingsområdet.
- Har en tendens til å ha rosacea eller hvis du har problematisk eller sensitiv hud.
- Er allergiske mot ledende gel/krem/serumingredienser eller følsomme for kontakt med krom.

ADVARSLER

IKKE bruk enheten:

- Over hudutbrudd, hovent eller betent hud eller lesjoner, eller hvis du har aktiv hudsykdom (som eksem, psoriasis og utslett) i behandlingsområdet.
- Over nakke og bryst, siden det kan føre til muskelspasmer som resulterer i lukking av luftveiene og hjerterytmeforstyrrelsen.
- Over smertefulle områder eller områder som ikke kan føle berøring. Hvis du har smertefulle eller berøringsfølsomme områder, kontakt legen din før du bruker enheten.
- Uten å påføre ledende gel/krem/serum før bruk.
- Individuel Pro X og ledende gel/krem/serum er kun til ekstern bruk. Unngå direkte kontakt med øyne, lepper, munn og nesebor. Ved kontakt, vask umiddelbart med vann.
- Ikke bruk Individuel Pro X under kjøring, soving, bruk av maskiner eller bading/dusjing.

- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og at de forstår farene som er involvert.
- Hvis du har usikkerhet om andre medisinske tilstander som ikke er oppført her, eller hvis du har behandlet huden med et foreskrevet legemiddel eller gjennomgått noen invasiv prosedyre (for eksempel injeksjoner eller kirurgiske prosedyrer) i løpet av de siste 3 månedene, kontakt legen din før du bruker Individuel Pro X Individuel.

Individuel Pro X-enheten er konstruert for bruk på intakt hud av alle typer, med mindre det er forbudt i avsnittet om advarsler og kontraindikasjoner ovenfor.

HVA ER INDIVIDUEL PRO X?

Individuel Pro X er en ansikts toning enhet som er beregnet for ansikts stimulering og er indikert for kosmetisk bruk uten resept.

Individuel Pro X produserer mikrostrøm. Aktiviteten er ledsaget av en mekanisk vibrasjon. Denne unike kombinasjonen av Individuel Pro X er spesielt designet for å forbedre ansiktshudtonen, stimulere huden for forbedret utseende og slappe av ansiktsmuskler.

Når du bruker Individuel Pro X må du bruke Individuel Pro X ledende gel/krem/serum. Individuel Pro X har også en unik utskiftbar patron. Denne patronen lar deg slippe ut ønsket mengde ledende gel / krem / serum uten problemer. Ledende Gel/krem/serum er spesielt designet for å hjelpe til med riktig konduktivitet og behagelig glidning av Individuel Pro X over huden din.

Individuel Pro X er designet for optimal ansiktskontakt for alle mennesker. Enheten skal brukes på intakt hud av alle typer, med mindre det er forbudt i avsnittet om advarsler og kontraindikasjoner ovenfor.

Hvordan fungerer det?

Individuel Pro X er en elektronisk, ikke-invasiv håndholdt enhet med en spesiell og unik design som er enkel å samhandle med. Det er behagelig og enkelt å bruke, for å lette flere minutter med selvbehandling på forskjellige ansiktsområder.

Individuel Pro X ledende gel/krem/serum leveres til den valgte behandlingsregionen med et enkelt klikk, beløpet justeres i henhold til din komfort! Dette sparer deg for behovet for tidligere forberedelser. Ledende gel/krem/serum vil muliggjøre riktig hudledningsevne og hjelpe Individuel Pro X med å gli jevnt over huden.

Mikrostrømmen leveres fra behandlingsflaten når enheten er i kontakt med huden. Dette vil automatisk slå på den mekaniske vibrasjonen.

Den elektriske mikrostrømmen, ledsaget av vibrasjon, brukes til estetiske formål, og tilbyr flere fordeler, inkludert:

- Forbedring av ansiktskontur og økt hud- og muskelfasthet.
- Forbedring av sirkulasjonsblodstrømmen til huden, og dermed lette avfallsjerning og leverer friske næringsstoffer inn i huden.
- Forbedring i bindevev kollagen, og dermed støtte og strukturere huden.
- Økning i ATP (cellulær energimolekyl) syntese, og dermed bidra til ansiktsstimulering, en prosess som bremses av aldring.

Mikrostrømmen, sammen med den mekaniske vibrasjonen, letter et sunnere og mer levende utseende!

⚠ Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du starter behandlingen med Individuel Pro X. Denne guiden, samt en instruksjonsvideo, finner du også på www.individuelprox.com

TILTENKT BRUK

Individuel Pro X er beregnet på menn og kvinner som ønsker å forbedre hudens utseende, tone ansiktet og slappe av musklene i de ønskede ansiktsbehandlingsområdene.

Individuel Pro X er beregnet for bruk på følgende ansiktsområder: kinn, rundt øynene (periorbital region), panne, rundt munnen (perioral region), hake, nakke, décolté og hender.

Individuel Pro X-enheten er konstruert for bruk på intakt hud av alle typer, med mindre det er forbudt i avsnittet om advarsler og kontraindikasjoner ovenfor.

Merk: Individuel Pro X er spesielt designet for din egen personlige behandling! Den er kun ment for en enkelt bruker og hjemmebruk.

MULIGE BIVIRKNINGER

Når du bruker Individuel Pro X-enheten i henhold til bruksanvisningen, er bivirkninger sjeldne. Imidlertid kan hver estetisk prosedyre, inkludert bruk av hjemmebruksenheter, forårsake en viss grad av bivirkninger (som oppført i tabellen nedenfor). De mulige bivirkningene er midlertidige, sjeldne og løses spontant innen 24 timer.

Alvorlighetsgraden av negativ effekt	Frekvens for negativ effekt	Bivirkninger
Litt	Vanlig	Lokale smerter Hudirritasjon Rødhet i huden Hudfølsomhet Stikk Allergi eller følsomhet for gel/krem/serum
Moderat	Sjelden	Mild hud brenner Overdreven rødhet, og hevelse Hodepine
Veldig	Ekstremt sjelden	Alvorlige brannskader Subkutan blødning eller blåmerker Infeksjon Blemmer Alvorlig smerte

Hvis det oppstår bivirkninger, må du slutte å bruke Individuel Pro X-enheten. Rådfør deg med legen din om nødvendig.

BESKRIVELSE AV ENHET

Individuel Pro X-enhetssettet består av følgende komponenter:

Håndholdt enhet

Slippknapp: Ledende gel/krem /serumutløsningsknapp

Indikator for patronnivå

Fjern patron-knappen

Ledende gel/krem/serum pore

Tøm (stor)

Batteriindikator

Stikkontakt

På/av-knappen




Håndledende overflate



Ekstra enhetstilbehør









1. Stor behandlings-overflate



2. Liten behandlings-overflate

Beskrivelse av brukergrensesnitt

Knapp	Beskrivelse
 På/av-knappen	<p>Trykk på knappen for å slå på/av enheten. Enheten slås av automatisk når den står uten tilsyn i 3 minutter.</p> <p>Grønt lys – Enheten er på (mikrostrøm og vibrasjon fungerer når behandlingsflaten og håndledende overflate er i riktig kontakt med huden).</p> <p>Grønt lys vises:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etter at du har slått på enheten. 2. Når du har trykket på knappen for fjerning av patronen .  <p>Når det røde lyset vises, må du ikke fjerne patronstatusen. Lyset blir grønt igjen etter at du har trykket på knappen for fjerning av patronen . </p>
 Slippknapp: Ledende gel/krem/ serumutløsning	<p>Trykk for å påføre ledende gel/krem/serum på behandlingsområdet. </p>
 Knapp for fjerning av kassetter	<p>Trykk på knappen for fjerning av patronen for å fjerne patronen.</p>
Indikator for patronnivå	<p>Indikerer nivået på gjenværende ledende gel/krem/serum i sylinderrampullen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Full patron (4 linjer) ● 3/4 sylinderrampulle (3 linjer) ● 1/2 patron (2 linjer) ● 1/4 kassett (1 linje) ● Tom (det vises ikke noe lys)
Håndledende overflate	<p>En sekundær elektrode som lukker mikrostrømkretsen med håndflaten. Plasser håndflaten på håndledende overflate for å starte behandlingen. Det anbefales å bruke en fuktig hånd for forbedret ledningsevne.</p>
USB-kabel	<p>USB-kabelen brukes til å lade batteriet til Individuel Pro X.</p>
Batteri indikator	<ul style="list-style-type: none"> ● Grønt lys indikerer at batteriet er ladet. ● Rødt lys indikerer at batteriet er lavt og må lades opp. ● Når ladingen er fullført, slås lyset av. ● Batteriet varer i ca. 2,5 timer konstant arbeid.

BRUKERINSTRUKSJONER

Hva du kan forvente når du bruker Individuel Pro X

Bruken av Individuel Pro X-enheten til ansiktsstimulering til estetiske formål er enkel og rask.

Under Individuell Pro X-behandling er det normalt å oppleve:

- Følelser av varme og vibrasjon, skapt av mikrostrømene og vibrasjonsmotoren.
- Litt mild rød eller rosa farge på huden og irritasjonsfølelse, under og like etter bruk av Individuel Pro X.
- Motorstøy under flytting av patronen i/ut av posisjon.
- Vibrasjonsmotorstøy under behandling.

Foreløpig test

Utfør en foreløpig test for å sikre at hudens reaksjon på Individuel Pro X-enheten er normal. Utfør en foreløpig test på en liten hudflekk i et tillatt ansiktsområde, før den første behandlingen med Individuel Pro X-enheten.

1. Forbered huden din (som beskrevet i delen "Trinn 1: Forbered huden din" og sett opp Individuel Pro X som angitt i "Trinn 2: Enhetsoppsett".

2. Bruk enheten i 1 minutt som beskrevet nedenfor i "Trinn 3: Enhetsdrift".

3. Hvis du føler deg ukomfortabel eller ser bivirkninger (beskrevet i avsnittet "Bivirkninger"), må du stoppe testen umiddelbart.

Vent i 24 timer og undersøk det testede området. Hvis huden i det testede området ikke viser respons eller bare mild rødhet, kan du fortsette med en full behandling. Hvis du ser ekstrem rødhet, hevelse eller blemmer, ikke fortsett med behandlingen.

Trinn 1: Forbered huden din

Ansiktshuden er et følsomt område som krever spesiell forsiktighet og forsiktighet. Pass på at du følger alle instruksjoner og sikkerhetsforanstaltninger nøye for å unngå bivirkninger.

1. Sørg for at huden din er ren og fri for sminke og smykker. Oljerester eller smuss kan redusere behandlingseffekten.

2. Utfør en foreløpig test på en liten hudflekk i et tillatt behandlingsområde (som beskrevet i avsnittet "Foreløpig test").

Trinn 2: Enhetsoppsett

1. Fjern alle komponenter fra esken (håndholdt enhet, behandlingsflater, ledende gel/krem/serumpatron og USB-kabel).
2. Lad Individuel Pro X i 6 timer før du bruker den for første gang.
3. Fjern den ledende gel-/krem-/serumpatronen fra pakningen (se figur 1).
4. Velg ønsket behandlingsflate (stor eller liten):

Liten behandlingsflate – rundt øynene, rundt munnen og haken.

Stor behandlingsflate – full ansiktsbehandling (inkludert kinn) nakke, décolte og hender.

5. Plasser patronen inne i behandlingsoverflaten med patronspissen vendt mot behandlingsflateporene (se figur 2 og 3).

6. Sett behandlingsflaten som følger med ledende gel-/krem-/serumpatron, inn i enheten, og trykk hardt for å klikke den på plass (figur 4).



Figur 1 og 2 – Sett inn den ledende gel/krem/serumpatronspissen inne i den valgte behandlingsflateporen.




Figur 3- Sett inn behandlingsflaten med sylindramulle inne i Individuel Pro X



Figur 4- Din Individuel Pro X er klar til bruk!

7. Før du begynner behandlingen, må du kontrollere enheten: Kontroller at enheten og behandlingsflaten er rene, tørre og intakte.
8. Merk: Hvis du ser skarpe kanter eller feil på behandlingsflaten, må du ikke bruke behandlingsflaten og kontakte støttetjenesten for Individuel Pro X.
9. Individuel Pro X er nå klar til bruk.

Trinn 3: Drift av enheten

1. Slå på enheten ved å trykke på På/av-knappen.
 - i. På/av-knappen lyser grønt.
 - ii. Indikatoren for patronnivå lyser.
 - iii. Batteriindikatoren lyser grønt, noe som betyr at batteriet er ladet.
2. Trykk på Slipp-knappen for å angi patronposisjonen :
 - i. Enhetsmotoren vil bevege seg til den når patronen. Enhetsmotoren stiller seg automatisk inn i henhold til mengden ledende gel/krem/serum som er igjen i patronen.
 - ii. På/av-knappefargen endres fra grønt til rødt. 
 - iii. Indikatoren for patronnivå viser 1-4 grønne lys, avhengig av mengden ledende gel/krem/serum som er igjen inne i patronen (se avsnittet "Beskrivelse av brukergrensesnitt"). Når patronen er tom, lyser ikke indikatoren.
3. Plasser enheten på ønsket behandlingsområde og bruk Slipp-knappen en eller flere ganger for å påføre den nødvendige mengden ledende gel/ krem / serum til ønsket behandlingsområde er dekket. Hvert press slipper en dråpe.
4. Forsikre deg om at du har brukt den nødvendige mengden ledende gel / krem / serum. Hold det behandlede området fuktig med ledende gel/krem/serum gjennom hele behandlingsokten.

5. Håndflaten må alltid berøre håndledende overflate. Fukt hånden din for å forbedre ledningsevnen.


Merk: Hvis du kan føle en mild vibrasjon, leveres mikrostrømmen.



6. Gjenta poeng 3-5 til du har dekket hele behandlingsområdet du ønsker.

Merk: Hvis enheten identifiserer utilstrekkelig kontakt med håndflaten, deaktiveres strømmen og vibrasjonen.

7. Slå av apparatet ved å trykke på på/av-knappen, ellers slås enheten av automatisk etter 3 minutter uten bruk.







8. For vedlikehold av Individuel Pro X-enheter og langvarig bruk er rengjøring nødvendig (som beskrevet i avsnittet Rengjøring og lagring).
9. For å skifte ut mellom behandlingsflater eller for å fjerne ledende gel/krem/serumpatron, må du kontrollere at på/av-knappelyset er grønt.
- Hvis av/på-knappelampen lyser rødt, trykker du på Fjern patron-knappen og venter til den blir grønn. 
 - Fjern patronen fra behandlingsoverflaten.
 - Sett inn den ledende gel-/krem-/serumpatronen på en annen behandlingsflate, eller bytt ut den ledende gel-/krem-/serumpatronen med en ny (i henhold til "Trinn 2: Enhetsoppsett").
 - Sett behandlingsflaten med ledende gel/krem/serumpatron inn i enheten (i henhold til "Trinn 2: Enhetsoppsett").
10. Hvis batteriindikatoren er rød, må batteriet lades opp. Koble USB-kabelen til enheten og koble den andre enden av kabelen til USB-kilden. Når enheten lades, lyser indikatorlampen grønt. Når ladingen er fullført, slås lyset av.

Merk: En full patron inneholder 15 ml ledende gel / krem / serum, som er nok for ca. 5-6 full ansiktsbehandlinger

Anbefalt behandlingsregime

Utfør alltid en foreløpig test før den første behandlingen i hvert ansiktsområde i henhold til delen "Foreløpig test".

Behandlingsregime	Behandlingsprotokoll	Behandlingsområde og stilling	Behandlingsflate
Fullt ansikt inkludert kinn, nakke, décolte og hender	<ul style="list-style-type: none"> Behandle hele ansiktet i opptil 10 minutter som vist på bildet. Gjenta daglig i henhold til behandlingsprotokollen 		

<p>Panne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandle i opptil 5 minutter som vist på bildet. • Gjenta daglig i henhold til behandlingsprotokollen 		
<p>Rundt øynene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandle i opptil 5 minutter som vist på bildet. • Gjenta daglig i henhold til behandlingsprotokollen 		
<p>Rundt munnen og haken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandle i opptil 5 minutter som vist på bildet. • Gjenta daglig i henhold til behandlingsprotokollen 		

Merk: Noen få (2-10) dråper kan være nødvendig for hvert behandlingsområde.



Merk: Kontroller at enheten alltid er i kontakt med huden. Når det ikke er hudkontakt, vil du ikke føle at den mekaniske vibrasjonen og mikrostrømmen ikke vil bli levert.

Ansiktspleie etter behandling

Etter behandling, unngå bruk av slipende eller harde produkter i to dager.

- I tilfeller der overfladisk skorpedannelse oppstår, må du ikke gni, klø eller fjerne skorpen. Rengjør området forsiktig og klapp tørt.
- Sminke kan påføres umiddelbart etter behandlingen.

RENGJØRING OG OPPBEVARING

- Behandlingsflater bør rengjøres etter hver behandling:
 - Hvis på/av-knappen er rød, trykker du på Fjern -patron-knappen. Når På/Av-knappen blir grønn, kan behandlingsflaten fjernes .
 - Fjern den ledende gele-/krem-/serumpatronen fra behandlingsoverflaten.
 - Oppbevar den ledende gel-/krem-/serumpatronen til neste behandling i pakken på et tørt sted.
 - Skyll behandlingsflaten grundig.
 - Pass på at behandlingsflaten er tørr (du kan bruke klut eller papirhåndkle til å tørke av vannet) og oppbevare det.
- Kontroller at enheten er slått av og koblet fra, før du rengjør den av gjenværende ledende gel/krem/serum. Bruk en myk, fuktig klut eller et papirhåndkle. Forsikre deg om at alle områder, inkludert behandlingsflaten og knappene, er grundig rengjort.
- Kontroller at Individuel Pro X-enheten er helt tørr før du setter den bort. Skyll aldri enheten med vann, da det kan føre til elektrisk støtrisiko.
- Oppbevar Individuel Pro X på et lukket og tørt sted. Det anbefales å holde det i sin opprinnelige boks.

FEILSØKING

Hvis du får problemer med din Individuel Pro X-enhet, kan du se informasjonen nedenfor:

Hvis Individuel Pro X-enheten ikke slås på:	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet kan være utladet. Prøv å lade enheten med USB-kabelen.
Hvis Individuel Pro X ikke leverer strøm (ingen mekanisk vibrasjon):	<ul style="list-style-type: none">• Pass på at håndflaten er i full kontakt med håndledende overflate (en litt fuktig håndflate anbefales).• Kontroller at behandlingsflaten er i kontakt med den behandlede huden som har ledende gel/krem/serum på seg• Hvis håndflaten ikke påføres riktig og/eller behandlingsflaten ikke er i kontakt med huden din, vil strømmen ikke bli levert.
Generell feil:	<ul style="list-style-type: none">• Hvis det er smuss eller rusk fast i elektroden, bør du rengjøre dem i samsvar med delen "Rengjøring og lagring" ovenfor. Hvis du ikke kan få området rent, kontakt vår kundeservice.• Tilbakestill enheten- slå den av eller vent til den slås av, vent i 10 sekunder og slå den på igjen.• Hvis du fortsatt har problemer med enheten din, kan du kontakte vår kundeservice.

KUNDESERVICE

For kundeservice, vennligst se kontaktinformasjon på det indre bakdekelet.

SPESIFIKASJONER FOR ENHETER

Individuel Pro X-enheten drives av (påføres med kontinuerlig strøm) $5\pm 1[V]$.

Anvendt strøm: 5-100 [μA]

Mekanisk vibrasjon- Implementert av behandlingsflater 3.4 [G]

Forkrommet behandlingsflate:

- Liten behandlingsflate: ~ 2 [cm^2]

- Stor behandlingsflate: ~ 22 [cm^2]

USB-kabel

Enhet Størrelse og vekt: 192.6X48.9X64 [mm] (LXWXH), 120 [gr]

Instruksjoner for lagring:

Lagrings- og transportforhold	
Temperatur*	-10°C til 70°C (14°F til 158°F)
Fuktighet	10 til 90 % relativ fuktighet ved 55 °C
Trykk	Ikke-kondenserende
Driftsforhold	
Temperatur	10°C til 40°C (50°F til 104°F)
Fuktighet	30% til 70% RH
Maksimal driftshøyde	3,000m.



Bruk Individuel Pro X kun med den medfølgende eksterne strømmen og tilbehøret. Av sikkerhetsmessige årsaker må du aldri bruke DC-adaptere som ikke er godkjent av produsenten.










* Ved lagring eller transport under ekstreme forhold, la Individuel Pro X-enheten få 30 minutter for termisk stabilisering

MERKING

Modell: INF100

Strøm: 5 [V], 0.25[A], 100-240 [VAC], 50-60 [Hz]

Oppladbart li-ion batteri: 3.7V 190mAh

	Dobbel isolasjon
	Type BF-utstyr
	Se bruksanvisningen
	Avfall elektronisk og elektrisk utstyr
	Våre produkter og emballasje er resirkulerbare, ikke kast dem bort!
	Holdes borte fra øynene
	Les alle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger før bruk
	Ikke bruk Individuel Pro X-enheten på sensitiv solbrun hud eller etter soleksponering
	Ikke skylld Individuel Pro X under rennende vann, da det kan føre til funksjonsfeil på enheten. Hold deg tørr.
IP22	IP2X: Objekt med en diameter på 12,5 mm skal ikke trenge inn. IPX2: Vertikalt fallende dråper skal ikke ha noen skadelige effekter.
CE	
UK CA	